

			ISTRUZIONI DIPARTIMENTO									Rev.1	
			ELENCO PRESTAZIONI E CODICI RICHIESTE DI LABORATORIO ASST NORD MILANO									DSD-ALAB-ID-001 (All.1)	
Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto	
Per effettuare una ricerca rapida: digitare contemporaneamente i tasti <b>ctr + f</b> e scrivere il nome dell'esame nella finestra che si apre.													
90.01.2	0090012	0090012	17 ALFA IDROSSIPROGESTERONE (17 OH-P)	3723	17-OH-Progesterone	RUGGINE lunga FERT SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	20	11,05		A	
90.44.5	0090445.01	009044501	1,25 OH-VITAMINA D	3891	1,25-OH-Vitamina D	RUGGINE lunga ORM SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	16	16,85		A	
90.44.5	0090445	009044502	25 OH-VITAMINA D	3890	25-OH-Vitamina D	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	16,85		A	
90.48.8	0090488	0090488	ACA (ANTICORPI ANTI CENTROMERO)	CN3238	(ACA) Centromero anticorpi	RUGGINE lunga immunità SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	20	13,15		A	
90.52.1	0090521	0090521	AMA (ANTICORPI ANTI MITOCONDRI)	CN3248	(AMA) Mitochondrio anticorpi	RUGGINE lunga immunità SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	10	10,00		A	
90.52.4	0090524	0090524	ANA (ANTICORPI ANTI NUCLEO)	CN3253	(ANA) Nucleo anticorpi	RUGGINE lunga immunità SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	15	10,00		A	
90.48.2	0090482	0090482	ANCA (ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI)	CN3254	(ANCA) Citoplasma neutrofili anticorpi	RUGGINE lunga immunità SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	15	12,10		A	
90.48.1	0090481	0090481	ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE (PCA)	CN3250	(APCA) Cellule parietali gastriche anticorpi	RUGGINE lunga immunità SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	8	8,95		A	
90.53.E	009053E.01	009053E01	ANTICORPI ANTI SACCAROMYCES CEREVISIAE:(ASCA) IGA	3232A	(ASCA) Saccaromices Cerevisiae anticorpi IgA	GIALLA lunga varie SERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	11	12,10		A	
90.53.E	009053E	0119053E	ANTICORPI ANTI SACCAROMYCES CEREVISIAE	3232	(ASCA) Saccaromices Cerevisiae anticorpi IgG	GIALLA lunga varie SERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	10	12,10		A	
90.52.2	0090522	0090522	ASMA (ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO)	CN3252	(ASMA) Muscolo liscio anticorpi	RUGGINE lunga immunità SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	10	7,90		A	
90.47.3	0090473	0090473	ANTICORPI ANTI ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI (ENA)	CN3239	(ENA) Antigeni Nucleari Estraiibili anticorpi	RUGGINE lunga immunità SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	15	13,70		A	
90.51.5	0090515	0090515	ANTICORPI ANTI MICROSOMI EPATICI E RENALI (LKMA)	CN3249	(LKM) Microsomi epatici e renali anticorpi	RUGGINE lunga immunità SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	10	8,40		A	
90.48.3	0090483	0090483	ANTICORPI ANTI DNA NATIVO	CN3260	(nDNA) DNA nativo anticorpi	RUGGINE lunga immunità SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	10	12,10		A	
90.53.A	009053A	009053A	ANTICORPI ANTI RIBONUCLEOPROTEINE (RNA)	CN3237	(RNP) Ribonucleo proteine anticorpi	RUGGINE lunga immunità SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	15	13,70		A	
90.01.5	0090015	0090015	ACIDI BILIARI	3796	Acidi Biliari	RUGGINE lunga ORM SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	20	9,50		A	

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.23.2	0090232.02	009023202	ACIDO FOLICO	CN3703	Acido folico (Folati)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	9,50		A
90.02.1	0090021.02	009002102	ACIDO 5 IDROSSI 3 INDOLACETICO NELLE URINE 24 H	CN1114	Acido 5-Idrossiindolacetico	Acido 5-Idrossi indolacetico urinario (u-5HIAA)	Raccolta urine 24 ore in contenitore con acido cloridrico al buio	NIG	20	16,35	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente contenente 10 mL di <b>acido cloridrico 6N</b> (fornito dal laboratorio). Mantenere al buio. Misurare, mescolare e prelevare DUE campioni (10 mL). Indicare la diuresi delle 24 ore. Osservare le seguenti raccomandazioni dietetiche e restrizioni farmacologiche durante le 24 ore che precedono la raccolta e durante la raccolta stessa: <b>non assumere banane, ananas, kiwi, noci, verdure, farmaci contenenti acetilsalicilati, fenotiazina, reserpina.</b>	A
ASSENTE	ASSENTE	000000009	ACIDO OMOVANILLICO URINARIO 24 H	CN1113	Acido Omovanillico	Acido omovanillico urinario (u-HVA)	Raccolta urine 24 ore in contenitore con acido cloridrico al buio	NIG	20		Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente contenente 10 mL di <b>acido cloridrico 6N</b> (fornito dal laboratorio). Mantenere al buio. Misurare, mescolare e prelevare DUE campioni (10 mL). Indicare la diuresi delle 24 ore. Osservare le seguenti raccomandazioni dietetiche e restrizioni farmacologiche durante le 24 ore che precedono la raccolta e durante la raccolta stessa: <b>non assumere banane, vaniglia, cioccolato, caffè, thè, farmaci contenenti fenotiazine, acido gentisico e omogentisico.</b>	A
90.03.4	0090034	0090034	ACIDO VALPROICO	3814	Acido valproico (Depakin)	RUGGINE lunga SERV 1071	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	3	10,45		A
90.03.5	0090035.01	009003501	ACIDO VANILMANDELICO (VMA) NELLE URINE 24 H	CN1112	Acido Vanilmandelico (VMA)	Acido Vanilmandelico urinario (u-AVM)	Raccolta urine 24 ore in contenitore con acido cloridrico al buio	NIG	20	21,10	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente contenente 10 mL di <b>acido cloridrico 6N</b> (fornito dal laboratorio). Mantenere al buio. Misurare, mescolare e prelevare DUE campioni (10 mL). Indicare la diuresi delle 24 ore. Osservare le seguenti raccomandazioni dietetiche e restrizioni farmacologiche durante le 24 ore che precedono la raccolta e durante la raccolta stessa: <b>non assumere banane, vaniglia, cioccolato, caffè, thè, farmaci contenenti fenotiazine, acido gentisico e omogentisico.</b>	A
90.15.2	0090152	0090152	ACTH (CORTICOTROPINA)	3722	ACTH (Corticotropina)	VIOLA GHIAC SERV	Provetta tappo viola lunga plasma EDTA <b>GHIACCIO</b>	NIG	15	21,10	Mettere immediatamente il campione in <b>ghiaccio</b> e consegnarlo al più presto in laboratorio. N.B. Il contenitore CRIOPLAST deve essere tolto in anticipo dal freezer per evitare che la provetta risulti a contatto con la superficie ghiacciata provocando emolisi.	B
91.12.3	0091123	0091123	ADENOVIRUS: RICERCA ANTICORPI IGG	3491	Adenovirus anticorpi IgG	GIAL/ROSS lunga EtimaxSERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	12	13,15		A
91.12.3	0091123.01	009112301	ADENOVIRUS: RICERCA ANTICORPI IGM	3491A	Adenovirus anticorpi IgM	GIAL/ROSS lunga EtimaxSERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	12	13,15		A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
91.13.4	0091134.01	009113401	ADENOVIRUS: RICERCA DIRETTA DI ANTIGENI IN MAT. BIOLOGICI	9017	Adenovirus antigene nelle feci	ROTA/ADENO FECI	Contenitore con paletta per Feci	LAB-SSG	2	7,55	FECI: raccogliere pochi grammi di feci nel contenitore per mezzo della spatola. Evitare la commistione delle feci con urina. Inviare subito in laboratorio o conservare in frigorifero da 2 a 8°C.	A
90.46.3	0090463	0090463	AGGLUTININE A FREDDO	9800	Agglutinine a frigore	TRASP lunga 37°C	Provetta con gel tappo trasparente lunga siero <b>PRELIEVO A CALDO</b>	SIMT	3	7,90	Il campione deve essere mantenuto al caldo subito dopo il prelievo e durante il trasporto al laboratorio dove viene posto immediatamente nel termostato a 37° <b>NON RICHIEDIBILE IL SABATO</b>	C
90.05.1	0090051.01	009005101	ALBUMINA	BU3515	Albumina	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	LAB-EBA	1	2,90	<b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b>	A
90.05.1	0090051.01	009005105	ALBUMINA NEL LIQUIDO BIOLOGICO	SG3985	Albumina - liquido biologico	VERDE liquidi vari	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA	1	2,90	Identificare il materiale	A
90.05.3	0090053.02	009005302	ALDOSTERONE PROFILO: CLINOSTATISMO	3883	Aldosterone clino	VIOLA lunga CLINO1 SERV	Provetta tappo viola lunga plasma EDTA	NIG	11	15,30	In clinostatismo: il paziente è sdraiato, a riposo da 2 ore. <b>NON RICHIEDIBILE IL SABATO</b>	A
90.05.3	0090053.01	009005301	ALDOSTERONE PROFILO: ORTOSTATISMO	3882	Aldosterone orto	VIOLA lunga ORTO1 SERV	Provetta tappo viola lunga plasma EDTA	NIG	11	15,30	In ortostatismo: il paziente non è a riposo. <b>NON RICHIEDIBILE IL SABATO</b>	A
90.06.5	0090065	0090065	ALFA AMILASI ISOENZIMI (FRAZIONE PANCREATICA)	3516	Alfa Amilasi pancreatica	RUGGINE lunga SERVcorelab	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	3	5,80		A
90.05.5	0090055.01	009005501	ALFAFETOPROTEINA	BU3782	Alfa Fetoproteina (AFP)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	LAB-EBA	2	11,05		A
90.05.4	0090054	0090054	ALFA 1 ANTITRIPSINA	CN3665	Alfa-1-Antitripsina	RUGGINE lunga ORM SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	20	6,85		A
90.06.1	0090061	0090061	ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA MUCOPROTEINE	BU3667	Alfa-1-Glico Proteina Acida	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	8,70		A
90.07.1	0090071.02	0090071.02	ALLUMINIO	3864	Alluminio	BLU OLIGOELEMENTI	Provetta tappo blu plasma per elementi in tracce	NIG	16	21,10	Provetta bonificata per determinazione elementi in tracce	A
90.04.5	0090045.02	009004502	TRANSAMINASI GPT (ALT)	BU3555	ALT (Alanina Amminotrasferasi)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	LAB-EBA	1	1,70	<b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b>	A
90.08.3	0090083.01	009008301	FARMACI: ANTIBIOTICI-AMIKACINA	3841	Amikacina	ROSA Farmaci SERV	Provetta tappo rosa corta siero	NIG	2	7,90		A
90.08.3	0090083.01	00900830101	AMIKACINA PICCO	3841P	Amikacina -Picco	ROSA Farmaci SERV Picco	Provetta tappo rosa corta siero	NIG	2	7,90		A
90.08.3	0090083.01	00900830102	AMIKACINA VALLE	3841V	Amikacina -Valle	ROSA Farmaci SERV Valle	Provetta tappo rosa corta siero	NIG	2	7,90		A
90.06.4	0090064.01	009006401	AMILASI	BU3566	Amilasi	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	LAB-EBA	1	2,90	<b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b>	A
90.06.4	0090064.01	009006404	AMILASI NEL LIQUIDO BIOLOGICO	SG3984	Amilasi - liquido biologico	VERDE liquidi vari	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA	1	2,90	Identificare il materiale	A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.06.4	0090064.03	009006403	AMILASI NELLE URINE	BU3567	Amilasi urine 24h	Urine 24 h	2 Provette urine (campione di Urine 24 h con indicata diuresi)	LAB-EBA	1	2,90	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente pulito e mantenuto al fresco. Misurare il volume, mescolare e prelevarne DUE campioni (2 provette da 10 mL). Indicare sull'etichetta la diuresi delle 24 ore.	A
90.07.5	0090075	0090075	AMMONIO	BU3553	Ammonio	Ammonio-Ghiaccio Viola	Provetta tappo viola plasma EDTA <b>GHIACCIO</b>	LAB-EBA	1	10,45	Mettere immediatamente il campione in <b>ghiaccio</b> e consegnarlo al più presto in laboratorio. N.B. Il contenitore CRIOPLAST deve essere tolto in anticipo dal freezer per evitare che la provetta risulti a contatto con la superficie ghiacciata provocando emolisi <b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b>	B
90.51.8		01190518	ANTICORPI ANTI MIELOPEROSSIDASI (MPO) :SPECIFICITA ANCA CORRELATA	CN3254B	ANCA - MPO_p	RUGGINE lunga immunità SERV	Provetta con gel tappo ruggine siero lunga	NIG	15	12,10		A
90.53.F		0119053F	ANTICORPI ANTI PROTEINASI 3 (PR3):SPECIFICITA ANCA CORRELATA	CN3254A	ANCA - PR3_c	RUGGINE lunga immunità SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	15	12,10		A
90.08.2	0090082	0090082	ANGIOTENSINA II (ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYM - ACE)	3805	Angiotensin converting enzyme (ACE)	ROSA corta ACE SERV	Provetta tappo rosa corta siero	NIG	20	14,25		A
90.46.5	0090465	0090465	ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE (LAC)	PLAC (3128-3129)	Anticoagulant Lupus-Like (LAC)	AZZURRO corta LAC AZZURRO corta LAC2	2 Provette tappo azzurro plasma Na Citrato	NIG	21	4,75		A
90.07.4		90074	AMITRIPTILINA	3813	Antidepressivi Triciclici	ROSA farmaci SERV	Provetta tappo rosa corta siero	NIG	3	7,90	Erogabile solo per i pazienti interni	A
90.51.7	0090517	0090517	ANTICORPI ANTI JO1	CN3243	anti-Jo1 anticorpi	RUGGINE lunga immunità SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	15	13,70		A
90.53.8	0090538	0090538	ANTICORPI ANTI SCL-70	CN3242	anti-Scl-70 anticorpi	RUGGINE lunga immunità SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	15	13,70		A
90.53.9	0090539	0090539	ANTICORPI ANTI SM	CN3245	anti-Sm anticorpi	RUGGINE lunga immunità SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	15	13,70		A
90.54.6	0090546	0090546	ANTICORPI ANTI SSA	CN3240	anti-SSA anticorpi	RUGGINE lunga immunità SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	15	13,70		A
90.54.7	0090547	0090547	ANTICORPI ANTI SSB	CN3241	anti-SSB anticorpi	RUGGINE lunga immunità SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	15	13,70		A
90.57.5	0090575	0090575	ANTITROMBINA III FUNZIONALE	3124	Antitrombina III	AZZURRO corta	Provetta tappo azzurro plasma Na Citrato	SIMT	1	3,45		A
90.08.4	0090084	0090084	APOLIPOPROTEINA A1	3672	Apolipoproteina A1	BEIGE Lipoprot SERV	Provetta tappo beige lunga siero	NIG	15	6,95		A
90.08.5	0090085	0090085	APOLIPOPROTEINA B	3673	Apolipoproteina B	BEIGE Lipoprot SERV	Provetta tappo beige lunga siero	NIG	15	6,95		A
90.09.1	0090091	0090091	APTOGLOBINA	3666	Aptoglobina	RUGGINE vari	Provetta con gel tappo ruggine corta siero	LAB-EBA	1	5,20		A
90.98.4	0090984.01	009098430	ESAME MICOLOGICO ASPERGILLI SU CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI	9157	Aspergilli - Esame colturale	ASPERGILLI COLT.	Vedi nota	LAB-SSG	9	3,70	Identificare il materiale. Fare riferimento all'esame colturale dello specifico campione biologico	A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.97.2	0090972	009072201	ASPERGILLUS ANTICORPI	3394A	Aspergillus anticorpi	GIALL/ROSS lunga AspergSERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	20	20,55		A
90.98.6	0090986	009098601	ASPERGILLUS ANTIGENE SU SANGUE	3391	Aspergillus antigene (Antigene Galattomannano)	GIALL/ROSS lunga AspergSERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	6	20,55		A
90.98.6	0090986	009098602	ASPERGILLUS ANTIGENE SU BRONCOLAVAGGIO	3392	Aspergillus antigene su broncolavaggio (Antigene Galattomannano)	ASPERG.antigene SERVICE	Contenitore sterile con tappo a vite	NIG	6	20,55		A
90.98.6	0090986	009098603	ASPERGILLUS ANTIGENE SU LIQUOR	3393A	Aspergillus antigene su Liquor (Antigene Galattomannano)	FALCON Asperg. NIG	Provetta Falcon sterile	NIG	5	20,55		A
90.09.2	0090092	0090092	TRANSAMINASI GOT (AST)	BU3554	AST (Aspartato Amminotrasferasi)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	1,70	<b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b>	A
		01896601	BAGNO DI DIALISI	3524	Bagno di dialisi	SIRINGA eparinata BAGNO DIALISI	Siringa eparinata <b>GHIACCIO</b>	LAB-EBA POCT	2		Mettere immediatamente il campione <b>in acqua e ghiaccio</b> e consegnarlo al più presto in laboratorio/ al POCT di riferimento	B
90.09.3	0090093	0090093	FARMACI: BARBITURICI	3812	Barbiturici	ROSA Farmaci SERV	Provetta tappo rosa corta siero	NIG	3	9,25		A
90.69.2	0090692.01	009069201	IMMUNOFISSAZIONE NELLE URINE (BENCE JONES)	3659	Bence Jones Proteina (Immunofissazione urine)	URINE sett.EF	Provetta urine	LAB-EBA	7	30,60	Si esegue su un campione delle urine del mattino	A
90.09.4	0090094.01	009009401	FARMACI: BENZODIAZEPINE	3811	Benzodiazepine	ROSA Farmaci SERV	Provetta tappo rosa corta siero	NIG	3	9,50		A
90.27.5	0090275	0090275	GONADOTROPINA CORIONICA (SUBUNITA' BETA, MOLECOLA INTERA) BETA HCG	BU3740	Beta HCG (Gonadotropina Corionica)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	16,25	<b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b>	A
90.49.5	0090495	00904952	AB ANTI - B2 GLICOPROTEINA	3261	Beta2-glicoproteina acida anticorpi	RUGGINE lunga immunità SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	15	12,10		A
90.83.9	0090839.01	9083901	BARTONELLA HANSELAE ANTICORPI IGG	3489	S-Ab Anti Bartonella IgG (Graffio di Gatto)	RUGGINE lunga EtimaxSERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	15	13,15		A
90.83.9	0090839.02	9083902	BARTONELLA HANSELAE ANTICORPI IGM	3489B	S-Ab Anti Bartonella IgM (Graffio di Gatto)	RUGGINE lunga EtimaxSERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	15	13,15		A
90.10.1	0090101.01	009010101	BETA2 MICROGLOBULINA	BU3789	Beta-2-microglobulina	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	LAB-EBA	2	11,05		A
90.10.1	0090101.02	009010102	BETA2 MICROGLOBULINA NELLE URINE	CN3790	Beta-2-microglobulina urine	URINE SERV beta2 /24h	Provetta urine (campione di Urine 24 h con indicata diuresi)	NIG	10	11,05	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente pulito e mantenuto al fresco. Misurare il volume, mescolare e prelevarne un campione (10 mL). Indicare sull'etichetta la diuresi delle 24 ore.	A
90.10.2	0090102	0090102	BICARBONATI (IDROGENOCARBONATO)	3543	Bicarbonati (CO2)	RUGGINE vari	Provetta con gel tappo ruggine corta siero	LAB-EBA	1	1,15		A
90.10.4	0090104	0090104	BILIRUBINA TOTALE REFLEX	BU3551	Bilirubina totale	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	1,70	<b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b>	A
90.10.4	0090104	009010401	BILIRUBINA NEL LIQUIDO BIOLOGICO	SG3983	Bilirubina totale - liquido biologico	VERDE liquidi vari	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA	1	1,70	Identificare il materiale	A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.87.4	0090874	0090874	BORDETELLA: RICERCA ANTICORPI MEDIANTE E.I.A.	3270	Bordetella pertussis anticorpi	GIALL/ROSS lunga EtimaxSERV	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	NIG	10	10,45		A
90.88.1	0090881	0090881	BORRELIA BURGENDORFERI: RICERCA ANTICORPI MEDIANTE I	3271	Borrelia anticorpi	RUGGINE lunga LIA SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	9	13,15		A
90.93.3	0090933.25	<b>BRONCO-ASPIRATO ES.COLTURALE (PROFILO)</b> comprende: 009093331 009086402 009098430	BRONCOASPIRATO- ESAME COLTURALE (PROFILO)	9051 9160 9157	Broncoaspirato - Esame colturale	BRONCO-ASPIRATO + ES.MICROSC + ASPERGILLI COLT.	Contenitore sterile con tappo a vite	LAB-SSG	5	6,85	Identificare destro e sinistro. Richiedere sempre in associazione l'esame microscopico (009086402) e esame micologico (009098430) e attaccare anche queste etichette sul contenitore. Raccogliere asetticamente il materiale in un contenitore sterile con tappo a vite.	A
90.93.3	0090933.25	<b>BRONCO-LAVAGGIO ES.COLTURALE (PROFILO)</b> comprende: 009093332 009086402 009098430	BRONCOLAVAGGIO- ESAME COLTURALE (PROFILO)	9041 9160 9157	Broncolavaggio - Esame colturale	BRONCO-LAVAGGIO + ES.MICROSC + ASPERGILLI COLT.	Contenitore sterile con tappo a vite	LAB-SSG	5	6,85	Identificare destro e sinistro. Richiedere sempre in associazione l'esame microscopico (009086402) e esame micologico (009098430) e attaccare anche queste etichette sul contenitore. Raccogliere asetticamente il materiale in un contenitore sterile con tappo a vite.	A
90.88.2	0090882	0090882	BRUCELLE: RIC. ANTICORPI CON TIT. CON AGGLUTINAZIONE SECONDO WRIGHT	3485	Brucelle anticorpi		Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	8	3,70		A
90.55.1	0090551	0090551	CA 125 (ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 )	BU3788	CA 125 (Antigene Carboidratico 125)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	3	19,00		A
90.55.2	0090552	0090552	CA 15.3 (ANTIGENE CARBOIDRATICO 15.3)	BU3787	CA 15.3 (Antigene Carboidratico 15.3)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	3	18,45		A
90.55.3	0090553	0090553	CA 19.9 (ANTIGENE CARBOIDRATICO 19.9 )	BU3783	CA 19.9 (Antigene Carboidratico 19.9)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	3	16,85		A
90.11.4	0090114.01	009011401	CALCIO TOTALE	BU3547	Calcio	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	LAB-EBA	1	1,70	<b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b>	A
90.11.6	0090116	0090116	CALCIO IONIZZATO	3540	Calcio ionizzato	SIRINGA eparinata Ca++	Siringa eparinata <b>GHIACCIO</b> in alternativa Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA POCT	1	5,25	Mettere immediatamente il campione <b>in acqua e ghiaccio</b> e consegnarlo al più presto in laboratorio/ al POCT di riferimento In alternativa (es. nei Centri Prelievi) eseguire il prelievo in provetta tappo verde plasma litio-eparina e inviare in Laboratorio	B
90.11.4	0090114.03	009011403	CALCIO TOTALE NELLE URINE DELLE 24 H	BU3587	Calcio Totale urine 24h	Urine 24 h	2 Provette urine (campione di Urine 24 h con indicata diuresi)	LAB-EBA	1	1,70	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente pulito e mantenuto al fresco. Misurare il volume, mescolare e prelevarne DUE campioni (2 provette da 10 mL). Indicare sull'etichetta la diuresi delle 24 ore.	A
90.11.4	0090114.02	009011402	CALCIO TOTALE NELLE URINE	BU3587A	Calcio Totale su campione urine	Urine 24 h	Provetta urine (Campione urine spot)	LAB-EBA	1	1,70	Campione di urine estemporaneo. Indicare sull'etichetta "spot"	A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.11.5	0090115	0090115	CALCITONINA	CN3762	Calcitonina	RUGGINE lunga GHIACCIO	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero <b>GHIACCIO</b>	NIG	6	15,30	Mettere immediatamente il campione in <b>ghiaccio</b> e consegnarlo al più presto in laboratorio. N.B. Il contenitore CRIOPLAST deve essere tolto in anticipo dal freezer per evitare che la provetta risulti a contatto con la superficie ghiacciata provocando emolisi.	B
90.12.2	0090122	0090122	CALCOLI ESAME CHIMICO DI BASE (RICERCA QUALITATIVA)	3577	Calcoli Urinari es.chimico	ES CALCOLO	Contenitore sterile con tappo a vite	LAB-EBA	3	5,80		A
90.12.A	009012A	0119012A	CALPROTECTINA IMMUNOMETRICO NELLE FECI	3574	Calprotectina	FECI SERV Calprot/HP	Contenitore con paletta per Feci	NIG	5	15,05	FECI: raccogliere pochi grammi di feci nel contenitore per mezzo della spatola. Evitare la commistione delle feci con urina. Inviare subito in laboratorio o conservare in frigorifero da 2 a 8°C e inviare entro le 24 ore.	A
90.12.3	0090123	0090123	FARMACI: CARBAMAZEPINA	3815	Carbamazepina (Tegretol)	RUGGINE lunga SERV 1071	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	2	15,05		A
90.58.4	0090584	0090584	CARBOSSIEMOGLOBINA INTRAERITROCITARIA	3519	Carbossiemoglobina	SIRINGA eparinata CarbossiHb	Siringa eparinata <b>GHIACCIO</b> (per i Centri Prelievi prelevare in provetta tappo verde plasma litio-eparina)	LAB-EBA	1	4,20	Mettere immediatamente il campione in <b>acqua e ghiaccio</b> e consegnarlo al più presto in laboratorio/ al POCT di riferimento <b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b>	B
90.47.5	0090475.03	009047503	ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IGG)	3272G	Cardiolipina (ACA) anticorpi IgG	RUGGINE lunga immunità SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	12	13,15		A
90.47.5	0090475.05	009047505	ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IGM)	3272M	Cardiolipina (ACA) anticorpi IgM	RUGGINE lunga immunità SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	12	13,15		A
90.04.3	0090043	0090043	CATECOLAMINE NELLE URINE	<b>PCATE</b> 3774 3889A	Catecolamine urinarie	URINE 24 h ACIDO URINE 24 h SERVchc	2 Provette urine (campione di Urine 24 h con ACIDO con indicata diuresi)	NIG	20	23,75	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente contenente 10 mL di <b>acido cloridrico 6N</b> (fornito dal laboratorio). Mantenere al buio. Misurare, mescolare e prelevare 2 campioni (10 mL). Indicare la diuresi delle 24 ore.	A
90.28.4		009012603	CATENE KAPPA E LAMBDA	CN3904P	Catene leggere Kappa e Lambda totali siero	RUGGINE lunga ORM SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	20	9,50		A
90.12.6	0090126.05	009012605	CATENE KAPPA E LAMBDA NELLE URINE	CN3906P	Catene leggere Kappa e Lambda totali urine	URINE SERV	Provetta delle urine	NIG	20	7,90	Si esegue su un campione delle urine del mattino	A
90.56.3	0090563	0090563	CEA (ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO)	BU3781	CEA (Antigene Carcino Embrionario)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	3	11,05		A
90.12.5	0090125	0090125	CERULOPLASMINA	3669	Ceruloplasmina	RUGGINE lunga ORM SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	8	5,80		A
90.89.1	0090891.02	0090891021	CHLAMYDIA PNEUMONIAE: RICERCA ANTICORPI (IGG) IFA	CN3273	Chlamydia pneumoniae anticorpi	GIALL/ROSS lunga EtimaxSERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	12	12,10		A
90.89.1	0090891.02	0090891022	CHLAMYDIA PNEUMONIAE: RICERCA ANTICORPI (IGM)	CN3273	Chlamydia pneumoniae anticorpi	GIALL/ROSS lunga EtimaxSERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	12	12,10		A
90.83.4	0090834	0090834	ACIDI NUCLEICI BATTERICI: IBRID. PREVIA PCR IN MATERIALI BIOLOGICI	9212	Chlamydia trachomatis	CHLAMY Utm Rosso 3mL	Tampone Utm Rosso 3 mL	LAB-SSG	5	86,03	Associato al tampone cervicale o uretrale (vedi istruzioni relative). Se urina: raccogliere il primo getto in contenitore sterile. Identificare il materiale.	A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.89.1	0090891.01	009089101	CHLAMYDIA TRACHOMATIS: RICERCA ANTICORPI	CN3274	Chlamydia trachomatis anticorpi	GIALL/ROSS lunga EtimaxSERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	13	12,10		A
90.13.2	0090132	0090132	CICLOSPORINA	3839	Ciclosporina basale (CyA)	VIOLA corta CyA/FK	Provetta tappo viola corta plasma EDTA	NIG	3	18,55		A
90.13.2	0090132	00901321	CICLOSPORINA DOPO 2H	3840	Ciclosporina a 2 ore (CyA)	VIOLA corta CyA 2ore	Provetta tappo viola corta plasma EDTA	NIG	3	18,55		A
91.39.2	0091392.01	00913920101	ESAME CITOLOGICO DI ESPETTORATO CTM - PRIMO CAMPIONE	BU7564	Citologico Espettorato 1° Campione	Espettorato 1 Camp.	Contenitore sterile con tappo a vite con conservante (Alcool 50°)	SAN GERARDO	15	27,45	La raccolta deve essere fatta al mattino a digiuno. Effettuare una adeguata pulizia del cavo orale e gargarismi con acqua. Raccogliere nel contenitore sterile il materiale espettorato dopo colpo di tosse: l'espettorato deve provenire dalle basse vie aeree (catarro) e non deve essere saliva. Nel caso ci sia difficoltà ad espettorare si può indurre la tosse con aerosol con soluzione fisiologica (non farmaci). Non fumare per indurre la tosse. Raccogliere il materiale direttamente nel contenitore e successivamente aggiungere l'apposito Fissativo di Bouin. <b>NON RICHIEDIBILE IL SABATO</b>	A
91.39.2	0091392.01	00913920102	ESAME CITOLOGICO DI ESPETTORATO CTM - SECONDO CAMPIONE	BU7565	Citologico Espettorato 2° Campione	Espettorato 2 Camp.	Contenitore sterile con tappo a vite con conservante (Alcool 50°)	SAN GERARDO	15	27,45	Vedi Citologico espettorato primo campione	A
91.39.2	0091392.01	00913920103	ESAME CITOLOGICO DI ESPETTORATO CTM - TERZO CAMPIONE	BU7566	Citologico Espettorato 3° Campione	Espettorato 3 Camp.	Contenitore sterile con tappo a vite con conservante (Alcool 50°)	SAN GERARDO	15	27,45	Vedi Citologico espettorato primo campione	A
91.39.4	0091394	0091394	ESAME CITOLOGICO PER RICERCA CELLULE NEOPLASTICHE NELLE URINE (CTM)	BU7567A	Citologico Urine (CTM)	Citologico Urine CTM	Contenitore preriempito con alcool 50° con tappo a vite	SAN GERARDO	15	15,65	Eliminare la prima minzione del mattino perché è l'urina prodotta durante la notte. Raccogliere la seconda minzione (bere acqua o fare colazione per facilitare la minzione). Si esegue su 3 campioni raccolti in 3 giorni consecutivi.	A
91.14.1	0091141	0091141	CITOMEGALOVIRUS: RICERCA ANTICORPI IGG	CN3298	Citomegalovirus anticorpi IgG	RUGGINE lunga LIA SERV	Provetta con gel tappo ruggine siero lunga	NIG	5	7,90		A
91.14.3	0091143	0091143	CITOMEGALOVIRUS: RICERCA ANTICORPI IGM	CN3297	Citomegalovirus anticorpi IgM	RUGGINE lunga LIA SERV	Provetta con gel tappo ruggine siero lunga	NIG	5	8,95		A
90.83.6	0090836.03	009083603	CITOMEGALOVIRUS: RICERCA ANTICORPI IGG AVIDITY	CN3901	Citomegalovirus IgG avidity	RUGGINE lunga LIA SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	6	26,35		A
91.11.5	0091152	0091153	CITOMEGALOVIRUS: IDENTIFICAZIONE DNA VIRALE MEDIANTE IBRIDAZIONE	3323	Citomegalovirus nel sangue Acidi nucleici identificazione mediante ibridazione	VIOLA lunga DNA CMV	Provetta tappo viola lunga plasma EDTA	NIG	6	91,32	Deve essere sempre abbinato all'esame 91.36.5 (3950P estrazione DNA/RNA).	
90.02.2	0090022	0090022	ACIDO CITRICO NELLE URINE 24 H	CN3796	Citrato urinario	URINE 24 h NIG	2 Provette urine (campione di Urine 24 h con indicata diuresi)	NIG	20	4,60	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente pulito e mantenuto al fresco. Misurare il volume, mescolare e prelevarne DUE campioni (2 provette da 10 mL). Indicare sull'etichetta la diuresi delle 24 ore.	A
90.15.5	0090155	0090155	CREATINCHINASI ISOENZIMA MB (CK-MB)	BU3803	CK-MB massa	VERDE bioc	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA	1	4,60	<b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b> Non richiedibile per esterni	A
90.13.3	0090133.02	009013302	CLORURO	BU3546	Cloro	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	LAB-EBA	1	1,70		A



Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.13.3	0090133.01	009013301	CLORURO NELLE URINE 24 H	BU3586	Cloruro urine 24h	Urine 24 h	2 Provette urine (campione di Urine 24 h con indicata diuresi)	LAB-EBA	1	1,70	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente pulito e mantenuto al fresco. Misurare il volume, mescolare e prelevarne DUE campioni (2 provette da 10 mL). Indicare sull'etichetta la diuresi delle 24 ore.	A
90.13.3	0090133.03	009013303	CLORURO NELLE URINE	BU3586A	Cloruro su campione urine	Urine 24 h	Provetta urine (Campione urine spot)	LAB-EBA	1	1,70	Campione di urine estemporaneo. Indicare sull'etichetta "spot"	A
90.91.1	0090911	0090911	CLOSTRIDIUM DIFFICILE:RIC. DIRETTA DELLA TOSSINA NELLE FECI CON E.I.A.	9019	Clostridium difficile (tossina)	C.DIFFICILE TOX FECI	Tampone FecalSwab Tappo verde o contenitore con paletta per Feci	LAB-SSG	2	6,30	FECI: raccogliere pochi grammi di feci nel contenitore per mezzo della spatola. Evitare la commistione delle feci con urina. Se si usa il tampone "Fecal Swab" intingere il tampone nelle feci, inserire il tampone nel proprio contenitore. La consegna del campione deve avvenire il più presto possibile: entro 2-4 ore dall'emissione. Le tossine sono termolabili quindi il campione va refrigerato a 2-8 °C fino all'invio in laboratorio entro le 24 ore.	A
90.20.6	0090206	009020601	CLOZAPINA	3816	Clozapina (Leponex)	ROSA Farmaci2 SERV	Provetta tappo rosa corta siero	NIG	6	29,00		A
90.14.1	0090141	0090141	COLESTEROLO HDL	BU3569	Colesterolo HDL	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	2,30		A
90.13.B	009013B	0119013B	COLESTEROLO LDL (CALCOLO INDIRECTO)	BU3570	Colesterolo LDL	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	LAB-EBA	1	-	LDL indiretto (formula di Freedwald = COLESTEROLO TOT - HDL - TRIG/5)	A
90.14.3	0090143	0090143	COLESTEROLO TOTALE	BU3568	Colesterolo totale	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	1,70		A
90.14.4	0090144	0090144	COLINESTERASI (PSEUDO-CHE)	BU3557	Colinesterasi	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	1,70	<b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b>	A
90.60.2	0090602.02	009060202	FRAZIONE C3 DEL COMPLEMENTO	BU3663	Complemento C3	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	LAB-EBA	3	6,85		A
90.60.2	0090602.04	009060204	FRAZIONE C4 DEL COMPLEMENTO	BU3664	Complemento C4	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	LAB-EBA	3	6,85		A
90.44.2	0090442	0090442	URINE CONTA DI ADDIS	3590	Conta di Addis (Urine 12h)	URINE 12 h	2 Provette urine (campione di Urine 12 h con indicata diuresi)	LAB-EBA	2	4,20	Raccogliere le urine delle 12 ore in un recipiente pulito e mantenuto al fresco. Misurare il volume, mescolare e prelevarne DUE campioni (2 provette da 10 mL). Indicare sull'etichetta la diuresi delle 12 ore.	A
90.58.2		0090582	AUTOANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs diretto]	9811	Coombs diretto test	CT - Viola Firma.....	Provetta tappo viola plasma EDTA	SIMT	2	7,35	Obbligatoria la firma del prelevatore sull'etichetta campione	A
90.49.3		0090493	ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto]	9812	Coombs indiretto test (anticorpi anti-eritrociti)	CT - Viola Firma.....	Provetta tappo viola plasma EDTA	SIMT	2	9,50	Obbligatoria la firma del prelevatore sull'etichetta campione	A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.94.3	0090943	0090943	ES.COLTURALE DELLE FECI (COPROCOLTURA)	9011	Coprocoltura (I)	COPROCOLTURA 1	Tampone FecalSwab Tappo verde o contenitore con paletta per Feci	LAB-SSG	5	14,44	FECI: raccogliere pochi grammi di feci nel contenitore per mezzo della spatola. Evitare la commistione delle feci con urina. Se si usa il tampone "Fecal Swab" intingere il tampone nelle feci, inserire il tampone nel proprio contenitore. Inviare subito in laboratorio o conservare in frigorifero da 2 a 8°C.	A
90.94.3	0090943	00909431	ES.COLTURALE DELLE FECI (COPROCOLTURA) II CAMPIONE	9012	Coprocoltura (II)	COPROCOLTURA 2	Tappo verde o contenitore con paletta per Feci	LAB-SSG	5	14,44	Vedi Coprocoltura (I)	A
90.94.3	0090943	00909432	ES.COLTURALE DELLE FECI (COPROCOLTURA) III CAMPIONE	9013	Coprocoltura (III)	COPROCOLTURA 3	Tappo verde o contenitore con paletta per Feci	LAB-SSG	5	14,44	Vedi Coprocoltura (I)	A
90.15.3	0090153.06	009015306	CORTISOLO BASALE	BU3771	Cortisolo	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	LAB-EBA	2	11,05		A
90.15.3	0090153.03	00901530602	CORTISOLO SECONDO PRELIEVO (H17)	BU3771A	Cortisolo 2° prelievo	Ormoni 2S-Ruggine CORT.POMERIDIAN O	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	LAB-EBA	2	11,05	<b>NON RICHIEDIBILE IL SABATO</b>	A
90.15.3	0090153.02	009015302	CORTISOLO URINARIO	CN3769	Cortisolo urinario	Urine 24 ore	2 Provette urine (campione di Urine 24 h con indicata diuresi)	NIG	11	11,05	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente pulito e mantenuto al fresco. Misurare il volume, mescolare e prelevarne DUE campioni (2 provette da 10 mL). Indicare sull'etichetta la diuresi delle 24 ore.	A
91.16.2	0091162	0091162	VIRUS COXACKIE: TITOLAZIONE ANTICORPALE MEDIANTE I.F.	3277	Coxachie virus B anticorpi	GIALLA lunga varie SERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	13	12,65		A
90.15.4	0090154	0090154	CREATINCHINASI (CPK O CK)	BU3561	Creatina Chinasi	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	2,30	<b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b>	A
90.16.3	0090163.01	009016301	CREATININA	BU3542	Creatinina	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	LAB-EBA	1	1,70	<b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b>	A
90.16.3	00901630101	00901630101	CREATININA SU LIQUIDI BIOLOGICI	SG3990	Creatinina - liquido biologico	VERDE liquidi vari	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA	1	1,70	Identificare il materiale	A
90.16.3	0090163.03	009016303	CREATININA NELLE URINE DELLE 24 H	BU3581	Creatinina urine 24h	Urine 24 h	2 Provette urine (campione di Urine 24 h con indicata diuresi)	LAB-EBA	1	1,70	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente pulito e mantenuto al fresco. Misurare il volume, mescolare e prelevarne DUE campioni (2 provette da 10 mL). Indicare sull'etichetta la diuresi delle 24 ore.	A
90.16.4	0090164	0090164	CREATININA CLEARANCE	PCLE BU3579 BU3542 BU3581A	Creatinina Clearance	URINE 24h + Bioch-GialloLUNGA	2 Provette urine (campione di Urine 24 h con indicata diuresi) + Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	2,30	RACCOLTA DELLE URINE DELLE 24 ORE: al mattino del giorno della raccolta vuotare la vescica e scartare le urine, annotando l'ora. Da questo momento raccogliere tutte le urine emesse nelle 24 ore in un contenitore pulito (es. bottiglia di plastica dell'acqua minerale) e mantenuto al fresco. Terminare il mattino successivo raccogliendo l'urina emessa alla stessa ora del mattino precedente. Misurare il volume, mescolare e prelevarne DUE campioni (2 provette da 10 mL). Indicare sull'etichetta la diuresi delle 24 ore.	A
90.16.3	0090163.02	009016302	CREATININA NELLE URINE	BU3581A	Creatinina su campione urine	Urine 24 h	Provetta urine (Campione urine spot)	LAB-EBA	1	1,70	Campione di urine estemporaneo. Indicare sull'etichetta "spot"	A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.61.1	0090611	0090611	CRIOGLOBULINE RICERCA	3655	Crioglobuline	BEIGE a 37°	Provetta tappo beige lunga siero <b>PRELIEVO A CALDO</b>	LAB-EBA	8	2,10	Il campione deve essere mantenuto al <b>caldo</b> subito dopo il prelievo e durante il trasporto al laboratorio dove viene posto immediatamente nel <b>termostato a 37°</b> . <b>NON RICHIEDIBILE IL SABATO</b>	A
90.91.8	0090918	0090918	CRIPTOCOCCO ANTIGENI RICERCA DIRETTA	9026	Criptococco antigene	Criptococco antigene	In base al materiale biologico (vedi) Specificare il materiale	NIG	4	13,80	<u>Liquor</u> : Provetta Falcon sterile <u>Sangue</u> : Provetta tappo beige lunga siero	A
90.16.8	0090168	0090168	CROMOGRANINA A	3855	Cromogranina A	RUGGINE lunga FERT SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	20	19,00		A
90.91.2	0090912	0090912	CRYPTOSPORIDIUM: RICERCA DIRETTA ANTIGENI NELLE FECI MEDIANTE E.I.A.	9020	Cryptosporidium nelle feci	FECI Cryptospor.	Contenitore con paletta per Feci	NIG	5	3,70	FECI: raccogliere pochi grammi di feci nel contenitore per mezzo della spatola. Evitare la commistione delle feci con urina. Inviare subito in laboratorio o conservare in frigorifero da 2 a 8°C e inviare entro le 24 ore.	A
90.26.4	0090264.01	009026403	CURVA GLICEMICA DA CARICO 75G (2 PUNTI)	BU3511	Curva Glicemica da Carico 75g (2 punti)	Curva Carico-Grigio 2 etichette: Basale - Dopo 120'	2 Provette tappo grigio plasma Na Fluoruro / KOssalato	LAB-EBA	2	2,60	<u>Adulto non gestante</u> : si somministrano 75 g di glucosio, pari a 150 mL di glucosio in soluzione al 50%, per via orale. Prelievi: basale e a 120' dopo il carico. <b>Prima di far assumere il glucosio controllare la glicemia basale: la curva da carico non deve essere eseguita se glicemia basale &gt;= 126 mg/dL.</b> <u>Bambini</u> : la dose è di 1,75 g/kg, fino a un massimo di 75 g. <b>NON RICHIEDIBILE IL SABATO</b>	A
90.26.4	0090264	0090264	GLUCOSIO CURVA DA CARICO CON 3 DETERMINAZIONI 75 G	BU3507	Curva Glicemica da Carico 75g (3 punti)	Curva Carico-Grigio 3 etichette: Basale - Dopo 60' - Dopo 120'	3 Provette tappo grigio plasma Na Fluoruro / K Ossalato	LAB-EBA	2	2,60	<u>Gestante / Adulto non gestante</u> : si somministrano 75 g di glucosio, pari a 150 mL di glucosio in soluzione al 50%, per via orale. Prelievi: basale, a 60' e a 120' dopo il carico. <b>Prima di far assumere il glucosio controllare la glicemia basale: la curva da carico non deve essere eseguita se glicemia basale &gt;= 126 mg/dL.</b> <u>Bambini</u> : la dose è di 1,75 g/kg, fino a un massimo di 75 g. <b>NON RICHIEDIBILE IL SABATO</b>	A
90.28.5	0090285	0090285	INSULINA CURVA DA CARICO CON 5 DETERMINAZIONI	BU3732	Curva Insulina da OGTT (3 punti)	Insulina Curva-Ruggine 3 etichette: Basale - Dopo 60' - Dopo 120'	3 Provette con gel tappo ruggine lunga siero	LAB-EBA	2	31,65	Effettuare prelievo in concomitanza al prelievo della curva da carico del glucosio. <b>NON RICHIEDIBILE IL SABATO</b>	A
90.61.4	0090614	0090614	D-DIMERO MEDIANTE EIA	3123	D-Dimero	AZZURRO corta	Provetta tappo azzurro plasma Na Citrato	SIMT	1	9,85	<b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b>	A
90.17.2	0090172	0090172	DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO (DEA-S)	3751	Deidroepiandrosterone solfato (DEA-S)	RUGGINE lunga FERT SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	20	15,80		A
90.17.3	0090173	0090173	DELTA 4 ANDROSTENEDIONE	3726	Delta-4-Androstenedione	RUGGINE lunga SERVcorelab	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	20	10,00		A
90.21.1	0090211.01	009021101	FARMACI: DIGITALICI-DIGOSSINA	BU3843	Digossina	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	LAB-EBA	1	12,75		A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.91.4	0090914	0090914	E. COLI ENTEROPATOGENI: ESAME COLTURALE NELLE FECI	9015	E.coli enteropatogeno - Esame colturale	E.COLI PATOG. FECI	Tampone FecalSwab Tappo verde o contenitore con paletta per Feci	LAB-SSG	4	2,30	FECI: raccogliere pochi grammi di feci nel contenitore per mezzo della spatola. Evitare la commistione delle feci con urina. Se si usa il tampone "Fecal Swab" intingere il tampone nelle feci, inserire il tampone nel proprio contenitore. Inviare subito in laboratorio o conservare in frigorifero da 2 a 8°C.	A
90.92.3	0090923	0090923	ECHINOCOCCO: RICERCA ANTICORPI MEDIANTE I.H.A.	CN3276	Echinococco anticorpi	GIALLA lunga varie SERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	12	9,25		A
90.17.D	009017D	0119017D	ELASTASI PANCREATICA	CN1050	Elastasi 1 Pancreatica	Elastasi Fecale	Contenitore con paletta per Feci	NIG	10	9,25	FECI: raccogliere pochi grammi di feci nel contenitore per mezzo della spatola. Evitare la commistione delle feci con urina. Inviare subito in laboratorio o conservare in frigorifero da 2 a 8°C.	A
90.38.4	0090384.02	009038402	ELETTROFORESI PROTEICA CON PROTIDEMIA TOTALE	PEF 3654 BU3517	Elettroforesi delle proteine sieriche (comprende Proteine totali sieriche)	RUGGINE corta + Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo ruggine corta siero + Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	LAB-EBA	3	5,20		A
90.39.1	0090391	0090391	ELETTROFORESI PROTEINE URINARIE CON DOSAGGIO PROTEINE TOTALI	PEFU 3653 3514	Elettroforesi delle proteine urinarie (comprende Proteine totali urinarie)	URINE sett.EF	Provetta urine	LAB-EBA	7	4,75	Si esegue su un campione delle urine del mattino	A
90.94.1	0090941	<b>EMOCOLTURA I (PROFILO)</b> comprende: R009094101 R009094104	EMOCOLTURA (I) PROFILO	<b>PEMO1</b> 9161 9162	Emocoltura PROFILO <b>PEMO1</b> Emocoltura aerobi (I) Emocoltura anaerobi (I)	EMOCOLT 1 aero EMOCOLT 1 ana	2 Flaconi con brodo di coltura per aerobi e anaerobi	LAB-SSG	6	27,45	1. Allestire il materiale per il prelievo di almeno 4 flaconi (2 set di emocoltura Aero+Anaero) 2.Sui flaconi il livello appropriato per il volume corretto di sangue da prelevare è indicato da una linea bianca sul bordo nero dell'etichetta del flacone (10 mL per flacone negli adulti. Da 1 a 3 mL nel flacone pediatrico giallo). Rimuovere il tappo protettivo dai flaconi e disinfettare la membrana di gomma con clorexidina gluconato 0,5% in alcool etilico 70% (Neoxinal alcolico). Mantenere i flaconi in posizione verticale. 3. Disinfettare accuratamente la cute con impacco di clorexidina gluconato 0,5% in alcool etilico 70% (Neoxinal alcolico) e lasciare agire per almeno 30". Effettuare il prelievo di sangue da vena periferica utilizzando il set di prelievo (adattatore e butterfly). Riempire prima il flacone per Aerobi (verde) e poi il flacone per Anaerobi (giallo) fino al livello segnato per il corretto volume. Eseguire un secondo prelievo da diversa vena periferica o, se presente, da catetere vascolare. N.B. La quantità di sangue introdotta nel flacone va controllata dall'operatore che deve cessare l'inoculo una volta raggiunto il volume desiderato. Un eccesso di sangue nel flacone può causare false positività. 4. Inviare in Laboratorio appena possibile.	A
90.94.1		<b>EMOCOLTURA II (PROFILO)</b> comprende: R009094105 R009094107	EMOCOLTURA (II) PROFILO	<b>PEMO2</b> 9163 9164	Emocoltura PROFILO : <b>PEMO2</b> Emocoltura aerobi (II) Emocoltura anaerobi (II)	EMOCOLT 2 aero EMOCOLT 2 ana	2 Flaconi con brodo di coltura per aerobi e anaerobi	LAB-SSG	6	27,45	Vedi Emocoltura1	A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.94.1		<b>EMOCOLTURA III (PROFILO)</b> comprende: R009094106 R009094108	EMOCOLTURA (III) PROFILO	<b>PEMO3</b> 9165 9166	Emocoltura PROFILO : <b>PEMO3</b> Emocoltura aerobi (III) Emocoltura anaerobi (III)	EMOCOLT 3 aero EMOCOLT 3 ana	2 Flaconi con brodo di coltura per aerobi e anaerobi	LAB-SSG	6	27,45	Vedi Emocoltura1	A
90.94.1	0090941	R009094109	EMOCOLTURA PEDIATRICA I CAMPIONE	9167	Emocoltura Pediatrica	EMOCOLT Flacone Pediatrico	Flacone pediatrico con brodo di coltura	LAB-SSG	6	27,45	Vedi Emocoltura1	A
90.94.1	0090941	R009094110	EMOCOLTURA PEDIATRICA II CAMPIONE	9168	Emocoltura Pediatrica (II)	EMOCOLT 2° Flac. Pediatrico	Flacone pediatrico con brodo di coltura	LAB-SSG	6	27,45	Vedi Emocoltura1	A
90.94.1	0090941	R009094111	EMOCOLTURA PEDIATRICA III CAMPIONE	9169	Emocoltura Pediatrica (III)	EMOCOLT 3° Flac. Pediatrico	Flacone pediatrico con brodo di coltura	LAB-SSG	6	27,45	Vedi Emocoltura1	A
91.29.K	019129K	019129K	MUTAZIONI DELLA EMOCROMATOSI. RICERCA DELLE MUTAZIONI C282Y E H63D	3956	Emocromatosi ereditaria (HFE-C282Y,H63D,S65C) test genetico	VIOLA corta GENET	Provetta tappo viola corta plasma EDTA	NIG	16	203,33	<b>CONSENSO INFORMATO</b> Deve essere sempre abbinato all'esame 91.36.5 (3950P estrazione DNA/RNA).	A
		R01896602	EMOGAS BILIRUBINA	3522	Emogas - Bilirubina	SIRINGA eparinata Bilirubina	Siringa eparinata <b>GHIACCIO</b>	LAB-EBA POCT	1		Mettere immediatamente il campione in <b>acqua e ghiaccio</b> e consegnarlo al più presto in laboratorio/ al POCT di riferimento <b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b>	B
		R01896603	EMOGAS PH LIQUIDO PLEURICO	3523	Emogas - pH Liquido pleurico	SIRINGA eparinata pH Liquido Pleurico	Siringa eparinata <b>GHIACCIO</b>	LAB-EBA POCT	1		Mettere immediatamente il campione in <b>acqua e ghiaccio</b> e consegnarlo al più presto in laboratorio/ al POCT di riferimento	B
		R01896601	EMOGAS da SWAN GANZ ARTERO-VENOSO	3531	Emogasanalisi sangue artero-venoso	SIRINGA eparinata Emogas Misto Venoso	Siringa eparinata <b>GHIACCIO</b>	LAB-EBA POCT	1		Mettere immediatamente il campione in <b>acqua e ghiaccio</b> e consegnarlo al più presto in laboratorio/ al POCT di riferimento <b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b>	B
89.65.1	0189651	0189651	EMOGASANALISI ARTERIOSA SISTEMICA	3526	Emogasanalisi Arteriosa	SIRINGA epar/Art EmogA	Siringa eparinata <b>GHIACCIO</b>	LAB-EBA POCT	1	14,25	Mettere immediatamente il campione in <b>acqua e ghiaccio</b> e consegnarlo al più presto in laboratorio/ al POCT di riferimento <b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b>	B
89.65.2	006889652	006889652	EMOGASANALISI ARTERIOSO AD ALTA CONCENTRAZIONE	3001	Emogasanalisi Arteriosa Alta concentrazione	SIRINGA epar/Art Bassa C	Siringa eparinata <b>GHIACCIO</b>	LAB-EBA POCT	1	19,00	Mettere immediatamente il campione in <b>acqua e ghiaccio</b> e consegnarlo al più presto in laboratorio/ al POCT di riferimento <b>RICHIEDIBILE SOLO PER CUP SSG</b>	B
89.65.3	006889653	006889653	EMOGASANALISI ARTERIOSO A BASSA CONCENTRAZIONE	3002	Emogasanalisi Arteriosa Bassa concentrazione	SIRINGA epar/Art Alta C	Siringa eparinata <b>GHIACCIO</b>	LAB-EBA POCT	1	19,00	Mettere immediatamente il campione in <b>acqua e ghiaccio</b> e consegnarlo al più presto in laboratorio/ al POCT di riferimento <b>RICHIEDIBILE SOLO PER CUP SSG</b>	B
		R01896600	EMOGAS CAPILLARE	3525	Emogasanalisi Capillare	SIRINGA epar/ven Emogas capillare	Siringa eparinata <b>GHIACCIO</b>	LAB-EBA POCT	1		Mettere immediatamente il campione in <b>acqua e ghiaccio</b> e consegnarlo al più presto in laboratorio/ al POCT di riferimento <b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b>	B
89.66	018966	018966	EMOGASANALISI DI SANGUE MISTO VENOSO	3527	Emogasanalisi Venosa	SIRINGA epar/ven EmogV	Siringa eparinata <b>GHIACCIO</b>	LAB-EBA POCT	1		Mettere immediatamente il campione in <b>acqua e ghiaccio</b> e consegnarlo al più presto in laboratorio/ al POCT di riferimento <b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b>	B

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.02.5	0090025	0090025	ACIDO LATTICO	CN3528	Emogas-Lattato	SIRINGA eparinata Lattato	Siringa eparinata <b>GHIACCIO</b> (per i Centri Prelievi prelevare in provetta tappo verde plasma litio-eparina)	LAB-EBA POCT	1	5,80	Mettere immediatamente il campione in <b>acqua e ghiaccio</b> e consegnarlo al più presto in laboratorio/ al POCT di riferimento <b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b>	B
90.66.3	0090663	0090663	EMOGLOBINA A2	3738	Emoglobina A2 (HbA2)	VIOLA corta Hb Pat SERVICE	Provetta tappo viola plasma EDTA	NIG	5	10,00		A
90.66.4	0090664	0090664	EMOGLOBINA FETALE	3737	Emoglobina fetale (HbF)	VIOLA corta Hb Pat SERVICE	Provetta tappo viola plasma EDTA	NIG	20	4,20		A
90.66.5	0090665	0090665	EMOGLOBINE ANOMALE (HBS, HBD, HBH, ECC.)	3729	Emoglobine anomale (Elettroforesi emoglobina)	VIOLA corta Hb Pat SERVICE	Provetta tappo viola plasma EDTA	NIG	20	14,75		A
90.28.1	0090281	0090281	EMOGLOBINA GLICATA (HbA1C)	3509	Emoglobina Glicata (HbA1c)	VIOLA Corta A1c/Hb	Provetta tappo viola plasma EDTA	LAB-EBA	2	12,15		A
90.48.6	0090486	0090486	ANTICORPI ANTI ENDOMISIO	CN3235	Endomisio anticorpi IgA	RUGGINE lunga immunità SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	15	12,10		A
90.62.5	0090625	0090625	EOSINOFILI: CONTEGGIO	3112	Eosinofili Periferici	LILLA emo	Provetta tappo lilla plasma EDTA	SIMT	1	2,60		A
91.21.1	0091211	009121102	VIRUS EPSTEIN BARR: RICERCA ANTICORPI VCA IGG	CN3280A	Epstein Barr virus (EBV) anticorpi VCA IgG	RUGGINE lunga LIA SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	6	7,90		A
91.21.1	0091211.02	00912110201	VIRUS EPSTEIN BARR: RICERCA ANTICORPI VCA IGM	CN3280B	Epstein Barr virus (EBV) anticorpi VCA IgM	RUGGINE lunga LIA SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	6	7,90		A
90.18.5	0090185	0090185	ERITROPOIETINA	3705	Eritropoietina (EPO)	RUGGINE lunga GHIACCIO	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero <b>GHIACCIO</b>	NIG	20	18,45	Mettere immediatamente il campione in <b>ghiaccio</b> e consegnarlo al più presto in laboratorio. N.B. Il contenitore CRIOPLAST deve essere tolto in anticipo dal freezer per evitare che la provetta risulti a contatto con la superficie ghiacciata provocando emolisi	B
90.93.3	//	R0090933	ES.COLTURALE CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI	9055Z	Esame colturale campioni biologici diversi	ES.COLTURALE	In base al materiale biologico: contenitore sterile o tamponi. E' preferibile la raccolta del materiale nel contenitore sterile (+ <u>vedi note</u> )	LAB-SSG	5	6,85	Identificare il materiale. 1. Per campioni liquidi da versamento ed essudati richiedere sempre in associazione all'esame colturale anche l' <b>esame microscopico (0090864)</b> Raccogliere asetticamente il materiale in un contenitore sterile con tappo a vite. Se il volume del materiale è abbondante inoculare asetticamente 2 flaconi per emocoltura (Aerobio+Anaerobio) con 10 mL ciascuno. Per piccoli volumi, anche piccoli frammenti di tessuto/biopsie, utilizzare i flaconi PORT-F (da richiedere alla farmacia) 2.PUNTE CATETERI VASCOLARI: tagliare asetticamente un segmento distale di 5 cm e inviarlo in un contenitore sterile in laboratorio. Conservare a 2-8°C	A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.93.3	0090933.06	009093306	ES.COLTURALE SU ESSUDATO PURULENTO (PUS)	9055D	Esame colturale su essudato purulento	ES.COLTURALE	In base al materiale biologico: contenitore sterile o tampone. E' preferibile la raccolta del materiale nel contenitore sterile (+ <u>vedi note</u> )	LAB-SSG	5	6,85	Richiedere sempre in associazione all' esame colturale anche l' <b>esame microscopico (0090864)</b> Raccogliere asetticamente il materiale in un contenitore sterile con tappo a vite. Se il volume del materiale è abbondante inoculare asetticamente 2 flaconi per emocoltura (Aerobio+Anaerobio) con 10 mL ciascuno. Per piccoli volumi, anche piccoli frammenti di tessuto/biopsie, utilizzare i flaconi PORT-F (da richiedere alla farmacia). Conservare a 2-8°C	A
90.93.3	0090933.16	009093316	ES.COLTURALE SU LIQUIDO DA CISTI	9055G	Esame colturale su liquido da cisti	ES.COLTURALE	In base al materiale biologico: contenitore sterile o tampone. E' preferibile la raccolta del materiale nel contenitore sterile (+ <u>vedi note</u> )	LAB-SSG	5	6,85	Richiedere sempre in associazione all' esame colturale anche l' <b>esame microscopico (0090864)</b> Raccogliere asetticamente il materiale in un contenitore sterile con tappo a vite. Se il volume del materiale è abbondante inoculare asetticamente 2 flaconi per emocoltura (Aerobio+Anaerobio) con 10 mL ciascuno. Per piccoli volumi, anche piccoli frammenti di tessuto/biopsie, utilizzare i flaconi PORT-F (da richiedere alla farmacia). Conservare a 2-8°C	A
90.93.3	0090933.22	009093322	ES.COLTURALE SU LIQUIDO SINOVIALE	9055L	Esame colturale su liquido sinoviale	ES.COLTURALE	In base al materiale biologico: contenitore sterile o tampone. E' preferibile la raccolta del materiale nel contenitore sterile (+ <u>vedi note</u> )	LAB-SSG	5	6,85	Richiedere sempre in associazione all' esame colturale anche l' <b>esame microscopico (0090864)</b> Raccogliere asetticamente il materiale in un contenitore sterile con tappo a vite. Se il volume del materiale è abbondante inoculare asetticamente 2 flaconi per emocoltura (Aerobio+Anaerobio) con 10 mL ciascuno. Per piccoli volumi, anche piccoli frammenti di tessuto/biopsie, utilizzare i flaconi PORT-F (da richiedere alla farmacia). Conservare a 2-8°C	A
90.93.3	0090933.17	009093317	ES.COLTURALE SU MATERIALE BIOPTICO	9055H	Esame colturale su materiale bioptico	ES.COLTURALE	Contenitore sterile	LAB-SSG	5	6,85	Raccogliere asetticamente in un contenitore sterile. Per piccoli frammenti di tessuto/biopsie, è possibile utilizzare i flaconi PORT-F (da richiedere alla farmacia). Conservare a 2-8°C	A
90.93.3	0090933.13	009093313	ES.COLTURALE SU MATERIALE DA DRENAGGIO	9055E	Esame colturale su materiale da drenaggio	ES.COLTURALE	Contenitore sterile	LAB-SSG	5	6,85	Richiedere sempre in associazione all' esame colturale anche l' <b>esame microscopico (0090864)</b> Raccogliere asetticamente il materiale in un contenitore sterile con tappo a vite. Se il volume del materiale è abbondante inoculare asetticamente 2 flaconi per emocoltura (Aerobio+Anaerobio) con 10 mL ciascuno. Per piccoli volumi, anche piccoli frammenti di tessuto/biopsie, utilizzare i flaconi PORT-F (da richiedere alla farmacia). Conservare a 2-8°C	A
90.93.3	0090933.04	009093304	ESAME COLTURALE SU MATERIALE DA FISTOLA	9055C	Esame colturale su materiale da fistola	ES.COLTURALE	In base al materiale biologico: contenitore sterile o tampone. E' preferibile la raccolta del materiale nel contenitore sterile (+ <u>vedi note</u> )	LAB-SSG	5	6,85	Richiedere sempre in associazione all' esame colturale anche l' <b>esame microscopico (0090864)</b> Raccogliere asetticamente il materiale in un contenitore sterile con tappo a vite. Per piccoli volumi, utilizzare i flaconi PORT-F (da richiedere alla farmacia) Conservare a 2-8°C	A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.93.3	0090933.19	009093319	ES.COLTURALE SU MATERIALE DA TRACHEOSTOMA	9055J	Esame culturale su materiale da tracheostoma	ES.COLTURALE	In base al materiale biologico: contenitore sterile o tampone. E' preferibile la raccolta del materiale nel contenitore sterile (+ <u>vedi note</u> )	LAB-SSG	5	6,85	Richiedere sempre in associazione all' esame culturale anche l' <b>esame microscopico (0090864)</b> Raccogliere asetticamente il materiale in un contenitore sterile con tappo a vite. . Per piccoli volumi, utilizzare i flaconi PORT-F (da richiedere alla farmacia) Conservare a 2-8°C	A
90.93.3	0090933.03	009093303	ES.COLTURALE SU MATERIALE DA ULCERA	9055B	Esame culturale su materiale da ulcera	ES.COLTURALE	In base al materiale biologico: contenitore sterile o tampone. E' preferibile la raccolta del materiale nel contenitore sterile (+ <u>vedi note</u> )	LAB-SSG	5	6,85	Richiedere sempre in associazione all' esame culturale anche l' <b>esame microscopico (0090864)</b> Raccogliere asetticamente il materiale in un contenitore sterile con tappo a vite. . Per piccoli volumi, utilizzare i flaconi PORT-F (da richiedere alla farmacia) Conservare a 2-8°C	A
90.93.3	0090933.18	009093318	ES.COLTURALE SU MATERIALE FERITA CHIRURGICA	9055I	Esame culturale su materiale ferita chirurgica	ES.COLTURALE	In base al materiale biologico: contenitore sterile o tampone. E' preferibile la raccolta del materiale nel contenitore sterile (+ <u>vedi note</u> )	LAB-SSG	5	6,85	Richiedere sempre in associazione all' esame culturale anche l' <b>esame microscopico (0090864)</b> Raccogliere asetticamente il materiale in un contenitore sterile con tappo a vite. . Per piccoli volumi, utilizzare i flaconi PORT-F (da richiedere alla farmacia) Conservare a 2-8°C	A
90.93.3	0090933.02	009093302	ESAME COLTURALE SU PIAGA DA DECUBITO	9055A	Esame culturale su piaga da decubito	ES.COLTURALE	In base al materiale biologico: contenitore sterile o tampone. E' preferibile la raccolta del materiale nel contenitore sterile (+ <u>vedi note</u> )	LAB-SSG	5	6,85	Richiedere sempre in associazione all' esame culturale anche l' <b>esame microscopico (0090864)</b> Raccogliere asetticamente il materiale in un contenitore sterile con tappo a vite. . Per piccoli volumi, utilizzare i flaconi PORT-F (da richiedere alla farmacia) Conservare a 2-8°C	A
90.93.3	0090933.14	009093314	ES.COLTURALE SU RACCOLTA SIERO EMATICA	9055F	Esame culturale su raccolta siero ematica	ES.COLTURALE	In base al materiale biologico: contenitore sterile o tampone. E' preferibile la raccolta del materiale nel contenitore sterile (+ <u>vedi note</u> )	LAB-SSG	5	6,85	Richiedere sempre in associazione all' esame culturale anche l' <b>esame microscopico (0090864)</b> Raccogliere asetticamente il materiale in un contenitore sterile con tappo a vite. . Per piccoli volumi, utilizzare i flaconi PORT-F (da richiedere alla farmacia) Conservare a 2-8°C	A
90.93.3	0090933.20	009093320	ES.COLTURALE SU SECRETO MAMMARIO	9055K	Esame culturale su secreto mammario	ES.COLTURALE	In base al materiale biologico: contenitore sterile o tampone. E' preferibile la raccolta del materiale nel contenitore sterile (+ <u>vedi note</u> )	LAB-SSG	5	6,85	Richiedere sempre in associazione all' esame culturale anche l' <b>esame microscopico (0090864)</b> Raccogliere asetticamente il materiale in un contenitore sterile con tappo a vite. . Per piccoli volumi, utilizzare i flaconi PORT-F (da richiedere alla farmacia) Conservare a 2-8°C	A
90.93.3	0090933.24	009093324	ES.COLTURALE SU TAMPONE AURICOLARE DX	9071A	Esame culturale su tampone auricolare destro	T. AURICOLARE DESTRO	Tampone Eswab Arancio "mini"	LAB-SSG	5	6,85		A
90.93.3	0090933.27	9093327	ES.COLTURALE SU TAMPONE AURICOLARE SX	9071B	Esame culturale su tampone auricolare sinistro	T. AURICOLARE SINISTRO	Tampone Eswab Arancio "mini"	LAB-SSG	5	6,85		A
90.93.3	0090933.23	009093323	ES.COLTURALE SU TAMPONE CONGIUNTIVALE DX	9081A	Esame culturale su tampone congiuntivale destro	T.OCULARE (destro)	Tampone Eswab Arancio "mini"	LAB-SSG	5	6,85		A
90.93.3	0090933.26	009093326	ES.COLTURALE SU TAMPONE CONGIUNTIVALE SX	9081B	Esame culturale su tampone congiuntivale sinistro	T.OCULARE (sinistro)	Tampone Eswab Arancio "mini"	LAB-SSG	5	6,85		A



Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.62.2	0090622.01	009062201	EMOCROMOCITOMETRICO (EMOCROMO+FORMULA)	3110	Esame Emocromocitometrico	LILLA emo	Provetta tappo lilla plasma EDTA	SIMT	1	4,05	<b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b>	A
90.63.4	0090634.01	009063402	ESAME MICROSCOPICO DEL SANGUE PERIFERICO: MORFOLOG	3111	Esame microscopico del sangue periferico	LILLA emo	Provetta tappo lilla plasma EDTA	SIMT	2	4,60		A
90.86.4	0090864	0090864	BATTERI IN CAMP. BIOLOGICI DIVERSI RICERCA MICROSC. COLORAZ. ROUTINE	9160	Esame microscopico	ES.MICROSC	Non allestire vetrino ma <u>vedi nota</u>	LAB-SSG	2	2,10	Da richiedere <u>sempre</u> in associazione a esame colturale di materiale dalle basse vie respiratorie (incluso nei Profili PESP, PBRAS, PBAL), liquidi da versamento, essudati.	A
90.93.3	0090933.15	009093315	ES.COLTURALE SU ESCREATO	9031	Escreato - Esame colturale	ESCREATO COLT.	Contenitore sterile con tappo a vite	LAB-SSG	5	6,85	Richiedere sempre in associazione all' esame colturale anche l' <b>esame microscopico (0090864)</b> La raccolta deve essere fatta al mattino a digiuno. Effettuare una adeguata pulizia del cavo orale e gargarismi con acqua. Raccogliere nel contenitore sterile il materiale espettorato dopo colpo di tosse: l'espettorato deve provenire dalle basse vie aeree (catarro) e non deve essere saliva. Nel caso ci sia difficoltà ad espettorare si può indurre la tosse con aerosol con soluzione fisiologica (non farmaci). Non fumare per indurre la tosse.	A
90.19.2	0090192.01	009019201	ESTRADIOLO (E2)	BU3743	Estradiolo (E2)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	LAB-EBA	2	13,70		A
90.19.2		0090192022	ESTRADIOLO (E2) (2 DOS.SUCC)	BU3743A	Estradiolo (E2) 2 <prelievo< td=""> <td>Ormoni 2S-Ruggine</td> <td>Provetta con gel tappo ruggine lunga siero</td> <td>LAB-EBA</td> <td>2</td> <td>13,70</td> <td><b>Erogabile solo per i pazienti ricoverati</b></td> <td>A</td> </prelievo<>	Ormoni 2S-Ruggine	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	LAB-EBA	2	13,70	<b>Erogabile solo per i pazienti ricoverati</b>	A
90.19.2		0090192023	ESTRADIOLO (E2) (3 DOS.SUCC)	BU3743B	Estradiolo (E2) 3 <prelievo< td=""> <td>Ormoni 3S-Ruggine Trasp.</td> <td>Provetta con gel tappo ruggine corta siero</td> <td>LAB-EBA</td> <td>2</td> <td>13,70</td> <td><b>Erogabile solo per i pazienti ricoverati</b></td> <td>A</td> </prelievo<>	Ormoni 3S-Ruggine Trasp.	Provetta con gel tappo ruggine corta siero	LAB-EBA	2	13,70	<b>Erogabile solo per i pazienti ricoverati</b>	A
90.19.2		0090192024	ESTRADIOLO (E2) (4 DOS.SUCC)	BU3743C	Estradiolo (E2) 4 <prelievo< td=""> <td>Ormoni 4S-Ruggine Trasp.</td> <td>Provetta con gel tappo ruggine corta siero</td> <td>LAB-EBA</td> <td>2</td> <td>13,70</td> <td><b>Erogabile solo per i pazienti ricoverati</b></td> <td>A</td> </prelievo<>	Ormoni 4S-Ruggine Trasp.	Provetta con gel tappo ruggine corta siero	LAB-EBA	2	13,70	<b>Erogabile solo per i pazienti ricoverati</b>	A
91.36.5	0091365.02	0091365B	ESTRAZIONE DNA (SOLO PROFILI)	3950	Estrazione DNA o RNA (nucleare o mitocondriale)	DA NON PRELEVARE			2	40,00	prestazione amministrativa	A
91.36.5	0091365.02	0091365C	ESTRAZIONE DNA (SOLO PROFILI)	3950B	Estrazione DNA o RNA (nucleare o mitocondriale)	DA NON PRELEVARE			2	40,00	prestazione amministrativa	A
91.36.5	0091365.02	0091365A	ESTRAZIONE DNA (SOLO PROFILI)	3950P	Estrazione DNA o RNA (nucleare o mitocondriale)	DA NON PRELEVARE			2	40,00	prestazione amministrativa	A
90.20.1	0090201	0090201	ETANOLO	3592	Etanolo	RUGGINE vari	Provetta con gel tappo ruggine corta siero	LAB-EBA	1	6,30	Dosaggio esclusivamente a scopo clinico <b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b>	A
90.64.2	0090642	0090642	FATTORE REUMATOIDE TEST) (REUMA	BU3432	Fattore Reumatoide (RF)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	5,80		A
90.22.1	0090221	0090221	FENITOINA	3817	Fenitoina (Dintoina, Fenilidantoina, Difenilidantoina)	RUGGINE lunga SERV 1071	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	3	12,15		A
90.22.3	0090223.01	009022301	FERRITINA	BU3701	Ferritina	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	LAB-EBA	2	10,45		A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.22.5	0090225	0090225	FERRO	BU3550	Ferro Totale	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	1,70		A
90.65.1	0090651	0090651	FIBRINOGENO FUNZIONALE	3122	Fibrinogeno	AZZURRO corta	Provetta tappo azzurro plasma Na Citrato	SIMT	1	3,45	<b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b>	A
90.23.2	0090232	0090232	FOLATI	BU3703	Folati (Acido folico)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	9,50		A
90.23.5	0090235.01	009023501	FOSFATASI ALCALINA (ALP)	BU3558	Fosfatasi Alcalina	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	LAB-EBA	1	1,70		A
90.24.1	0090241	0090241	FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMA OSSEO	CN3560	Fosfatasi alcalina ossea	RUGGINE lunga SERV 831	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	15	11,05		A
90.24.3	0090243.03	009024303	FOSFATO INORGANICO NELLE URINE DELLE 24 H	BU3588	Fosfato inorganico urine 24h	Urine 24 h	2 Provette urine (campione di Urine 24 h con indicata diuresi)	LAB-EBA	1	2,30	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente pulito e mantenuto al fresco. Misurare il volume, mescolare e prelevarne DUE campioni (2 provette da 10 mL). Indicare sull'etichetta la diuresi delle 24 ore.	A
90.24.5	0090245	0090245	FOSFATO INORGANICO	3548	Fosfato inorganico (Fosforo)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	1,15		A
90.24.5	0090245	0090245	FOSFORO	BU3548	Fosfato inorganico (Fosforo)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	1,15		A
90.24.3	0090243.02	009024302	FOSFATO INORGANICO NELLE URINE	BU3588A	Fosfato su campione urine	Urine 24 h	Provetta urine (Campione urine spot)	LAB-EBA	1	2,30	Campione di urine estemporaneo. Indicare sull'etichetta "spot"	A
90.27.4	0090274.01	009027401	GONADOTROPINA CORIONICA (SUBUNITA' BETA FRAZIONE LIBERA) (BHCG)	CN4002	Free Beta HCG	RUGGINE lunga BATEST SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	10	14,50	<b>Solo in gravidanza e sempre associata a PAPP-A</b>	A
90.25.1	0090251	0090251	FRUTTOSAMINA	3510	Fruttosamine	RUGGINE lunga SERV 1071	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	3	4,05		A
90.23.3	0090233.01	009023301	FSH (FOLLITROPINA)	BU3741	FSH (Follitropina)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	LAB-EBA	2	7,35		A
90.35.2	0090352.02	R009035202	FSH CURVA	BU3741P	FSH Curva	Curva Ormoni-Giallo	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	LAB-EBA	2	33,75	<b>Erogabile solo per i pazienti ricoverati (DH PEDIATRIA)</b>	A
90.27.2	0090272	0090272	GLUCOSIO 6 FOSFATO DEIDROGENASI (G6PDH) INTRAERITROCITARIO	3142	G6PDH (Glucosio-6-Fosfato-Deidrogenasi)	VIOLA corta G6PDH	Provetta tappo viola plasma EDTA	NIG	8	9,50		A
90.26.1	0090261	0090261	GASTRINA	3736	Gastrina	RUGGINE lunga GHIACCIO	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero <b>GHIACCIO</b>	NIG	20	12,10	Mettere immediatamente il campione in <b>ghiaccio</b> e consegnarlo al più presto in laboratorio. N.B. Il contenitore CRIOPLAST deve essere tolto in anticipo dal freezer per evitare che la provetta risulti a contatto con la superficie ghiacciata provocando emolisi.	B
90.08.3	0090083.03	00900830301	FARMACI: ANTIBIOTICI-GENTAMICINA	3844	Gentamicina	GIALL/ROSS lunga ANTIB SERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	4	7,90		A
90.08.3	0090083.03	00900830303	GENTAMICINA PICCO	3844P	Gentamicina-Picco	GIALL/ROSS lunga ANTIB SERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	4	7,90		A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Tras porto
90.08.3	0090083.03	00900830302	GENTAMICINA VALLE	3844V	Gentamicina-Valle	GIALL/ROSS lunga ANTIB SERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	4	7,90		A
90.25.5	0090255.01	009025501	GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (GAMMA GT)	BU3556	GGT (Gamma glutamitransferasi)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	LAB- EBA	1	1,70		A
90.35.1	0090351.01	009035101	GH (SOMATOTROPINA)	3724	GH (Somatotropina)	RUGGINE Lunga SERVICE	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	15	11,05		A
90.49.5	0090495.02	0090495	ANTICORPI ANTI GLIADINA/GLIADINA DEAMIDATA (IGA)	CN3234A	Gliadina (AGA) anticorpi IgA	RUGGINE lunga immunità SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	15	12,10		A
90.49.5	0090495.03	00904953	ANTICORPI ANTI GLIADINA/GLIADINA DEAMIDATA (IGG)	CN3234B	Gliadina (AGA) anticorpi IgG	RUGGINE lunga immunità SERV	Provetta con gel tappo ruggine siero lunga	NIG	15	12,10		A
90.27.1	0090271.01	009027101	GLICEMIA (GLUCOSIO)	BU3501	Glucosio	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	LAB- EBA	1	1,70	<b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b>	A
90.27.1	0090271.22	009027122	GLUCOSIO PROFILO: PRE-PRANDIALE	BU3502D	Glucosio h 11:00	Glicemia h 11:00- Grigio	Provetta tappo grigio plasma Na Fluoruro / KOssalato	LAB- EBA	2	1,70	Fare colazione dopo il prelievo delle 8.00 (a digiuno). Eseguire il prelievo prima di pranzare. <b>NON RICHIEDIBILE IL SABATO</b>	A
90.27.1	0090271.23	009027123	GLUCOSIO PROFILO: POST-PRANDIALE (h 14) PRECOCE	BU3502G	Glucosio h 14:00	Glicemia h 14 -Grigio	Provetta tappo grigio plasma Na Fluoruro / KOssalato	LAB- EBA	2	1,70	Fare colazione dopo il prelievo delle 8.00 (a digiuno). Pranzare alle 12.00. Eseguire il prelievo dopo due ore. <b>NON RICHIEDIBILE IL SABATO</b>	A
90.27.1	0090271.23	009027124	GLUCOSIO PROFILO: POST-PRANDIALE (H17) TARDIVO	BU3502H	Glucosio h 17:00	Glicemia h 17:00- Grigio	Provetta tappo grigio plasma Na Fluoruro / KOssalato	LAB- EBA	2	1,70	Fare colazione dopo il prelievo delle 8.00 (a digiuno). Pranzare alle 12.00 e non mangiare fino al termine della curva, ore 17.00 <b>NON RICHIEDIBILE IL SABATO</b>	A
90.27.1	0090271.01	009027105	GLUCOSIO NEL LIQUIDO BIOLOGICO	SG3987	Glucosio - liquido biologico	VERDE liquidi vari	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB- EBA	1	1,70	Identificare il materiale	A
90.27.1	0090271.03	009027103	GLUCOSIO NELLE URINE 24 H	BU3520	Glucosio urine 24h	Urine 24 h	2 Provette urine (campione di Urine 24 h con indicata diuresi)	LAB- EBA	1	1,70	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente pulito e mantenuto al fresco. Misurare il volume, mescolare e prelevarne DUE campioni (2 provette da 10 mL). Indicare sull'etichetta la diuresi delle 24 ore.	A
90.27.1	0090271.02	009027102	GLUCOSIO NELLE URINE	BU3520A	Glucosio su campione urine	Urine 24 h	2 Provette urine (Campione urine spot)	LAB- EBA	1	1,70	Campione di urine estemporaneo. Indicare sull'etichetta "spot"	A
90.49.7	0090497	0090497	ANTICORPI ANTI GLUTAMMICO DECARBOSSILASI (GAD)	3739	Glutammico Decarbossilasi (GAD) anticorpi	RUGGINE lunga FERT SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	20	13,70		A
90.65.3	0090653	0090653	GRUPPO SANGUIGNO ABO E RH (D)	PGRUP 9801	Gruppo sanguigno	CT-Viola-Grup Firma...	Provetta tappo viola plasma EDTA	SIMT	2	7,90	Obbligatoria la firma del prelevatore sull'etichetta campione	A
		R0090654	RICHIESTA TRASFUSIONALE T&S	<b>PTSTX</b> 9812TX 9801TX	Gruppo sanguigno controllo trasfusione Test di coombs indiretto trasfusione	CT-Viola Firma....	Provetta tappo viola plasma EDTA	SIMT	4 ore 1ora (URG)		<b>Obbligatoria la firma del prelevatore sull'etichetta campione Erogabile solo per i pazienti ricoverati (Prelievo e invio al SIMT)</b>	A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
91.17.1	0091171	0091171	VIRUS EPATITE A [HAV]: RICERCA ANTICORPI TOTALI O IGG	CN3300	HAV anticorpi IgG	RUGGINE lunga epatiti SERV	Provetta con gel tappo ruggine siero lunga	NIG	5	10,00		A
91.17.2	0091172	0091172	VIRUS EPATITE A [HAV] ANTICORPI IGM	CN3301	HAV anticorpi IgM	RUGGINE lunga epatiti SERV	Provetta con gel tappo ruggine siero lunga	NIG	4	11,60		A
91.17.5	0091175	0091175	VIRUS EPATITE B [HBV]: RICERCA ANTICORPI HBCAG (HBCAB)	CN3311	HBc anticorpi (HBcAb)	RUGGINE lunga epatiti SERV	Provetta con gel tappo ruggine siero lunga	NIG	4	9,50		A
91.18.1	0091181	0091181	VIRUS EPATITE B [HBV]: RICERCA ANTICORPI IGM HBCAG (HBCAB IGM)	CN3315	HBc anticorpi IgM	RUGGINE lunga epatiti SERV	Provetta con gel tappo ruggine siero lunga	NIG	4	10,00		A
91.18.2	0091182	0091182	VIRUS EPATITE B [HBV]: RICERCA ANTICORPI HBEAG (HBEAB)	CN3314	HBe anticorpi (HBeAb)	RUGGINE lunga epatiti SERV	Provetta con gel tappo ruggine siero lunga	NIG	5	10,00		A
91.18.4	0091184	0091184	VIRUS EPATITE B [HBV]:RICERCA HBEAG	CN3313	HBe antigene (HBeAg)	RUGGINE lunga epatiti SERV	Provetta con gel tappo ruggine siero lunga	NIG	4	9,50		A
91.18.3	0091183	0091183	VIRUS EPATITE B [HBV]: RICERCA ANTICORPI HBSAG (HBSAB)	CN3312	HBs anticorpi (HBsAb)	RUGGINE lunga epatiti SERV	Provetta con gel tappo ruggine siero lunga	NIG	4	9,50		A
91.18.5	0091185	0091185	VIRUS EPATITE B [HBV]: RICERCA HBSAG	CN3310	HBs antigene (HBsAg)	RUGGINE lunga epatiti SERV	Provetta con gel tappo ruggine siero lunga	NIG	4	5,80		A
91.18.5	0091185	009118502	HBSAG DOSAGGIO QUANTITATIVO	CN3309	HBsAg Dosaggio Quantitativo	RUGGINE lunga epatiti SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	4	5,80		A
91.17.3	0091173	0091173	VIRUS EPATITE B [HBV]: RICERCA DNA MEDIANTE IBRIDAZIONE PREVIA PCR	3318	HBV DNA quantitativo	VIOLA lunga DNAHBV SERV	Provetta tappo viola lunga plasma EDTA	NIG	9	90,78	Deve essere sempre abbinato all'esame 91.36.5 (3950P estrazione DNA/RNA).	A
91.19.5	0091195	0091195	VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI	CN3330	HCV anticorpi	RUGGINE lunga epatiti SERV	Provetta con gel tappo ruggine siero lunga	NIG	5	8,95		A
91.20.2	0091202	0091202	VIRUS EPATITE C [HCV]: TIPIZZAZIONE GENOMICA	3321	HCV RNA genotipo	VIOLA lunga RNAGenSERV	Provetta tappo viola lunga plasma EDTA	NIG	21	110,85	Deve essere sempre abbinato all'esame 91.36.5 (3950P estrazione DNA/RNA).	A
91.19.4	0091194	0091194	VIRUS EPATITE C [HCV]: ANALISI QUANTITATIVA RNA (MONITOR)	3320	HCV RNA quantitativo	VIOLA lunga RNAGenSERV	Provetta tappo viola lunga plasma EDTA	NIG	7	110,85	Deve essere sempre abbinato all'esame 91.36.5 (3950P estrazione DNA/RNA).	A
91.20.1	0091201	0091201	VIRUS EPATITE C [HCV]: TEST DI CONFERMA	3322	HCV test di conferma (Immunoblotting)	RUGGINE lunga epatiti SERV	Provetta con gel tappo ruggine siero lunga	NIG	11	100,29		A
91.20.4	0091204	0091204	VIRUS EPATITE DELTA [HDV]: RIC. ANTICORPI IGM	3317	HDV anticorpi IgM	GIALL/ROSS lunga EtimaxSERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	13	22,70		A
91.20.3	0091203	0091203	VIRUS EPATITE DELTA [HDV]: RICERCA ANTICORPI	3316	HDV anticorpi totali	GIALL/ROSS lunga EtimaxSERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	13	12,65		A
90.55.1	0090551	0000000043	HE4 (PROTEINA 4 DELL'EPIDIDIMO UMANO)	3784	HE4 (Prot.4 dell'epididimo umano)	GIALL/ROSS lunga ANTIB SERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	11	19,00		A
90.94.6	0090946	0090946	HELICOBACTER PYLORI: RICERCA DIRETTA ANTIGENE NELLE FECI	CN3283	Helicobacter pylori antigeni fecali	FECI SERV Calprot/HP	Contenitore con paletta per Feci	NIG	6	29,00	FECI: raccogliere pochi grammi di feci nel contenitore per mezzo della spatola. Evitare la commistione delle feci con urina. Inviare subito in laboratorio o conservare in frigorifero da 2 a 8°C.	A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.94.4	0090944	0090944	HELICOBACTER PYLORI: RICERCA ANTICORPI MEDIANTE E.I.A.	CN3282	Helicobacter pylori anticorpi	RUGGINE lunga LIA SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	12	9,25		A
91.22.1	0091221.01	009122101	HERPES VIRUS 1: RICERCA ANTICORPI IGG	3370	Herpes 1 anticorpi IgG	RUGGINE lunga LIA SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	6	7,90		A
91.22.1	0091221.05	009122105	HERPES VIRUS 1 E 2: RICERCA ANTICORPI IGM	3369	Herpes 1/2 anticorpi IgM	RUGGINE lunga LIA SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	6	7,90		A
91.22.1	0091221.02	009122102	HERPES VIRUS 2: RICERCA ANTICORPI IGG	3371	Herpes 2 anticorpi IgG	RUGGINE lunga LIA SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	6	7,90		A
91.22.4	0091224	0091224	VIRUS IMMUNODEFICENZA ACQUISITA [HIV 1-2]: RICERCA ANTICORPI	CN3340	HIV Ag/Anticorpi	RUGGINE lunga epatiti SERV	Provetta con gel tappo ruggine siero lunga	NIG	5	8,95		A
91.22.5	0091225	0091225	HIV 1-2: RIC. ANTICORPI CON SAGGIO DI CONFERMA CON IMMUNOBLOTTING	CN3342	HIV immunoblotting (saggio di conferma)	GIALLA confermaHIV SERV micro	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	NIG	10	122,98		A
91.22.3	0091223	0091223	VIRUS IMMUNODEFICIENZA ACQUISITA [HIV]: RIC. QUANTITATIVA RNA	3341	HIV RNA quantitativa	VIOLA lunga HIVRNA SERV	Provetta tappo viola lunga plasma EDTA	NIG	9	110,85	Deve essere sempre abbinato all'esame 91.36.5 (3950 estrazione DNA/RNA).	A
90.78.4	0090784	009078403	ANTIGENE HLA B27	3156	HLA B27 Antigene	VIOLA corta HLA	Provetta tappo viola plasma EDTA	NIG	20	138,40	Deve essere sempre abbinato all'esame 91.36.5 (3950P estrazione DNA/RNA). <b>NON RICHIEDIBILE IL SABATO</b>	A
90.78.4	0090784	009078402	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-B51	3157	HLA B51 Antigene	VIOLA corta HLA	Provetta tappo viola plasma EDTA	NIG	20	138,40	Deve essere sempre abbinato all'esame 91.36.5 (3950P estrazione DNA/RNA). <b>NON RICHIEDIBILE IL SABATO</b>	A
90.78.4	0090784	009078401	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-B57	3154	HLA B57 Antigene	VIOLA corta HLA	Provetta tappo viola plasma EDTA	NIG	20	138,40	Deve essere sempre abbinato all'esame 91.36.5 (3950P estrazione DNA/RNA). <b>NON RICHIEDIBILE IL SABATO</b>	A
90.78.2	0090782	0090782	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-A	3151	HLA Locus A	VIOLA corta HLA	Provetta tappo viola plasma EDTA	NIG	20	138,40	Deve essere sempre abbinato all'esame 91.36.5 (3950P estrazione DNA/RNA). <b>NON RICHIEDIBILE IL SABATO</b>	A
90.78.4	0090784	0090784	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-B	3152	HLA Locus B	VIOLA corta HLA	Provetta tappo viola plasma EDTA	NIG	20	138,40	Deve essere sempre abbinato all'esame 91.36.5 (3950P estrazione DNA/RNA). <b>NON RICHIEDIBILE IL SABATO</b>	A
90.79.1	0090791	0090791	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-C	3153	HLA Locus C	VIOLA corta HLA	Provetta tappo viola plasma EDTA	NIG	20	138,40	Deve essere sempre abbinato all'esame 91.36.5 (3950P estrazione DNA/RNA). <b>NON RICHIEDIBILE IL SABATO</b>	A
91.24.9	0091249	0091249	PAPILLOMAVIRUS (HPV) ANALISI QUALITATIVA DNA	3353	HPV DNA (Papilloma Virus) qualitativo	Cobas PCR SERV	Provetta specifica con tampone di prelievo	NIG	11	68,58	Tampone cervicale eseguito mediante Abbot Cervi-Collect specimen collection kit trasportate tube	A
91.24.B	0091249	0119124B	PAPILLOMAVIRUS (HPV) TIPIZZAZIONE GENOMICA	3354	HPV DNA (Papilloma Virus) tipizzazione genomica	Cobas PCR SERV	Provetta specifica con tampone di prelievo	NIG	16	89,18	Tampone cervicale eseguito mediante Abbot Cervi-Collect specimen collection kit trasportate tube	A
90.49.2		0090492	ANTICORPI ANTIERITROCITARI IDENTIFICAZIONE	9816	Identificazione anticorpale	CT - Viola Firma.....	Provetta tappo viola plasma EDTA	SIMT	4		(In caso di Test di Coombs indiretto positivo) Obbligatoria la firma del prelevatore sull'etichetta campione	A
90.69.4	0090694.01	009069401	IMMUNOGLOBULINE IGA	BU3661	IgA (Immunoglobuline IgA)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	LAB-EBA	2	6,30		A
90.69.4	0090694.02	009069402	IMMUNOGLOBULINE IGG	BU3660	IgG (Immunoglobuline IgG)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	LAB-EBA	2	6,30		A
90.69.4	0090694.03	009069403	IMMUNOGLOBULINE IGM	BU3662	IgM (Immunoglobuline IgM)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	LAB-EBA	2	6,30		A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.68.4	0090684.05	009068405	IGA - SOTTOCLASSE 1	3756	IgA1 (Sottoclasse IgA1)	BEIGE sottocl IgA SERV	Provetta con gel tappo BEIGE lunga siero	NIG	20	15,80		A
90.68.4	0090684.05	009068406	IGA - SOTTOCLASSE 2	3757	IgA2 (Sottoclasse IgA2)	BEIGE sottocl IgA SERV	Provetta con gel tappo BEIGE lunga siero	NIG	20	15,80		A
90.40.6	0090406	0090406	SOMATOMEDINA C [IGF I]	3725	IGF1 (Somatomedina C)	RUGGINE Lunga SERVICE	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	15	23,75		A
90.68.4	0090684.01	009068401	IGG SOTTOCLASSE 1	3752	IgG1 (Sottoclasse IgG1)	RUGGINE lunga ORM SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	20	15,80		A
90.68.4	0090684.02	009068402	IGG SOTTOCLASSE 2	3753	IgG2 (Sottoclasse IgG2)	RUGGINE lunga ORM SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	20	15,80		A
90.68.4	0090684.03	009068403	IGG SOTTOCLASSE 3	3754	IgG3 (Sottoclasse IgG3)	RUGGINE lunga ORM SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	20	15,80		A
90.68.4	0090684.04	009068404	IGG SOTTOCLASSE 4	3755	IgG4 (Sottoclasse IgG4)	RUGGINE lunga ORM SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	20	15,80		A
90.68.3	0090683	0090683	IGE TOTALI	CN9301	IgE totali	RUGG lunga SERV RAST	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	9	11,60	<b>Per codici IgE SPECIFICHE vedi su Modulo Richiesta Allergeni</b>	A
90.69.1	0090691	0090691	IMMUNOCOMPLESSI CIRCOLANTI	3745	Immunocomplessi circolanti (CIC)	RUGGINE lunga ORM SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	20	8,40		A
90.61.2	0090612	0090612	CRIOGLOBULINE TIPIZZAZIONE	3657	Immunofissazione Crioglobuline	BEIGE a 37°	Provetta tappo beige lunga siero <b>PRELIEVO A CALDO</b>	LAB-EBA	16	12,10	<b>Inviare 2 provette.</b> I campioni devono essere mantenuti al <b>caldo</b> subito dopo il prelievo e durante il trasporto al laboratorio dove vengono posti immediatamente nel <b>termostato a 37°</b> . <b>NON RICHIEDIBILE IL SABATO</b>	C
90.69.2	0090692	0090692	IMMUNOFISSAZIONE	3656	Immunofissazione siero (Tipizz.CM, Immunolettroforesi, IFE)	RUGGINE corta CM	Provetta con gel tappo rugginecorta siero	LAB-EBA	7	30,60		A
90.69.2	0090692.01	009069201	IMMUNOFISSAZIONE NELLE URINE (BENCE JONES)	3659	Immunofissazione urine (Proteina di Bence Jones)	URINE sett.EF	Provetta urine	LAB-EBA	7	30,60	Si esegue su un campione delle urine del mattino	A
90.29.1	0090291.01	009029101	INSULINA	BU3730	Insulina	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	LAB-EBA	2	10,00		A
90.29.1	0090291.19	009029119	INSULINA PROFILO: POST-PRANDIALE PRECOCE	BU3731	Insulina ore 14:00	Insulina h14:00-Giallo	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	LAB-EBA	2	10,00	Effettuare prelievo in concomitanza col prelievo post-prandiale precoce del glucosio. <b>NON RICHIEDIBILE IL SABATO</b>	A
90.29.1	0090291.19	009029120	INSULINA PROFILO: POST-PRANDIALE TARDIVO	BU3794	Insulina ore 17:00	Insulina h17:00-Giallo	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	LAB-EBA	2	10,00	Effettuare prelievo in concomitanza col prelievo post-prandiale tardivo del glucosio. <b>NON RICHIEDIBILE IL SABATO</b>	A
90.28.5	0090285	0090285	INSULINA CURVA DA CARICO CON 5 DETERMINAZIONI	BU3732	Insulina Curva da OGTT (3 punti)	Insulina Curva-Ruggine 3 etichette: Basale - Dopo 60' - Dopo 120'	3 Provette con gel tappo ruggine lunga siero	LAB-EBA	2	31,65	Effettuare prelievo in concomitanza col prelievo della curva da carico del glucosio. <b>NON RICHIEDIBILE IL SABATO</b>	A
90.20.A	009020A.02	009020A01	LAMOTRIGINA (LAMICTAL)	3825	Lamotrigina (Lamictal)	ROSA Farmaci2 SERV	Provetta tappo rosa corta siero	NIG	6	15,05		A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.29.2	0090292	009029201	LDH NEL LIQUIDO BIOLOGICO	SG3989	LDH - liquido biologico	VERDE liquidi vari	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA	1	1,70	Identificare il materiale	A
90.29.2	0090292	0090292	LATTATO DEIDROGENASI (LDH)	BU3563	LDH (Lattato Deidrogenasi)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	1,70	<b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b>	A
90.95.3	0090953	0090953	LEGIONELLE: TITOLAZIONE ANTICORPI MEDIANTE I.F.	CN3278	Legionella anticorpi	GIALL/ROSS lunga EtimaxSERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	12	19,00		A
90.95.6	0090956	0090956	LEGIONELLE: RICERCA ANTIGENE NELLE URINE	9191	Legionella antigeni urinari	LEGIO/STR.PNE URINE	Provetta urine	LAB-SSG LAB-EBA	2	26,35	<b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b>	A
90.20.6	0090206.03	009020A03	S-LEVETIRACEPAM (KEPPRA)	3819	Levetiracetam (Keppra )	ROSA Farmaci2 SERV	Provetta tappo rosa corta siero	NIG	6	29,00		A
90.32.3	0090323.01	009032301	LH (LUTEOTROPINA)	BU3742	LH (Luteotropina)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	LAB-EBA	1	10,55		A
90.35.2	0090352.03	R009035203	LH CURVA	BU3742P	LH (Luteotropina) Curva	Curva Ormoni-Giallo	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	LAB-EBA	1	33,75	<b>Erogabile solo per i pazienti ricoverati (DH PEDIATRIA)</b>	A
90.30.2	0090302	0090302	LIPASI	BU3565	Lipasi	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	4,05		A
90.30.4	0090304.02	009030402	LIQUIDO ASCITICO ES.CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO	3533	Liquidi biologici Esame Chimico-Fisico e Microscopico	VERDE liquidi vari	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA	1	4,20	Identificare il materiale	A
90.30.4	0090304.02	009030405	LIQUIDO PERITONIALE ES. CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO	3533	Liquidi biologici Esame Chimico-Fisico e Microscopico	VERDE liquidi vari	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA	2	4,20	Identificare il materiale	A
90.30.4	0090304.03	009030403	LIQUIDO PLEURICO ES.CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO	3533	Liquidi biologici Esame Chimico-Fisico e Microscopico	VERDE liquidi vari	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA	2	4,20	Identificare il materiale	A
90.32.1	0090321	0090321	LIQUIDO SINOVIALE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOP	3533	Liquidi biologici Esame Chimico-Fisico e Microscopico	VERDE liquidi vari	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA	2	2,60	Identificare il materiale	A
90.30.4	0090304.04	009030404	LIQUIDO VERSAMENTO ES.CHIMICO FISICO E MICROSCOPIC	3533	Liquidi biologici Esame Chimico-Fisico e Microscopico	VERDE liquidi vari	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA	2	4,20	Identificare il materiale	A
90.70.4	0090704	0090704001	LIQUIDO BIOLOGICO CITOMETRIA	3534	Liquido Biologico Citometria	LILLA liquidi vari	Provetta tappo viola EDTA	LAB-EBA	2	4,75	Identificare il materiale	A
90.05.1	0090051.01	009005105	ALBUMINA NEL LIQUIDO BIOLOGICO	SG3985	Liquido Biologico - Albumina	VERDE liquidi vari	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA	1	2,90	Identificare il materiale	A
90.06.4	0090064.01	009006404	AMILASI NEL LIQUIDO BIOLOGICO	SG3984	Liquido Biologico - Amilasi	VERDE liquidi vari	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA	1	2,90	Identificare il materiale	A
90.10.4	0090104	009010401	BILIRUBINA NEL LIQUIDO BIOLOGICO	SG3983	Liquido Biologico - Bilirubina totale	VERDE liquidi vari	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA	1	1,70	Identificare il materiale	A
90.16.3	00901630101	00901630101	CREATININA SU LIQUIDI BIOLOGICI	SG3990	Liquido Biologico - Creatinina	VERDE liquidi vari	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA	1	1,70	Identificare il materiale	A
90.27.1	0090271.01	009027105	GLUCOSIO NEL LIQUIDO BIOLOGICO	SG3987	Liquido Biologico - Glucosio	VERDE liquidi vari	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA	1	1,70	Identificare il materiale	A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.29.2	0090292	009029201	LDH NEL LIQUIDO BIOLOGICO	SG3989	Liquido Biologico - LDH	VERDE liquidi vari	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA	1	1,70	Identificare il materiale	A
90.38.5	0090385.01	009038505	PROTEINE TOTALI NEL LIQUIDO BIOLOGICO	SG3986	Liquido Biologico - Proteine totali	VERDE liquidi vari	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA	1	1,70	Identificare il materiale	A
90.43.2	0090432	009043201	TRIGLICERIDI NEL LIQUIDO BIOLOGICO	SG3988	Liquido Biologico - Trigliceridi	VERDE liquidi vari	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA	1	1,70	Identificare il materiale	A
90.30.4, 90.27.1, 90.38.5	0090304.01, 0090271.04, 0090385.04	<b>LIQ. CEFALORACHIDIANO (PROFILO)</b> comprende: 009030401- 00902710401- 00903850401	<b>PLIQUOR</b> LIQUOR ES.CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO, GLUCOSIO NEL LIQUIDO CEFALO-RACHIDIANO, PROTEINE NEL LIQUIDO CEFALORACHIDIANO	<b>PLIQUOR</b> 3600 3601 3602	Liquido cefalorachidiano - Es.chimicofisico <b>PROFILO : PLIQUOR</b> (comprende Es.chimico-fisico + Glicorrachia + Proteine tot.)	FALCON sterile	Provetta Falcon sterile	LAB-EBA	2	7,60	<b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b> Richiedere sempre in associazione Es.chimico-fisico + Glicorrachia + Proteine tot. (profilo <b>PLIQUOR</b> )	A
90.93.3 90.86.4	0090933 0090864	<b>LIQ. CEFALORACHIDIANO ES.COLTURALE (PROFILO)</b> comprende: R00909331 R00908641	<b>PLICOLT</b> ES.COLTURALE SU LIQUOR CEFALORACHIDIANO (RICOVERI)	<b>PLICOLT</b> 9195 9196	Liquido cefalorachidiano - Es.colturale <b>PROFILO : PPLICOLT</b> (comprende Es.colturale + es.microscopico liquor)	FALCON sterile	Provetta Falcon sterile	LAB-SSG NIG	4	8,95	<b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b> Richiedere sempre in associazione l'esame colturale e microscopico (profilo <b>PLICOLT</b> )	A
90.38.4	0090384.02	009038404	BANDE OLIGOCLONALI LIQUOR	3603	Liquor-Bande oligoclonali	FALCON per BESTA	Provetta Falcon sterile	BESTA	8	5,20	<u>Richiedere sempre in associazione Bande oligoclonali Siero</u> (profilo (PBOLI))	A
90.38.4	0090384.02	009038405	BANDE OLIGOCLONALI SIERO	3604	Siero-Bande oligoclonali	RUGGINE Bande oligoclonali	Provetta con gel tappo ruggine corta siero	BESTA	8	5,20		A
		009038404 009038405		<b>LINK</b> 3598 3599 3515L 3660L	LIQUOR INDICE DI LINK (richiedere Albumina e Immunoglobuline G nel liquor e nel siero)	FALCON per Besta + RUGGINE per BESTA	Provetta Falcon sterile + Provetta con gel tappo ruggine corta siero	BESTA				A
90.05.1	0090051.01	009005104	ALBUMINA NEL LIQUOR	3598	Liquor-Albumina	FALCON per BESTA	Provetta Falcon sterile	BESTA	5	2,90		A
90.69.4	0090694.02	009069404	IMMUNOGLOBULINE IGG NEL LIQUOR	3599	Liquor-Immunoglobuline IgG	FALCON per BESTA	Provetta Falcon sterile	BESTA	5	6,30		A
90.05.1	0090051.01	009005106	ALBUMINA (LINK INDEX)	3515L	Albumina-Link	RUGGINE per BESTA	Provetta con gel tappo ruggine corta siero	BESTA	5	2,90		A
90.69.4	0090694.02	00906940201	IMMUNOGLOBULINE IGG (LINK INDEX)	3660L	Immunoglobuline IgG-Link	RUGGINE per BESTA	Provetta con gel tappo ruggine corta siero	BESTA	5	6,30		A



Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.93.4	0090934.04 0090864 0091035.03	<b>LIQUIDO SEMINALE ES.COLTURALE (PROFILO)</b> comprende: 009093404 0090864 009103503	LIQUIDO SEMINALE ES.COLTURALE (PROFILO)	<b>PSEM</b> 9151 9160 9118	Liquido seminale - Esame colturale <b>PROFILO : PSEM</b> (comprende: Liquido seminale esame colturale + Es.microscopico L.seminale + Neisseria gonorrhoeae nel liquido seminale)	LIQ.SEM.COLTURALE Liquido seminale - ES.MICROSC Liquido seminale	2 Contenitori sterili con tappo a vite (vedi nota)	LAB-SSG	5	6,30	Prima di raccogliere il campione lavare le mani e i genitali esterni con acqua e sapone (non disinfettanti). Raccogliere, nel primo contenitore sterile, il primo getto di urina (è sufficiente raccogliere un po' di urina, non riempire il contenitore). Svuotare la vescica eliminando l'urina. Raccogliere poi il liquido seminale mediante masturbazione e direttamente nel secondo contenitore sterile.	A
90.32.2	0090322	0090322	LITIO	BU3820	Litio	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	4,20	<b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b>	A
91.02.7	0091027.01	0091027	MICOBATTERI - RICERCA DIRETTA IN MATERIALI BIOLOGICI VARI (PCR)	9184	M.tuberculosis complex - Ricerca con PCR	BK 1 / PCRTbc	Contenitore sterile	NIG	5	86,03	Specificare il materiale.	A
90.38.4		009038201	MACROPROLATTINA	3779	Macroprolattina	BEIGE Macroprolattina SERV	Provetta tappo beige lunga siero	NIG	6	5,20		A
90.32.5	0090325.01	009032501	MAGNESIO TOTALE	BU3549	Magnesio	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	LAB-EBA	1	2,30		A
90.32.5	0090325.03	009032503	MAGNESIO TOTALE NELLE URINE 24 H	BU3589	Magnesio urine 24h	Urine 24 h	2 Provette urine (campione di Urine 24 h con indicata diuresi)	LAB-EBA	1	2,30	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente pulito e mantenuto al fresco. Misurare il volume, mescolare e prelevarne DUE campioni (2 provette da 10 mL). Indicare sull'etichetta la diuresi delle 24 ore.	A
90.32.5	0090325.02	009032502	MAGNESIO TOTALE NELLE URINE	BU3589A	Magnesio su campione urine	Urine 24 h	Provetta urine (Campione urine spot)	LAB-EBA	1	2,30	Campione di urine estemporaneo. Indicare sull'etichetta "spot"	A
91.05.5 91.05.6	0091056 0091055	<b>MALARIA (PROFILO)</b> comprende: 0091055 0091056	MALARIA (PROFILO)	<b>PMAL</b> 3291 3292	Malaria <b>PROFILO : PMAL</b> (comprende: ricerca microscopica plasmodi + ricerca antigene plasmodi)	VIOLA corta MALARIA	Provetta tappo lilla plasma EDTA	NIG	2	18,55	<b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b> Richiedere sempre in associazione la ricerca microscopica 0091055 e la ricerca antigeni 0091056	A
90.71.1	0090711	0090711	METAEMOGLOBINA INTRAERITROCITARIA	3518	Metaemoglobina sangue venoso	SIRINGA eparinata MetaHb	Siringa eparinata <b>GHIACCIO</b> (per i Centri Prelievi prelevare in provetta tappo verde plasma litio-eparina)	LAB-EBA	1	3,15	Mettere immediatamente il campione in <b>acqua e ghiaccio</b> e consegnarlo al più presto in laboratorio/ al POCT di riferimento	B
90.04.3	0090043	009004301	METANEFRINE URINARIE	3776	Metanefrine urinarie	URINE 24 h ACIDO URINE 24 h SERVchc	2 Provette urine (campione di Urine 24 h con ACIDO con indicata diuresi)	NIG	20	23,75	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente contenente 10 mL di <b>acido cloridrico 6N</b> (fornito dal laboratorio). Mantenere al buio. Misurare, mescolare e prelevare 2 campioni (10 mL). Indicare la diuresi delle 24 ore.	A
90.20.5	0090205.02	009020502	FARMACI: ANTITUMORALI-METOTRESSATO	3845	Methotrexate	GIALLO/ROSS lunga ANTIB SERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	2	10,00		A
90.98.4	0090984.01	009098401	ESAME MICOLOGICO SU CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI	9155	Miceti - Esame colturale	MICETI colturale/ident.	Vedi nota	LAB-SSG	5	3,70	Identificare il materiale. Fare riferimento all'esame colturale dello specifico campione biologico	A
90.97.4	0090974	0090974	MICETI : IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA	9156	Miceti identificazione da coltura	MICETI colturale/ident.	Vedi nota	LAB-SSG	5	12,75	Si esegue su coltura miceti in piastra (Ambulatorio dermatologia)	A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
91.02.4 91.02.3 91.01.8	0091024.01 0091023.01 0091018.01	<b>PBK1</b> comprende: 009102401 009102301 00910181	1.MICOBATTERI: RICERCA MICROSCOPICA IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI 2.MICOBATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI: ESAME COLTURALE 3.MICOBATTERI COLTURA SU TERRENO LIQUIDO I CAMPIONE	<b>PBK1</b> 9171 9181 9185	Micobatteri (Ricerca BK) PROFILO : <b>PBK1</b> Micobatteri - Esame microscopico (I) Micobatteri - Esame colturale (I) Micobatteri - Esame colturale (I) su terreno liquido	BK1	Contenitore sterile	NIG	62	31,55	Specificare il materiale. Se urine: volume minimo 50 mL L'esame colturale dura 60 giorni prima di poter essere referato negativo. <b>NON RICHIEDIBILE IL SABATO</b>	A
91.02.4 91.02.3 91.01.8	0091024.01 0091023.01 0091018.02	<b>PBK2</b> comprende: 0091024011 0091023011 00910182	1.MICOBATTERI: RICERCA MICROSCOPICA IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI 2.MICOBATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI: ESAME COLTURALE II CAMPIONE 3.MICOBATTERI COLTURA SU TERRENO LIQUIDO II CAMPIONE	<b>PBK2</b> 9172 9182 9186	Micobatteri (Ricerca BK) PROFILO : <b>PBK2</b> Micobatteri - Esame microscopico (II) Micobatteri - Esame colturale (II) Micobatteri - Esame colturale (II) su terreno liquido	BK2	Contenitore sterile	NIG	62	31,55	Specificare il materiale. Se urine: volume minimo 50 mL L'esame colturale dura 60 giorni prima di poter essere referato negativo. <b>NON RICHIEDIBILE IL SABATO</b>	A
91.02.4 91.02.3 91.01.8	0091024.01 0091023.01 0091018	<b>PBK3</b> comprende: 0091024012 0091023012 00910183	1.MICOBATTERI: RICERCA MICROSCOPICA IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI 2.MICOBATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI: ESAME COLTURALE III CAMPIONE 3.MICOBATTERI COLTURA SU TERRENO LIQUIDO III CAMPIONE	<b>PBK3</b> 9173 9183 9187	Micobatteri (Ricerca BK) PROFILO : <b>PBK3</b> Micobatteri - Esame microscopico (II) Micobatteri - Esame colturale (II) Micobatteri - Esame colturale (II) su terreno liquido	BK3	Contenitore sterile	NIG	62	31,55	Specificare il materiale. Se urine: volume minimo 50 mL L'esame colturale dura 60 giorni prima di poter essere referato negativo. <b>NON RICHIEDIBILE IL SABATO</b>	A
90.33.4	0090334.02	009033402	MICROALBUMINURIA NELLE URINE	BU3670	Microalbuminuria	Microalbuminuria	Provetta urine	LAB-EBA	2	5,20	Si esegue su un campione delle urine del mattino	A
90.33.4 90.16.3	0090334.02 0090163.02	009033402 009016302	MICROALBUMINURIA NELLE URINE CREATININA NELLE URINE	BU3670 BU3581	rapporto Albumina/Creatinina	Microalbuminuria	Provetta urine	LAB-EBA	2		Si esegue su un campione delle urine del mattino. Il rapporto viene referato automaticamente se nella richiesta vengono richiesti contemporaneamente i DUE test	A
90.33.5	0090335.01	009033501	MIOGLOBINA	3802	Mioglobina	RUGGINE lunga SERV 1071	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	2	8,70		A
91.21.4	0091214	0091214	VIRUS EPSTEIN BARR: MONOTEST	CN3487	Monotest	RUGGINE lunga varie SERV	Provetta con gel tappo ruggine siero lunga	NIG	4	8,95		A
91.24.3	0091243	0091243	VIRUS MORBILLO: RICERCA ANTICORPI IGG	3381	Morbillo anticorpi IgG	RUGGINE lunga LIA SERV	Provetta con gel tappo ruggine siero lunga	NIG	8	7,90		A
91.24.3	0091243.01	009124301	VIRUS MORBILLO: RICERCA ANTICORPI IGM	3382	Morbillo anticorpi IgM	RUGGINE lunga LIA SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	8	7,90		A
91.02.5	0091025	0091025	MICOPLASMA PNEUMONIAE: RICERCA ANTICORPI IGG	CN3279A	Mycoplasma pneumoniae anticorpi IgG	RUGGINE lunga LIA SERV	Provetta con gel tappo ruggine siero lunga	NIG	10	11,60		A
91.02.5	0091025.01	009102501	MICOPLASMA PNEUMONIAE: RICERCA ANTICORPI IGM	CN3279B	Mycoplasma pneumoniae anticorpi IgM	RUGGINE lunga LIA SERV	Provetta con gel tappo ruggine siero lunga	NIG	10	11,60		A
91.03.6	0091036.03	009103603	MICOPLASMI UROGEN. ES.COLT. SU LIQUIDO SEMINALE(IDENTIF. E ANTIBIOG.)	9113C	Mycoplasmi urogenitali su liquido seminale	MYCOPL Utm Rosso 1mL Liq.seminale	Tampone Utm Rosso 1 mL	LAB-SSG	5	13,15	Esame compreso nel profilo PSEM. Richiedibile singolarmente.	A
91.03.6	0091036.01	009103601	MICOPLASMI UROGEN. ES.COLT. SU TAMPONE ENDOCERVICALE (IDENTIF. E ANTIBIOG.)	9113A	Mycoplasmi urogenitali su tampone cervicale	MYCOPL Utm Rosso 1mL T.cervicale	Tampone Utm Rosso 1 mL	LAB-SSG	5	13,15	Esame compreso nel profilo PCER. Richiedibile singolarmente.	A
91.03.6	0091036.02	009103602	MICOPLASMI UROGEN. ES.COLT. SU TAMPONE URETRALE(IDENTIF. E ANTIBIOG.)	9113B	Mycoplasmi urogenitali su tampone uretrale	MYCOPL Utm Rosso 1mL T.uretrale	Tampone Utm Rosso 1 mL	LAB-SSG	5	13,15	Esame compreso nel profilo PURET. Richiedibile singolarmente.	A
91.03.5	0091035.03	009103503	NEISSERIA GONORRHOEAE: ESAME COLTURALE SU LIQUIDO SEMINALE	9118	Neisseria gonorrhoeae su Liq.Seminale	LIQ.SEM.COLTURALE Liquido seminale	Contenitore sterile con tappo a vite	LAB-SSG	5	3,70	Esame compreso nel profilo PSEM. Richiedibile singolarmente.	A
91.03.5	0091035.01	009103501	NEISSERIA GONORRHOEAE: ESAME COLTURALE SU TAMPONE ENDOCERVICALE	9116	Neisseria gonorrhoeae su T.Cervicale	T.CERV Swab Rosa	Tampone Eswab Rosa	LAB-SSG	5	3,70	Esame compreso nel profilo PCER. Richiedibile singolarmente.	A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
91.03.5	0091035.02	009103502	NEISSERIA GONORRHOEAE: ESAME COLTURALE SU TAMPONE URETRALE E SECRETO	9117	Neisseria gonorrhoeae su T.Uretrale	T.URET Swab Arancio	Tampone Eswab Arancio "mini"	LAB-SSG	5	3,70	Esame compreso nel profilo PURET. Richiedibile singolarmente.	A
90.18.4	0090184	0090184	ENOLASI NEURONESPECIFICA (NSE)	3791	NSE (Enolasi Neurone Specifica)	RUGGINE lunga SERV 1071	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	6	19,00		A
90.36.8	0090368	0090368	PEPTIDE NATRIURETICO ATRIALE (PRO BNP)	3809	NT- pro BNP	RUGGINE lunga SERV 1071	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	3	15,70		A
90.34.6	0090346.01	009034601	OMOCISTEINA BASALE	3748	Omocisteina basale	GIALLO corta - GHIACCIO	Provetta con gel tappo giallo corta siero GHIACCIO	LAB-EBA	2	26,35	Mettere immediatamente il campione in ghiaccio e consegnarlo al più presto in laboratorio. N.B. Il contenitore CRIOPLAST deve essere tolto in anticipo dal freezer per evitare che la provetta risulti a contatto con la superficie ghiacciata provocando emolisi	B
90.35.3	0090353	0090353	OSSALATI NELLE URINE	3758	Ossalati urinari (metaboliti Glicole etilenico)	URINE 24 h PER NIG	2 Provette urine (campione di Urine 24 h con indicata diuresi)	NIG	16	9,50	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente pulito e mantenuto al fresco. Misurare il volume, mescolare e prelevarne DUE campioni (2 provette da 10 mL). Indicare sull'etichetta la diuresi delle 24 ore.	A
90.35.4	0090354	0090354	OSTEOCALCINA (BGP)	3761	Osteocalcina	RUGGINE lunga GHIACCIO	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero GHIACCIO	NIG	15	26,35	Mettere immediatamente il campione in ghiaccio e consegnarlo al più presto in laboratorio. N.B. Il contenitore CRIOPLAST deve essere tolto in anticipo dal freezer per evitare che la provetta risulti a contatto con la superficie ghiacciata provocando emolisi	B
90.20.6	0090206.04	009020602	OXCARBAZEPINA (TOLEP)	3824	Oxcarbazepina (Tolep)	ROSA Farmaci2 SERV	Provetta tappo rosa corta siero	NIG	6	29,00		A
91.38.5	0091385	0091385	ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP TEST]	BU7570	Pap Test	Pap Test	Contenitore con tappo o coperchio e scanalature per contenere vetrini strisciati e fissati	SAN GERARDO	18	12,15	I vetrini strisciati e fissati con citofix o alcool 50° vanno inseriti nei contenitori portavetrini apposti " a torre" con scanalature o in plastica, piatti con coperchio	A
	SOLV4001	0000000025	PROTEINA A PLASMATICA (PAPP-A IN GRAVIDANZA)	CN4001	PAPP-A	RUGGINE lunga BITEST SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	10	15,00	<b>Solo in gravidanza e sempre associata a Free Beta-HCG</b>	A
90.20.4	0090204.02	009020402	FARMACI: ANTIINFIAMMATORI-PARACETAMOLO	3903	Paracetamolo (Acetaminofene)	ROSA Farmaci SERV	Provetta tappo rosa corta siero	NIG	3	8,10		A
91.05.1	0091051	009105101	ESAME PARASSITOLOGICO	3284B	Parassiti fecali (I)	FECI PARASS1	Contenitore con conservante PARAGREEN e paletta per feci o Contenitore con paletta per feci	LAB-SSG	5	3,15	FECI: raccogliere una piccola quantità di feci nel contenitore per mezzo della spatola. Scegliere parti di feci con muco e sangue (se presenti). Evitare la commistione delle feci con urina. Se si usa contenitore con paletta per feci senza fissativo consegnare subito in laboratorio.	A
91.05.4	0091054.2	9105402	PARASSITI INTESTINALI: RICERCA MICROSCOPICA SU FECI	3284	Parassiti fecali (I)	FECI PARASS1	Contenitore con conservante PARAGREEN e paletta per feci o Contenitore con paletta per feci	LAB-SSG	5	5,80	FECI: raccogliere una piccola quantità di feci nel contenitore per mezzo della spatola. Scegliere parti di feci con muco e sangue (se presenti). Evitare la commistione delle feci con urina. Se si usa contenitore con paletta per feci senza fissativo consegnare subito in laboratorio.	A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
91.05.1	0091051	009105102	ESAME PARASSITOLOGICO 2°CA MPIONE	3285B	Parassiti fecali (II)	FECI PARASS2	Contenitore con conservante PARAGREEN e paletta per feci	LAB-SSG	5	3,15	Vedi Parassiti fecali (I)	A
91.05.4	0091054.2	91054021	PARASSITI INTESTINALI: RICERCA MICROSCOPICA SU FECI	3285	Parassiti fecali (II)	FECI PARASS2	Contenitore con conservante PARAGREEN e paletta per feci	LAB-SSG	5	5,80	Vedi Parassiti fecali (I)	A
91.05.1	0091051	009105103	ESAME PARASSITOLOGICO 3°CA MPIONE	3286B	Parassiti fecali (III)	FECI PARASS3	Contenitore con conservante PARAGREEN e paletta per feci	LAB-SSG	5	3,15	Vedi Parassiti fecali (I)	A
91.05.4	0091054.2	91054022	PARASSITI INTESTINALI: RICERCA MICROSCOPICA SU FECI	3286	Parassiti fecali (III)	FECI PARASS3	Contenitore con conservante PARAGREEN e paletta per feci	LAB-SSG	5	5,80	Vedi Parassiti fecali (I)	A
91.04.5	0091045	0091045	PARASSITI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA MACRO E MICROSCOPICA	9199	Parassiti in materiali biologici ricerca macro e microsc.	DERMATOLOGO parassiti	di competenza Dermatologo	//	2	3,70	di competenza Dermatologo	
90.35.5	0090355	0090355	PARATORMONE (PTH)	BU3760	Paratormone	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	21,60		A
91.25.1	0091251	0091251	VIRUS PAROTITE: RICERCA ANTICORPI IGG	3383	Parotite anticorpi IgG	RUGGINE lunga LIA SERV	Provetta con gel tappo ruggine siero lunga	NIG	9	10,45		A
91.25.1	0091251.01	009125101	VIRUS PAROTITE: RICERCA ANTICORPI IGM	3384	Parotite anticorpi IgM	RUGGINE lunga LIA SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	8	10,45		A
91.25.4	0091254	0091254	PARVOVIRUS B19: RICERCA ANTICORPI IGG	3490	Parvovirus anticorpi IgG	RUGGINE lunga LIA SERV	Provetta con gel tappo ruggine siero lunga	NIG	9	7,90		A
91.25.4	0091254.01	009125401	PARVOVIRUS B19: RICERCA ANTICORPI IGM	3490A	Parvovirus anticorpi IgM	RUGGINE lunga LIA SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	9	7,90		A
90.72.3	0090723	0090723	PROTEINA C REATTIVA: DOSAGGIO QUANTITATIVO	BU3433	PCR (Proteina C Reattiva)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	5,80	<b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b>	A
90.11.1	0090111	0090111	C PEPTIDE	CN3733	Peptide C	RUGGINE lunga SERVcorelab	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	4	12,10		A
90.11.1	0090111.18	009011102	C PEPTIDE SECONDO PRELIEVO	CN3734	Peptide C ore 14:00	RUGGINE lungaSERV h14	Provetta con gel tappo ruggine siero lunga	NIG	4	12,10	<b>NON RICHIEDIBILE IL SABATO</b>	A
90.53.C	009053C	009053C	ANTICORPI ANTI PEPTIDE CICLICO CITRULLINATO (CCP)	CN3259	Peptide ciclico citrullinato anticorpi	RUGGINE lunga immunità SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	15	10,30		A
90.71.3	0090713	0090713	PIASTRINE (CONTEGGIO) [(SG)]	3113	Piastrine Conteggio	LILLA emo	Provetta tappo lilla plasma EDTA	SIMT	1	1,70		A
90.71.3	0090713	009071301	PIASTRINE CONTEGGIO IN CITRATO	3114	Piastrine Conteggio in citrato	AZZURRO PLT	Provetta tappo azzurro plasma Na Citrato	SIMT	1	1,70		A
90.36.3	0090363.01	009036301	PIOMBO	3861	Piombo	BLU OLIGOELEMENTI	Provetta tappo blu siero per elementi in tracce	NIG	11	21,10	Provetta bonificata per determinazione elementi in tracce	A
90.36.3	0090363.02	009036302	PIOMBO NELLE URINE	3886	Piombo urinario	URINE 24 h SERV	2 Provette urine (campione di Urine 24 h con indicata diuresi)	NIG	11	21,10	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente pulito e mantenuto al fresco. Misurare il volume, mescolare e prelevarne DUE campioni (10 mL). Indicare sull'etichetta la diuresi delle 24 ore.	A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.37.1	0090371	0090371	PORFIRINE (RICERCA QUALITATIVA E QUANTITATIVA)	3759	Porfirine urinarie	URINE 24 h <b>BUIO</b>	2 Provette urine (campione di Urine 24 h con indicata diuresi) <b>BUIO</b>	NIG	4	15,05	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente mantenuto al fresco e al <b>buio</b> (rivestito con carta stagnola). Misurare, mescolare e prelevare DUE campioni (10 mL). Inviarli al laboratorio <b>protetto dalla luce (carta stagnola)</b> e indicare la diuresi delle 24 ore.	A
90.37.4	0090374.01	009037401	POTASSIO	BU3545	Potassio	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	LAB-EBA	1	1,70	<b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b>	A
90.37.4	0090374.03	009037403	POTASSIO NELLE URINE 24 H	BU3585	Potassio urine 24h	Urine 24 h	2 Provette urine (campione di Urine 24 h con indicata diuresi)	LAB-EBA	1	1,70	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente pulito e mantenuto al fresco. Misurare il volume, mescolare e prelevarne DUE campioni (2 provette da 10 mL). Indicare sull'etichetta la diuresi delle 24 ore.	A
90.37.4	0090374.02	009037402	POTASSIO NELLE URINE	BU3585A	Potassio su campione urine	Urine 24 h	Provetta urine (Campione urine spot)	LAB-EBA	1	1,70	Campione di urine estemporaneo. Indicare sull'etichetta "spot"	A
90.37.6	0090376	0090376	PREALBUMINA	3671	Prealbumina	RUGGINE lunga SERV 1071	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	4	6,30		A
90.09.3	0090093.01	009009301	FARMACI: BARBITURCI-FENOBARBITALE	3822	Primidone (Fenobarbital)	RUGGINE lunga SERVcorelab	Provetta con gel tappo ruggine siero lunga	NIG	3	9,25		A
	SOLV3707	0000000021	PROCALCITONINA	3707	Procalcitonina	GIALLA CORTA	Provetta con gel tappo giallo corta siero	LAB-EBA	1		<b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b>	A
90.38.1	0090381	0090381	PROGESTERONE	BU3744	Progesterone (PG)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	13,15		A
90.38.2	0090382	0090382	PROLATTINA (PRL)	BU3749	Prolattina	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	10,00		A
90.38.2	0090382	009038202	PROLATTINA 30 (R.I.A.) SECONDO PRELIEVO	BU3749A	Prolattina 2°prelievo	Ormoni 2S-Ruggine <b>PROL 30'</b>	Provetta con gel tappo ruggine corta siero	LAB-EBA	2	10,00	Eseguire il prelievo al paziente sdraiato, a riposo da 30'.	A
90.38.2	0090382	009038203	PROLATTINA 60 (R.I.A.) TERZO PRELIEVO	BU3749B	Prolattina 3°prelievo	Ormoni 3S-Ruggine Trasp. <b>PROL 60'</b>	Provetta con gel tappo ruggine corta siero	LAB-EBA	2	10,00	Eseguire il prelievo al paziente sdraiato, a riposo da 60'.	A
90.38.3		R0090383	PRL CURVA	BU3749P	Prolattina Curva	Curva Ormoni-Giallo	Provetta con gel tappo ruggine corta siero	LAB-EBA	2	29,00	<b>Erogabile solo per i pazienti ricoverati (DH PEDIATRIA)</b>	A
90.72.2	0090722	0090722	PROTEINA C ANTICOAGULANTE FUNZIONALE	3126	Proteina C anticoagulante	AZZURRO corta	Provetta tappo azzurro plasma Na Citrato	SIMT	6	9,50		A
90.72.4	0090724	0090724	PROTEINA S LIBERA	3127	Proteina S libera	AZZURRO corta	Provetta tappo azzurro plasma Na Citrato	SIMT	6	10,00		A
90.38.5	0090385.01	009038501	PROTEINE	BU3517	Proteine Totali	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	LAB-EBA	1	1,70		A
90.38.5	0090385.01	009038505	PROTEINE TOTALI NEL LIQUIDO BIOLOGICO	SG3986	Proteine totali - liquido biologico	VERDE liquidi vari	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA	1	1,70	Identificare il materiale	A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.38.5	0090385.03	009038503	PROTEINE NELLE URINE 24 H	BU3596	Proteine Totali urine 24h	Urine 24 h	2 Provette urine (campione di Urine 24 h con indicata diuresi)	LAB-EBA	1	1,70	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente pulito e mantenuto al fresco. Misurare il volume, mescolare e prelevarne DUE campioni (2 provette da 10 mL). Indicare sull'etichetta la diuresi delle 24 ore.	A
90.38.5	0090385.02	009038502	PROTEINE NELLE URINE	BU3596A	Proteine Totali su campione urine	Urine 24 h	Provetta urine (Campione urine spot)	LAB-EBA	1	1,70	Campione di urine estemporaneo. Indicare sull'etichetta "spot"	A
90.56.6	0090566	0090566	PSA FREE (ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO FRAZIONE LIBERA)	BU3786	PSA Free	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2		<u>Non richiedere</u> : si esegue direttamente per PSA totale compreso tra 4 e 10 ng/mL,	A
90.56.5	0090565	0090565	PSA (ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO) INCLUSO DOSAGGIO FRAZIONE LIBERA	BU3785	PSA Totale	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	15,40	Per PSA totale compreso tra 4 e 10 ng/mL, si esegue direttamente il test PSA Free.	A
90.77.3	0090773 0090774	<b>QUANTIFERON</b> N 90773 90774	<b>QUANTIFERON</b> 1) TEST DI STIMOLAZIONE LINFOCITARIA CON SINGOLO MITOGENO 2) TEST DI STIMOLAZIONE LINFOCITARIA CON ANTIGENI SPECIFICI	<b>QUANTB</b> (CN3355, CN3356, CN3357, CN3358)	Quantiferon (Test stimolazione linfocitaria); Quantiferon (Reattività al mitogeno); Quantiferon (Analisi tecnica); Quantiferon (Test stimolazione linfocitaria)	QUANTIFERON **URGENTE** Provetta VERDE Provetta VIOLA Provetta GRIGIA Provetta GIALLA	4 Provette dedicate da richiedere al laboratorio	NIG	11	52,25	Accettare il profilo QUANTIFERON o sempre congiuntamente i due codici 0090773 e 0090774 <b>N.B. Non refrigerare il campione e consegnarlo al più presto in laboratorio NON RICHIEDIBILE IL SABATO</b>	A
90.39.4	0090394.01	009039401	RAME	3573	Rame	BLU OLIGOELEMENTI	Provetta tappo blu siero per elementi in tracce	NIG	6	5,25	Provetta bonificata per determinazione elementi in tracce	A
90.39.4	0090394.02	009039402	RAME NELLE URINE	3595	Rame urinario	URINE 24 h SERV	2 Provette urine (campione di Urine 24 h con indicata diuresi)	NIG	4	5,25	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente pulito e mantenuto al fresco. Misurare il volume, mescolare e prelevarne DUE campioni (10 mL). Indicare sull'etichetta la diuresi delle 24 ore.	A
90.53.5	0090535	0090535	ANTICORPI ANTI RECETTORI DEL TSH	3719	Recettore TSH anticorpi	RUGGINE lunga FERT SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	20	25,85		A
90.40.2	0090402	0090402	RENINA	3880	Renina	VIOLA lunga SERV	Provetta tappo viola lunga plasma EDTA	NIG	15	26,35		A
90.40.2	0090402.02	009040202	RENINA PROFILO: CLINOSTATISMO	3885	Renina clino	VIOLA lunga CLINO2 SERV	Provetta tappo viola lunga plasma EDTA	NIG	15	26,35	In clinostatismo: il paziente è sdraiato, a riposo da 2 ore. <b>NON RICHIEDIBILE IL SABATO</b>	A
90.40.2	0090402.01	009040201	RENINA PROFILO: ORTOSTATISMO	3884	Renina orto	VIOLA lunga ORTO2 SERV	Provetta tappo viola lunga plasma EDTA	NIG	15	26,35	In ortostatismo : il paziente non è a riposo. <b>NON RICHIEDIBILE IL SABATO</b>	A
90.77.2	0090772	0090772	TEST DI RESISTENZA ALLA PROTEINA C ATTIVATA	3137	Resistenza alla proteina C attivata	AZZURRO corta SERV	Provetta tappo azzurro plasma Na Citrato	NIG	21	9,50		A
90.74.5	0090745	0090745	RETICOCITI: CONTEGGIO NEL SANGUE	3109	Reticociti	LILLA emo	Provetta tappo lilla plasma EDTA	SIMT	1	6,35		A
91.06.5			RICKETTSIE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE I.F.)	<b>PRICKET</b> (3480 3481 3482 3483)	Rickettsie anticorpi	GIALLROSS lunga IFA SERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	15	5,25		A
91.26.E	019126E	019126E	VIRUS ROSOLIAANTICORPI IGG CONTROLLO IMMUNITA'	CN3296C	Rosolia anticorpi IgG	RUGGINE lunga LIA SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	5	7,90		A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
91.26.4	0091264.02	009126402	VIRUS ROSOLIA RICERCA ANTICORPI IGG E IGM IN GRAVIDANZA/SOSP.INF.ACUTA	CN3296P	Rosolia anticorpi IgG e IgM	RUGGINE lunga LIA SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	5	15,80		A
91.13.4	0091134.02	009113402	ROTAVIRUS: RICERCA DIRETTA DI ANTIGENI IN MAT. BIO	9018	Rotavirus nelle feci	ROTA/ADENO FECI	Contenitore con paletta per Feci	LAB-SSG	2	7,55	FECI: raccogliere pochi grammi di feci nel contenitore per mezzo della spatola. Evitare la commistione delle feci con urina. Inviare subito in laboratorio o conservare in frigorifero da 2 a 8°C.	A
90.20.4	0090204.03	009020403	FARMACI: ANTIINFIAMMATORI-SALICILATI	3846	Salicilati	ROSA Farmaci SERV	Provetta tappo rosa corta siero	NIG	3	8,10		A
90.21.4	0090214.04	009021401	FECI SANGUE OCCULTO I CAMPIONE	3537	Sangue Occulto 1° Campione	FECI SANGUE OCC. 1°campione	Contenitore dedicato fornito dal laboratorio	LAB-EBA	2	4,20	Raccogliere un campione di feci in un contenitore pulito. Svitare ed estrarre il tappo verde del contenitore: introdurre e strisciare l'asticella nelle feci più volte. Inserire l'asticella nel tubo, chiudere bene il tappo e agitare. Non riempire il contenitore ed evitare di sporcarlo esternamente. E' consigliabile raccogliere un campione del primo mattino e consegnarlo in giornata, altrimenti conservare il campione in frigorifero (non congelare) e consegnarlo la mattina successiva. In caso di prescrizione di 3 campioni raccogliere i campioni in giorni diversi.	A
90.21.4	0090214.02	009021402	FECI SANGUE OCCULTO II CAMPIONE	3538	Sangue Occulto 2° Campione	FECI SANGUE OCC. 2°campione	Contenitore dedicato fornito dal laboratorio	LAB-EBA	2	4,20	Vedi 1° campione	A
90.21.4	0090214.03	009021403	FECI SANGUE OCCULTO III CAMPIONE	3539	Sangue Occulto 3° Campione	FECI SANGUE OCC. 3°campione	Contenitore dedicato fornito dal laboratorio	LAB-EBA	2	4,20	Vedi 1° campione	A
90.93.2	0090932.02	009093201	ENTEROBIUS VERMICULARIS:RICERCA OSSIURI-SCOTCH TEST	3288	Scotch test - ricerca ossiuri (I)	VETR SCOTCH1	Vetrino con materiale perianale su scotch trasparente	LAB-SSG	5	3,45	La raccolta del campione deve essere effettuata al mattino prima che il paziente si lavi. Applicare un pezzetto di scotch trasparente (3-4 cm) sull'orifizio anale. Rimuovere lo scotch e farlo aderire su un vetrino portaoggetti fornito dal laboratorio. Non ripiegare lo scotch oltre i bordi del vetrino. Conservare a temperatura ambiente.	A
90.93.2	0090932.02	009093202	ENTEROBIUS VERMICULARIS:RICERCA OSSIURI-SCOTCH TEST II CAMPIONE	3289	Scotch test - ricerca ossiuri (II)	VETR SCOTCH2	Vetrino con materiale perianale su scotch trasparente	LAB-SSG	5	3,45	vedi SCOTCH TEST 1 (Raccogliere i campioni in giorni diversi)	A
90.93.2	0090932.02	009093203	ENTEROBIUS VERMICULARIS:RICERCA OSSIURI-SCOTCH TEST III CAMPIONE	3290	Scotch test - ricerca ossiuri (III)	VETR SCOTCH3	Vetrino con materiale perianale su scotch trasparente	LAB-SSG	5	3,45	vedi SCOTCH TEST 1 (Raccogliere i campioni in giorni diversi)	A
90.40.3	0090403	0090403	SELENIO	3862	Selenio	BLU OLIGOELEMENTI	Provetta tappo blu siero per elementi in tracce	NIG	11	7,35	Provetta bonificata per determinazione elementi in tracce	A
90.63.2	0090632	0090632	ANTIGENI ERITROCITARI NON ABO E NON RH	9804	Sistema Kell/Cellano	CT-Viola-Grup	Provetta tappo viola plasma EDTA	SIMT	2	6,85	Obbligatoria la firma del prelevatore sull'etichetta campione	A
90.40.4	0090404.01	009040401	SODIO	BU3544	Sodio	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	LAB-EBA	1	1,70	<b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b>	A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.40.4	0090404.03	009040403	SODIO NELLE URINE DELLE 24 H	BU3584	Sodio urine 24h	Urine 24 h	2 Provette urine (campione di Urine 24 h con indicata diuresi)	LAB-EBA	1	1,70	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente pulito e mantenuto al fresco. Misurare il volume, mescolare e prelevarne DUE campioni (2 provette da 10 mL). Indicare sull'etichetta la diuresi delle 24 ore.	A
90.40.4	0090404.02	009040402	SODIO URINARIO	BU3584A	Sodio su campione urine	Urine 24 h	Provetta urine (Campione urine spot)	LAB-EBA	1	1,70	Campione di urine estemporaneo. Indicare sull'etichetta "spot"	A
90.81.5	0090815	009081501	TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI LINFOCITARIE	PSOTTOLI 3920	Sottopopolazioni Linfocitarie	VIOLA corta Spop SERV	Provetta tappo viola plasma EDTA	NIG	3	17,95		A
91.08.6	0091086	0091086	STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE ANTIGENI NELLE URINE RICERCA DIRETTA	9192	Streptococcus pneumoniae antigeni urinari	LEGIO/STR.PNE URINE	Contenitore sterile con tappo a vite	LAB-SSG	2	23,70	Campione estemporaneo di urine. Durante gli orari di chiusura del Laboratorio conservare in frigorifero a 2-8°C.	A
90.41.6	0090416	0090416	TACROLIMUS FK 506	3850	Tacrolimus (FK506)	VIOLA corta CyA/FK	Provetta tappo viola plasma EDTA	NIG	4	15,05		A
91.08.4	0091084...	09108407	STREPTOCOCCO AGALACTIAE NEL TAMPONE AURICOLARE (NEONATI)	9072	Tampone auricolare (Str.agalactiae per neonati)	T.AURICOLARE (Str.B)	Tampone Eswab Azzurro LIM Broth	LAB-SSG	4	4,20	Per pazienti ricoverati	A
90.93.4	0090934.06	009093406	ES.COLTURALE SU TAMPONE BALANO-PREPUZIALE	9131	Tampone balano-prepuziale - Esame colturale	T.BALANO-PREPUZIALE	Tampone Eswab Rosa	LAB-SSG	5	6,30		A
90.93.4	0090934.02 0090864 0091035.01 0090834 0091036.01	<b>TAMPONE CERVICALE COMPLETO (PROFILO)</b> comprende: 009093402 009086401 009103501 0090834 009103601	ES.COLTURALE SU TAMPONE ENDOCERVICALE	<b>PCER</b> 9111 9115 9116 9112 9113A	Tampone cervicale - Esame colturale <b>PROFILO : PCER</b> (comprende: Tampone cervicale esame colturale + Es.microscopico cervicale+ Neisseria gon. su t.cervicale+ Chlamydia tr. + Mycoplasmi urog.)	T.CERV Swab Rosa  VETR.CERV/URET  CHLAMY Utm Rosso 3mL  - MYCOPL Utm Rosso 1mL	Tampone Eswab Rosa per colturale e Neisseria + Vetrino + + Tampone Utm Rosso 3 mL per Chlamydia + + Tampone Utm Rosso 1 mL per Mycoplasma	LAB-SSG	5	6,30	<b>TAMPONE CERVICALE:</b> la paziente non deve aver avuto rapporti sessuali né effettuato irrigazioni vaginali nelle 24h precedenti il prelievo e non deve essere in periodo mestruale. Il tampone deve essere ruotato nel canale endocervicale per prelevare sia essudato che cellule epiteliali. Allestire un vetrino per l'esame batterioscopico. Si conserva in frigorifero a 4-8°C fino a 48h. <b>CHLAMYDIA TRACHOMATIS :</b> raccogliere il campione con tampone UTM Rosso 3 mL e conservarlo alla temperatura di 4-8°C fino all'invio in laboratorio. Rimuovere eventuale muco prima di effettuare il prelievo. <b>MYCOPLASMI UROGENITALI :</b> raccogliere il campione con tampone UTM Rosso 1 mL e conservarlo alla temperatura di 4-8°C fino all'invio in laboratorio	A
90.93.3	0090933.11	009093311	ES.COLTURALE SU TAMPONE CUTANEO	9056	Tampone cutaneo - Esame colturale	T.CUTANEO	Tampone Eswab Rosa	LAB-SSG	4	6,85		A
90.93.5	0090935.01	009093501	ES.COLTURALE SU TAMPONE FARINGEO	9022	Tampone faringeo - Es.colt.completo	T.FARINGEO (completo)	Tampone Eswab Rosa	LAB-SSG	4	9,74	Per pazienti ricoverati Richiedere solo a scopo di sorveglianza	A
91.08.4	0091084.01	009108408	STREPTOCOCCO AGALACTIAE NEL TAMPONE FARINGEO (NEONATI)	9023	Tampone faringeo (Str.agalactiae per neonati)	T.FARINGEO (Str.B)	Tampone Eswab Azzurro LIM Broth	LAB-SSG	4	4,20	Per pazienti ricoverati	A



Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
91.09.2	0091092	0091092	ESAME CULTURALE (SBEA): STREPTOCOCCUS (PYOGENES) NEL TAMPONE OROFARINGEO	9021	Tampone faringeo (Str.pyogenes)	T.FARINGEO (SBEA)	Tampone Eswab Rosa	LAB-SSG	4	9,74	Paziente seduto e con il capo iperesteso. Strofinare il tampone nella parte posteriore della faringe e tra i pilastri tonsillari. Evitare di toccare la mucosa orale e la lingua, utilizzando, se necessario, un abbassalingua. Si conserva a temperatura ambiente in terreno di trasporto per 48h.	A
90.93.5	0090935.03	009098415	ESAME CULTURALE SU TAMPONE LINGUALE	9024	Tampone linguale	T.LINGUALE	Tampone Eswab Rosa	LAB-SSG	5	9,74	Esclusivamente per ricerca lieviti (Candida)	A
90.93.5	0090935.02	009093502	ESAME CULTURALE SU TAMPONE NASALE	9061	Tampone nasale - Esame culturale	T. NASALE	Tampone Eswab Rosa	LAB-SSG	5	9,74	Per pazienti ricoverati Richiedere solo a scopo di sorveglianza	A
90.93.3	0090933.11	009093321	ES.COLTURALE SU TAMPONE RETTALE	9016	Tampone rettale -Esame culturale	T.RETTALE	Tampone Eswab Rosa	LAB-SSG	4	6,85	<b>Da utilizzare per pazienti Terapia Intensiva</b>	A
90.93.4	0090934.03 0090864 0091035.02 0090834 0091036.02	<b>TAMPONE URETRALE COMPLETO (PROFILO)</b> comprende: 009093403 009086405 009103502 0090834 009103602	ES.COLTURALE SU TAMPONE URETRALE	<b>PURET</b> 9121 9122 9117 9112 9113B	Tampone uretrale - Esame culturale <b>PROFILO : PURET</b> (comprende: Tampone uretrale esame culturale + Es.microscopico uretrale+ Neisseria gon. + Chlamydia tr. + Mycoplasmi urog.)	T.URET Swab Arancio  VETR.CERV/URET  CHLAMY Utm Rosso 3mL  MYCOPL Utm Rosso 1mL	Tampone Eswab Arancio "mini" per culturale e Neisseria + Vetrino + Tampone Utm Rosso 3 mL per Chlamydia + Tampone Utm Rosso 1 mL "mini" per Mycoplasma	LAB-SSG	5	6,30	TAMPONE URETRALE: va eseguito almeno 3 ore dopo l'ultima minzione. Astenersi dai rapporti sessuali nelle precedenti 24 ore. Spremere delicatamente il meato urinario per raccogliere l'eventuale secrezione, introdurre il tampone per circa 2 cm all'interno del canale uretrale ruotandolo. Allestire un vetrino per l'esame batterioscopico. Si conserva in frigorifero a 4-8°C fino a 48h. CHLAMYDIA TRACHOMATIS : raccogliere il campione con tampone UTM Rosso 3 mL e conservarlo alla temperatura di 4-8°C fino all'invio in laboratorio. Rimuovere eventuale muco prima di effettuare il prelievo. MYCOPLASMI UROGENITALI : raccogliere il campione con tampone UTM Rosso 1 mL e conservarlo alla temperatura di 4-8°C fino all'invio in laboratorio. <b>NON RICHIEDIBILE IL SABATO</b>	A
90.93.4	0090934.01 0090864 009110A	<b>TAMPONE VAGINALE COMPLETO (PROFILO)</b> comprende: 009093401 + 009086404 + 0119110A	ES.COLTURALE SU TAMPONE VAGINALE	<b>PVAG</b> 9091 9093 9092	Tampone vaginale - Esame culturale <b>PROFILO: PVAG</b> (comprende : Tampone vaginale - Esame culturale + Es.batterioscopico vaginale + Trichomonas vaginalis)	T.VAG Swab Rosa	Tampone Eswab Rosa per culturale + Vetrino + CATbroth per trichomonas	LAB-SSG	5	6,30	TAMPONE VAGINALE: la paziente non deve aver avuto rapporti sessuali né effettuato irrigazioni vaginali nelle 24 h precedenti il prelievo e non deve essere in periodo mestruale. Il tampone deve essere strofinato sul fornice vaginale posteriore. Allestire un vetrino per l'esame batterioscopico. Si conserva a temperatura ambiente in terreno di trasporto per 48h.	A
91.08.4	0091084.01	009108401	STREPTOCOCCO AGALACTIAE NEL TAMPONE VAGINALE-RETTALE: ESAME CULTURALE	9101	Tampone vagino-rettale - (Str.agalactiae)	T.VAG-RETT Swab Azzurro	Tampone Eswab Azzurro LIM Broth	LAB-SSG	5	4,20		A
90.93.4	0090934.05	009093405	ES.COLTURALE SU TAMPONE VULVARE PEDIATRICO	9141	Tampone vulvare - Esame culturale	T.VULVARE	Tampone Eswab Rosa	LAB-SSG	5	6,30		A
90.41.7	0090417	0090417	TELOPEPTIDE	3768	Telopeptide C-Terminale (CTX)	RUGGINE lunga SERV PROT TELOPEPTIDE	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	15	18,45		A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.75.4	0090754	0090754	TEMPO DI PROTROMBINA (PT)	3120	Tempo di protrombina (PT)	AZZURRO corta	Provetta tappo azzurro plasma Na Citrato	SIMT	1	2,60	<b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b>	A
90.75.5	0090755	0090755	TEMPO DI TROMBINA (TT)	CN3125	Tempo di Trombina (TT)	AZZURRO corta SERV	Provetta tappo azzurro plasma Na Citrato	NIG	2	3,45		A
90.76.1	0090761	0090761	TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT)	3121	Tempo di Tromboplastina Parziale Attivata (APTT)	AZZURRO corta	Provetta tappo azzurro plasma Na Citrato	SIMT	1	2,90	<b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b>	A
90.41.2	0090412	0090412	FARMACI: AMINOFILLINE-TEOFILLINA	3847	Teofillina (Aminofillina)	RUGGINE lunga SERV 1071	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	3	12,75		A
90.27.3	0090273	0090273	TEST DI GRAVIDANZA:GONADOTROPINA CORIONICA URINARIA	3606	Test di Gravidanza (Gravindex)	URINE GRAV	Provetta urine	LAB-EBA	1	6,85	Si esegue su un campione delle urine del mattino	A
90.41.3	0090413.01	009041301	TESTOSTERONE	BU3746	Testosterone	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	LAB-EBA	2	12,65		A
90.41.4	0090414	0090414	TESTOSTERONE LIBERO	3747	Testosterone libero	RUGGINE lunga FERT SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	20	16,35		A
90.80.4	0090804	0090804	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DQB1 AD ALTA RISOLUZIONE	CN4006	Tipizzazione genomica DQB1 Celiachia	VIOLA corta HLA DQB1	Provetta tappo viola plasma EDTA	NIG	15	242,70	Deve essere sempre abbinato all'esame 91.36.5 (3950BUZ estrazione DNA/RNA). <b>NON RICHIEDIBILE IL SABATO</b>	A
90.41.5	0090415	0090415	TIREOGLOBULINA (TG)	BU3720	Tireoglobulina (TG)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	16,35		A
90.54.4	0090544	0090544	ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (ABTG)	BU3717	Tireoglobulina anticorpi (ATG)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	13,15		A
90.51.4	0090514.01	009051402	ANTICORPI ANTI MICROSOMI (ABTMS) / ANTI TPO (ANTITIROPEROSSIDASI)	BU3718	Tireoperossidasi anticorpi (TPO)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	LAB-EBA	2	12,10		A
90.42.1	0090421	0090421	TSH (TIREOTROPINA)	BU3715	Tireotropina (TSH)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	8,40		A
90.41.8	0190418	0090418	TSH-R (TIREOTROPINA RIFLESSIVA)(FT3 E FT4)	BU3715R	Tireotropina reflex (TSH-R)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	13,50		A
90.43.3	0090433	0090433	FT3 (TRIODOTIRONINA LIBERA)	BU3713	Triodotironina libera (fT3)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	9,50		A
90.42.3	0090423	0090423	FT4 (TIROXINA LIBERA)	BU3714	Tiroxina libera (fT4)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	9,50		A
90.49.1		0090491	ANTICORPI ANTIERITROCITARI (Titolazione)	9815	Titolazione anticorpale	CT - Viola Firma.....	Provetta tappo viola plasma EDTA	SIMT	4		(In caso di Test di Coombs indiretto positivo) Obbligatoria la firma del prelevatore sull'etichetta campione	A
91.08.5	0091085	0091085	STREPTOCOCCO ANTICORPI ANTISTREPTOLISINA-O [TAS]	BU3435	Titolo Antistreptolisinico (TAS)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	5,80		A
90.20.A	009020A.04	009012302	FARMACI: TOPIRAMATO	3818	Topiramato	ROSA Farmaci2 SERV	Provetta tappo rosa corta siero	NIG	6	15,05		A
91.09.4	0091094.04	009109404	TOXOPLASMA ANTICORPI IGG E IGM; EVENTUALE AVIDITY IGG, IGA, IMMUNOBLOT	CN3294P	Toxoplasma anticorpi IgG e IgM	RUGGINE lunga LIA SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	5	16,20	In caso di IgG positive e IgM positive o dubbie, il laboratorio esegue direttamente il test di avidità delle IgG.	A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.42.5	0090425	0090425	TRANSFERRINA	BU3677	Transferrina	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	5,80		A
90.42.6	0090426	0090426	TRANSFERRINA DESIALATA (%CDT)	3727	Transferrina desialata (CDT)	BEIGE CDT SERV	Provetta tappo beige lunga siero	NIG	20	12,15		A
90.53.D	009053D.02	009053D02	ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI (TTG IGA)	CN3236A	Transglutaminasi anticorpi IgA	RUGGINE lunga immunità SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	15	12,10		A
90.53.D	009053D.01	009053D01	ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI (TTG IGG)	CN3236B	Transglutaminasi anticorpi IgG	RUGGINE lunga immunità SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	15	12,10		A
90.53.G	019053G	009053G	ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI(IGA O IGG) RIFLESSA	CN3236R	Transglutaminasi Reflex anticorpi	RUGGINE lunga immunità SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	15	19,95		A
91.11.1	0091111.01	009111101	TREPONEMA PALLIDUM: ANTICORPI ANTICARDIOLIPINA VDRL/RPR QUALITATIVA	CN3440	Treponema pallidum anticorpi (EIA)	RUGGINE lunga epatiti SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	5	3,70	Da richiedere come test di screening (ricerca anticorpi IgG-IgM)	A
91.10.2	0091102	0091102	TREPONEMA PALLIDUM: RICERCA ANTICORPI IGG	CN3440	Treponema pallidum anticorpi (EIA)	RUGGINE lunga epatiti SERV	Provetta con gel tappo ruggine siero lunga	NIG	5	6,85		A
91.10.2	0091102.01	009110201	TREPONEMA PALLIDUM: RICERCA ANTICORPI IGM	CN3440	Treponema pallidum anticorpi (EIA)	RUGGINE lunga epatiti SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	5	6,85		A
91.11.6	0091116	0091116	TREPONEMA PALLIDUM: ANTICORPI ANTICARDIOLIPINA VDRL/RPR QUANTITATIVA	CN3442	Treponema pallidum anticorpi (RPR)	RUGGINE lunga epatiti SERV	Provetta con gel tappo ruggine siero lunga	NIG	4	5,80	Eseguito solo se anticorpi presenti (VDRL/RPR)	A
91.10.5	0091105.01	009110501	TREPONEMA PALLIDUM: ANTICORPI, AGGL INDIRETTA QUANTITATIVA TPHA/TPPA	CN3441	Treponema pallidum anticorpi (TPPA)	RUGGINE lunga epatiti SERV	Provetta con gel tappo ruggine lunga siero	NIG	4	6,30	Eseguito solo se anticorpi presenti (TPHA/TPPA)	A
91.10.A	009110A	0119110A	TRICHOMONAS VAGINALIS ANTIGENI RICERCA DIRETTA	9092	Trichomonas vaginalis	TRICHOM Catbroth	CATbroth per trichomonas	LAB-SSG	5	9,25	1) LIQUIDO SEMINALE: se richiesto è associato a esame colturale: vedi istruzioni Liquido seminale es.culturale. 2) SECRETO VAGINALE o TAMPONE URETRALE: per il prelievo utilizzare un tampone generico e inserirlo nella provetta CATbroth tagliandolo a livello del bordo superiore. Specificare il materiale (T.vaginale o T.uretrale) 3) Se richiesto su URINA prendere accordi con la microbiologia.	A
90.43.2	0090432	0090432	TRIGLICERIDI	BU3571	Trigliceridi	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	1,70		A
90.43.2	0090432	009043201	TRIGLICERIDI NEL LIQUIDO BIOLOGICO	SG3988	Trigliceridi - liquido biologico	VERDE liquidi vari	Provetta tappo verde plasma litico-eparina	LAB-EBA	1	1,70	Identificare il materiale	A
		0000000037	TRIPTASI	3668	S-Triptasi	GIALLA Lunga TRIPTASI Campione N....	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	NIG	12		Identificare il n. progressivo del campione. Centrifugare entro 30' dal prelievo e congelare.	B
91.29.D	019129D	019129D	MUTAZIONI DEL FATTORE V LEIDEN. RICERCA DELLA MUTAZIONE G1691A	CN3952	Trombofilia (Fattore V Leiden) test genetico	VIOLA corta GEN B1	Provetta tappo viola corta plasma EDTA	NIG	16	203,33	<b>CONSENSO INFORMATO</b> Deve essere sempre abbinato all'esame 91.36.5 (3950P estrazione DNA/RNA).	A
91.29.E	019129E	019129E	MUTAZIONI DEL FATTORE II. RICERCA DELLA MUTAZIONE G20210A	3953	Trombofilia (Iperprotrombinemia-FII-A20210G) test genetico	VIOLA corta GEN B1	Provetta tappo viola corta plasma EDTA	NIG	16	203,33	<b>CONSENSO INFORMATO</b> Deve essere sempre abbinato all'esame 91.36.5 (3950P estrazione DNA/RNA).	A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
91.29.F	019129F	019129F	MUTAZIONI DI MTHFR. RICERCA DELLE MUTAZIONI C677T E A1298C	CN3951	Trombofilia (tMTHFR C677T) test genetico	VIOLA corta GEN B1	Provetta tappo viola corta plasma EDTA	NIG	16	203,33	<b>CONSENSO INFORMATO</b> Deve essere sempre abbinato all'esame 91.36.5 (3950P estrazione DNA/RNA).	A
90.82.3	0090823	0090823	TROPONINA I	BU3801	Troponina I	VERDE bioc	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA	1	18,55	<b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b>	A
90.20.4		9020404	FARMACI: ANTINFIAMMATORI-ACETAMINOFENE(URINE)	3679	U-Acetaminofene	URINE DROGHE	Provetta urine	LAB-EBA	1	8,10	<b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b> Dosaggio esclusivamente a scopo clinico (solo per pazienti interni)	A
90.18.3	0090183.09	009018309	DROGHE D'ABUSO: AMFETAMINA	3691	U-Amfetamina	URINE DROGHE	Provetta urine	LAB-EBA	1	6,95	<b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b> Dosaggio esclusivamente a scopo clinico (solo per pazienti interni)	A
90.07.4	0090074	009007401	ANTIDEPRESSIVI TRICICLICI (TCA)	3700	U-Antidepressivi Triciclici	URINE DROGHE	Provetta urine	LAB-EBA	1	7,90	<b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b> Dosaggio esclusivamente a scopo clinico (solo per pazienti interni)	A
90.09.3	0090093	009009302	U-BARBITURATI	3693	U-Barbiturici	URINE DROGHE	Provetta urine	LAB-EBA	1	9,25	<b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b> Dosaggio esclusivamente a scopo clinico (solo per pazienti interni)	A
90.09.4	0090094.02	009009402	FARMACI: BENZODIAZEPINE NELLE URINE	3694	U-Benzodiazepine	URINE DROGHE	Provetta urine	LAB-EBA	1	9,50	<b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b> Dosaggio esclusivamente a scopo clinico (solo per pazienti interni)	A
90.18.3	0090183.07	009018307	DROGHE D'ABUSO: CANNABINOIDI	3699	U-Cannabis	URINE DROGHE	Provetta urine	LAB-EBA	1	6,95	<b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b> Dosaggio esclusivamente a scopo clinico (solo per pazienti interni)	A
90.18.3	0090183.06	009018306	DROGHE D'ABUSO: COCAINA	3695	U-Cocaina	URINE DROGHE	Provetta urine	LAB-EBA	1	6,95	<b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b> Dosaggio esclusivamente a scopo clinico (solo per pazienti interni)	A
90.18.3	0090183.02	009018302	DROGHE D'ABUSO: FENILCICLIDINA NELLE URINE	3698	U-Fenilciclidina	URINE DROGHE	Provetta urine	LAB-EBA	1	6,95	<b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b> Dosaggio esclusivamente a scopo clinico (solo per pazienti interni)	A
90.18.3	0090183.09	00901830901	DROGHE D'ABUSO: METANFETAMINA	3692	U-Metamfetamina	URINE DROGHE	Provetta urine	LAB-EBA	1	6,95	<b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b> Dosaggio esclusivamente a scopo clinico (solo per pazienti interni)	A
90.18.3	0090183.03	009018303	DROGHE D'ABUSO: OPIACEI	3697	U-Opiacei	URINE DROGHE	Provetta urine	LAB-EBA	1	6,95	<b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b> Dosaggio esclusivamente a scopo clinico (solo per pazienti interni)	A
90.43.5	0090435.04	009043504	ACIDO URICO (URICEMIA)	BU3572	Urato	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	LAB-EBA	1	1,70		A
90.43.5	0090435.03	009043503	ACIDO URICO NELLE URINE DELLE 24 H	BU3583	Urato urine 24h	Urine 24 h	2 Provette urine (campione di Urine 24 h con indicata diuresi)	LAB-EBA	1	1,70	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente pulito e mantenuto al fresco. Misurare il volume, mescolare e prelevarne DUE campioni (2 provette da 10 mL). Indicare sull'etichetta la diuresi delle 24 ore.	A
90.43.5	0090435.05	009043505	ACIDO URICO NELLE URINE	BU3583A	Urato su campione urine	Urine 24 h	Provetta urine (Campione urine spot)	LAB-EBA	1	1,70	Campione di urine estemporaneo. Indicare sull'etichetta "spot"	A
90.44.1	0090441.01	009044101	UREA (AZOTEMIA)	BU3541	Urea	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	LAB-EBA	1	1,70	<b>RICHIEDIBILE IN URGENZA</b>	A
90.44.1	0090441.04	009044104	UREA NELLE URINE DELLE 24 H	BU3582	Urea urine 24h	Urine 24 h	2 Provette urine (campione di Urine 24 h con indicata diuresi)	LAB-EBA	1	1,70	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente pulito e mantenuto al fresco. Misurare il volume, mescolare e prelevarne DUE campioni (2 provette da 10 mL). Indicare sull'etichetta la diuresi delle 24 ore.	A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.44.1	0090441.03	009044103	UREA NELLE URINE	BU3582A	Urea su campione urine	Urine 24 h	Provetta urine (Campione urine spot)	LAB-EBA	1	1,70	Campione di urine estemporaneo. Indicare sull'etichetta "spot"	A
90.44.3	0090443	0090443	URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO (STICK)	3529	Urine-Esame Chimico-Fisico e Microscopico	ES.URINE	Provetta urine	LAB-EBA	2	2,30	Raccogliere una quota (10 mL) delle prime urine emesse al mattino al risveglio; se a digiuno sono accettabili anche quelle emesse 3 ore dopo l'ultima minzione. Evitare la raccolta durante il periodo mestruale. Per i bambini piccoli il campione può essere raccolto in apposito sacchetto venduto in farmacia.	A
90.94.2	0090942.02	009094202	URINOCOLTURA DA CATETERE A PERMANENZA	9001B	Urinocoltura da catetere a permanenza	URINOCOLTURA	Contenitore sterile con tappo a vite	LAB-SSG	4	14,70	Da catetere a permanenza: si procede alla chiusura del catetere immediatamente a valle del dispositivo di prelievo, si disinfetta la parte di catetere dove verrà effettuato il prelievo, si raccolgono con siringa sterile circa 5 mL di urine che verranno trasferite nel contenitore sterile. Si procede alla ricanalizzazione del catetere.	A
90.94.2	0090942.04	009094204	URINOCOLTURA DA CATETERISMO SINGOLO	9001D	Urinocoltura da cateterismo singolo	URINOCOLTURA	Contenitore sterile con tappo a vite	LAB-SSG	4	14,70		A
90.94.2	0090942.01	009094201	URINOCOLTURA DA MITTO INTERMEDIO	9001A	Urinocoltura da mitto intermedio	URINOCOLTURA	Contenitore sterile con tappo a vite URISWAB (per urinocoltura differita)	LAB-SSG	4	14,70	Mitto intermedio: urine della prima minzione del mattino o di almeno 3 ore dopo l'ultima minzione. Praticare una accurata pulizia dei genitali con acqua e sapone, sciacquare con acqua e asciugare; non usare disinfettanti. Urinare tenendo repressa la cute del prepuzio nel sesso maschile o divaricate le grandi labbra nel sesso femminile; eliminare il primo getto di urina, raccogliere la parte intermedia del mitto direttamente nel contenitore sterile. Urinocoltura differita: quando la raccolta del campione non può essere rinviata, utilizzare il dispositivo URISWAB per la conservazione del campione fino a 48 ore	A
90.94.2	0090942.03	009094203	URINOCOLTURA DA SACCHETTO	9001C	Urinocoltura da sacchetto	URINOCOLTURA	Contenitore sterile con tappo a vite	LAB-SSG	4	14,70	Sacchetto di plastica sterile adesivo per bambini piccoli: praticare una accurata pulizia dei genitali con acqua e sapone, sciacquare con acqua e asciugare; non usare disinfettanti. Applicare il sacchetto, facendolo aderire al perineo e alla regione sovrapubica. Appena avvenuta la minzione rimuovere il sacchetto, inserirlo nel contenitore sterile e inviarlo in laboratorio dopo averlo chiuso accuratamente. Mantenere il sacchetto al massimo per 30', altrimenti sostituirlo.	A
90.08.3	0090083.02	009008302	FARMACI: ANTIBIOTICI-VANCOMICINA	3849	Vancomicina	GIALL/ROSS lunga ANTIB SERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	4	7,90		A
90.08.3	0090083.02	00900830201	VANCOMICINA PICCO	3849P	Vancomicina-Picco	GIALL/ROSS lunga ANTIB SERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	4	7,90		A
90.08.3	0090083.02	00900830202	VANCOMICINA VALLE	3849V	Vancomicina-Valle	GIALL/ROSS lunga ANTIB SERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	4	7,90		A

