

Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Nord Milano			ISTRUZIONE OPERATIVA								Rev.0	
			ELENCO PRESTAZIONI E CODICI RICHIESTE DI LABORATORIO ASST NORD MILANO								LAB-IO-001 (All.1)	
Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Tras porto
Per effettuare una ricerca rapida: digitare contemporaneamente i tasti ctr + f e scrivere il nome dell'esame nella finestra che si apre.												
90.01.2	0090012	0090012	17 ALFA IDROSSIPROGESTERONE (17 OH-P)	3723	17-OH-Progesterone	Rosso/Giallo lunga ORM serv	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	20	11,05		A
90.44.5	0090445.01	009044501	1,25 OH-VITAMINA D	3891	1,25-OH-Vitamina D	Rosso/Giallo lunga ORM serv	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	16	16,85		A
90.44.5	0090445	009044502	25 OH-VITAMINA D	3890	25-OH-Vitamina D	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	16,85		A
90.04.1		90041	ADIURETINA (ADH)	3804	ADH (Adiuretina, Vasopressina)	3 etichette: VIOLA GHIAC SACCO	3 Provette tappo viola lunga plasma EDTA	SERVICE SACCO	31	9,50	Mettere immediatamente il campione in ghiaccio e consegnarlo al più presto in laboratorio. N.B. Il contenitore CRIOPLAST deve essere tolto in anticipo dal freezer per evitare che la provetta risulti a contatto con la superficie ghiacciata provocando emolisi. Centrifugare a freddo, separare e congelare immediatamente in 3 provette. Inviare in ghiaccio. Richiedibile solo per interni	B
90.52.1	0090521	0090521	AMA (ANTICORPI ANTI MITOCONDRI)	CN3248	Ab anti-Mitocondrio (AMA) CN	Rosso/Giallo lunga immunità Se	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	14	10,00		A
90.52.4	0090524	0090524	ANA (ANTICORPI ANTI NUCLEO)	CN3253	(ANA) Nucleo anticorpi	Rosso/Giallo lunga immunità Se	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	15	10,00		A
90.48.2	0090482	0090482	ANCA (ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFIL)	CN3254	(ANCA) Citoplasma neutrofili anticorpi	Rosso/Giallo lunga immunità Se	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	15	12,10		A
90.48.8	0090488	0090488	ACA (ANTICORPI ANTI CENTROMERO)	CN3238	Ab anti-CENTROMERO	Rosso/Giallo lunga immunità Se	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	20	13,15	Se richiesto solo centromero, accodare ANA	A
90.48.1	0090481	0090481	ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE (PCA)	CN3250	(APCA) Cellule parietali gastriche anticorpi	Rosso/Giallo lunga immunità Se	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	8	8,95		A
90.53.E	009053E.01	009053E01	ANTICORPI ANTI SACCAROMYCES CEREVISIAE:(ASCA) IGA	3232A	(ASCA) Saccaromices Cerevisiae anticorpi IgA	Rosso/Giallo lunga varie SERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	11	12,10		A
90.53.E	009053E	0119053E	ANTICORPI ANTI SACCAROMYCES CEREVISIAE	3232	(ASCA) Saccaromices Cerevisiae anticorpi IgG	Rosso/Giallo lunga varie SERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	10	12,10		A
90.52.2	0090522	0090522	ASMA (ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO)	CN3252	(ASMA) Muscolo liscio anticorpi	Rosso/Giallo lunga immunità Se	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	10	7,90		A
90.47.3	0090473	0090473	ANTICORPI ANTI ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI (ENA)	CN3239	(ENA) Antigeni Nucleari Estraiibili anticorpi	Rosso/Giallo lunga immunità Se	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	15	13,70		A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Tras porto
90.51.5	0090515	0090515	ANTICORPI ANTI MICROSOMI EPATICI E RENALI (LKMA)	CN3249	(LKM) Microsomi epatici e renali anticorpi	Rosso/Giallo lunga immunità Se	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	10	8,40		A
90.48.3	0090483	0090483	ANTICORPI ANTI DNA NATIVO	CN3260	(nDNA) DNA nativo anticorpi	Rosso/Giallo lunga immunità Se	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	10	12,10		A
90.52.5	0090525	0090525	ANTICORPI ANTI ORGANO	3576	Ricerca Ab anti-recettore Fosfolipasi 2A (PLA2R)	Rosso/Giallo lunga immunità Se	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	16	15,30		A
90.53.A	009053A	009053A	ANTICORPI ANTI RIBONUCLEOPROTEINE (RNA)	CN3237	(RNP) Ribonucleo proteine anticorpi	Rosso/Giallo lunga immunità Se	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	15	13,70		A
90.01.5	0090015	0090015	ACIDI BILIARI	3796B	Acidi Biliari	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	9,50		A
90.23.2	0090232.02	009023202	ACIDO FOLICO	CN3703	Acido folico (Folati)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	9,50		A
90.02.1	0090021.02	009002102	ACIDO 5 IDROSSI 3 INDOLACETICO NELLE URINE 24 H	CN1114	Acido 5-Idrossiindolacetico	Acido 5-Idrossi indolacetico urinario (u-5HIAA)	Raccolta urine 24 ore in contenitore con acido cloridrico al buio	NIG	20	16,35	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente contenente 10 mL di acido cloridrico 6N (fornito dal laboratorio). Mantenere al buio. Misurare, mescolare e prelevare DUE campioni (10 mL). Indicare la diuresi delle 24 ore. Osservare le seguenti raccomandazioni dietetiche e restrizioni farmacologiche durante le 24 ore che precedono la raccolta e durante la raccolta stessa: non assumere banane, ananas, kiwi, noci, verdure, farmaci contenenti acetilsalicilati, fenotiazina, reserpina.	A
ASSENTE	ASSENTE	000000009	ACIDO OMOVANILLICO URINARIO 24 H	CN1113	Acido Omovanillico	Acido omovanillico urinario (u-HVA)	Raccolta urine 24 ore in contenitore con acido cloridrico al buio	NIG	20	30,80	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente contenente 10 mL di acido cloridrico 6N (fornito dal laboratorio). Mantenere al buio. Misurare, mescolare e prelevare DUE campioni (10 mL). Indicare la diuresi delle 24 ore. Osservare le seguenti raccomandazioni dietetiche e restrizioni farmacologiche durante le 24 ore che precedono la raccolta e durante la raccolta stessa: non assumere banane, vaniglia, cioccolato, caffè, thè, farmaci contenenti fenotiazine, acido gentisico e omogentisico.	A
90.03.4	0090034	0090034	ACIDO VALPROICO	3814	Acido valproico (Depakin)	Rosso/Giallo lunga SERV 1071	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	3	10,45		A
90.03.5	0090035.01	009003501	ACIDO VANILMANDELICO (VMA) NELLE URINE 24 H	CN1112	Acido Vanilmandelico (VMA)	Acido Vanilmandelico urinario (u-AVM)	Raccolta urine 24 ore in contenitore con acido cloridrico al buio	NIG	20	21,10	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente contenente 10 mL di acido cloridrico 6N (fornito dal laboratorio). Mantenere al buio. Misurare, mescolare e prelevare DUE campioni (10 mL). Indicare la diuresi delle 24 ore. Osservare le seguenti raccomandazioni dietetiche e restrizioni farmacologiche durante le 24 ore che precedono la raccolta e durante la raccolta stessa: non assumere banane, vaniglia, cioccolato, caffè, thè, farmaci contenenti fenotiazine, acido gentisico e omogentisico.	A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.15.2	0090152	0090152	ACTH (CORTICOTROPINA)	3722	ACTH (Corticotropina)	VIOLA GHIAC SERV	Provetta tappo viola lunga plasma EDTA GHIACCIO	NIG	15	21,10	Mettere immediatamente il campione in ghiaccio e consegnarlo al più presto in laboratorio. N.B. Il contenitore CRIOPLAST deve essere tolto in anticipo dal freezer per evitare che la provetta risulti a contatto con la superficie ghiacciata provocando emolisi.	B
91.12.3	0091123	0091123	ADENOVIRUS: RICERCA ANTICORPI IGG	3491	Adenovirus anticorpi IgG	Rosso/Giallo lunga EtimaxSERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	12	13,15		A
91.12.3	0091123.01	009112301	ADENOVIRUS: RICERCA ANTICORPI IGM	3491A	Adenovirus anticorpi IgM	Rosso/Giallo lunga EtimaxSERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	12	13,15		A
91.13.4	0091134.01	009113401	ADENOVIRUS: RICERCA DIRETTA DI ANTIGENI IN MAT. BIOLOGICI	9017	Adenovirus antigene nelle feci	ROTA/ADENO FECI	Contenitore con paletta per Feci	LAB-SSG	2	7,55	FECI: raccogliere pochi grammi di feci nel contenitore per mezzo della spatola. Evitare la commistione delle feci con urina. Inviare subito in laboratorio o conservare in frigorifero da 2 a 8°C.	A
90.46.3	0090463	0090463	AGGLUTININE A FREDDO	9800	Agglutinine a frigore	GIALLO lunga 37°C	Provetta con gel tappo giallo lunga siero PRELIEVO A CALDO	SIMT	3	7,90	Il campione deve essere mantenuto al caldo subito dopo il prelievo e durante il trasporto al laboratorio dove viene posto immediatamente nel termostato a 37°. NON RICHIEDIBILE IL SABATO	C
90.05.1	0090051.01	009005101	ALBUMINA	BU3515	Albumina	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	2,90	RICHIEDIBILE IN URGENZA	A
90.05.1	0090051.01	009005105	ALBUMINA NEL LIQUIDO BIOLOGICO	SG3985	Albumina - liquido biologico	VERDE liquidi vari	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA	1	2,90	Identificare il materiale	A
90.05.3	0090053.02	009005302	ALDOSTERONE PROFILO: CLINOSTATISMO	3883	Aldosterone clino	VIOLA lunga CLINO1 SERV	Provetta tappo viola lunga plasma EDTA	NIG	11	15,30	In clinostatismo: il paziente è sdraiato, a riposo da 30 minuti. NON RICHIEDIBILE IL SABATO	A
90.05.3	0090053.01	009005301	ALDOSTERONE PROFILO: ORTOSTATISMO	3882	Aldosterone orto	VIOLA lunga ORTO1 SERV	Provetta tappo viola lunga plasma EDTA	NIG	11	15,30	In ortostatismo: il paziente non è a riposo. NON RICHIEDIBILE IL SABATO	A
90.06.5	0090065	0090065	ALFA AMILASI ISOENZIMI (FRAZIONE PANCREATICA)	3516	Alfa Amilasi pancreatica	Rosso/Giallo lunga SERVcor	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	3	5,80		A
90.05.5	0090055.01	009005501	ALFAFETOPROTEINA	BU3782	Alfa Fetoproteina (AFP)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	11,05		A
90.05.4	0090054	0090054	ALFA 1 ANTITRIPSINA	CN3665	Alfa-1-Antitripsina	Rosso/Giallo lunga ORM SERV	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	20	6,85		A
90.06.1	0090061	0090061	ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA MUCOPROTEINE	BU3667	Alfa-1-Glico Proteina Acida	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	8,70		A
90.07.1	0090071.02	0090071.02	ALLUMINIO	3864	Alluminio	BLU OLIGOELEMENTI	Provetta tappo blu plasma per elementi in tracce	NIG	16	21,10	Provetta bonificata per determinazione elementi in tracce	A
90.04.5	0090045.02	009004502	TRANSAMINASI GPT (ALT)	BU3555	ALT (Alanina Amminotrasferasi)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	1,70	RICHIEDIBILE IN URGENZA	A
90.08.3	0090083.01	009008301	FARMACI: ANTIBIOTICI-AMIKACINA	3841	Amikacina	ROSA Farmaci SERV	Provetta tappo rosa corta siero	NIG	2	7,90		A
90.08.3	0090083.01	00900830101	AMIKACINA PICCO	3841P	Amikacina -Picco	ROSA Farmaci SERV Picco	Provetta tappo rosa corta siero	NIG	2	7,90		A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Tras porto
90.08.3	0090083.01	00900830102	AMIKACINA VALLE	3841V	Amikacina -Valle	ROSA Farmaci SERV Valle	Provetta tappo rosa corta siero	NIG	2	7,90		A
90.06.4	0090064.01	009006401	AMILASI	BU3566	Amilasi	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	2,90	RICHIEDIBILE IN URGENZA	A
90.06.4	0090064.01	009006404	AMILASI NEL LIQUIDO BIOLOGICO	SG3984	Amilasi - liquido biologico	VERDE liquidi vari	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA	1	2,90	Identificare il materiale	A
90.06.4	0090064.03	009006403	AMILASI NELLE URINE	BU3567	Amilasi urine 24h	Urine 24 h	2 Provette urine (campione di Urine 24 h con indicata diuresi)	LAB-EBA	1	2,90	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente pulito e mantenuto al fresco. Misurare il volume, mescolare e prelevarne DUE campioni (2 provette da 10 mL). Indicare sull'etichetta la diuresi delle 24 ore.	A
90.07.5	0090075	0090075	AMMONIO	BU3553	Ammonio	Ammonio-Ghiaccio Viola	Provetta tappo viola plasma EDTA GHIACCIO	LAB-EBA	1	10,45	Mettere immediatamente il campione in ghiaccio e consegnarlo al più presto in laboratorio. N.B. Il contenitore CRIOPLAST deve essere tolto in anticipo dal freezer per evitare che la provetta risulti a contatto con la superficie ghiacciata provocando emolisi RICHIEDIBILE IN URGENZA	B
90.51.8		01190518	ANTICORPI ANTI MIELOPEROSSIDASI (MPO) :SPECIFICITA ANCA CORRELATA	CN3254B	ANCA - MPO_p	Rosso/Giallo lunga immunità Se	Provetta con gel tappo rosso/giallo siero lunga	NIG	15	12,10		A
90.53.F		0119053F	ANTICORPI ANTI PROTEINASI 3 (PR3):SPECIFICITA ANCA CORRELATA	CN3254A	ANCA - PR3_c	Rosso/Giallo lunga immunità Se	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	15	12,10		A
90.08.2	0090082	0090082	ANGIOTENSINA II (ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYM - ACE)	3805	Angiotensin converting enzyme (ACE)	ROSA corta ACE SERV	Provetta tappo rosa corta siero	NIG	20	14,25		A
90.46.5	0090465	0090465	ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE (LAC)	PLAC (3128-3129)	Anticoagulant Lupus-Like (LAC)	AZZURRO corta LAC AZZURRO corta LAC2	2 Provette tappo azzurro plasma Na Citrato	NIG	20	4,75		A
90.07.4		90074	AMITRIPTILINA	3813	Antidepressivi Triciclici	ROSA farmaci SERV	Provetta tappo rosa corta siero	NIG	3	7,90	Erogabile solo per i pazienti interni	A
90.51.7	0090517	0090517	ANTICORPI ANTI JO1	CN3243	anti-Jo1 anticorpi	Rosso/Giallo lunga immunità Se	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	15	13,70		A
90.53.8	0090538	0090538	ANTICORPI ANTI SCL-70	CN3242	anti-Scl-70 anticorpi	Rosso/Giallo lunga immunità Se	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	15	13,70		A
90.53.9	0090539	0090539	ANTICORPI ANTI SM	CN3245	anti-Sm anticorpi	Rosso/Giallo lunga immunità Se	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	15	13,70		A
90.54.6	0090546	0090546	ANTICORPI ANTI SSA	CN3240	anti-SSA anticorpi	Rosso/Giallo lunga immunità Se	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	15	13,70		A
90.54.7	0090547	0090547	ANTICORPI ANTI SSB	CN3241	anti-SSB anticorpi	Rosso/Giallo lunga immunità Se	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	15	13,70		A
90.57.5	0090575	0090575	ANTITROMBINA III FUNZIONALE	3124	Antitrombina III	AZZURRO corta	Provetta tappo azzurro plasma Na Citrato	SIMT	1	3,45		A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.08.4	0090084	0090084	APOLIPOPROTEINA A1	3672	Apolipoproteina A1	Rosso/Giallo Lipoprot SERV	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	15	6,95		A
90.08.5	0090085	0090085	APOLIPOPROTEINA B	3673	Apolipoproteina B	Rosso/Giallo Lipoprot SERV	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	15	6,95		A
90.09.1	0090091	0090091	APTOGLOBINA	3666	Aptoglobina	ROSSO/GIALLO corta vari	Provetta con gel tappo rosso/giallo corta siero	LAB-EBA	1	5,20		A
90.98.4	0090984.01	009098430	ESAME MICOLOGICO ASPERGILLI SU CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI	9157	Aspergilli - Esame colturale	ASPERGILLI COLT.	Vedi nota	LAB-SSG	9	3,70	Identificare il materiale. Fare riferimento all'esame colturale dello specifico campione biologico	A
90.97.2	0090972	009072201	ASPERGILLUS ANTICORPI	3394A	Aspergillus anticorpi	GIALL/ROSS lunga AspergSERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	31	20,55		A
90.98.6	0090986	009098601	ASPERGILLUS ANTIGENE SU SANGUE	3391	Aspergillus antigene (Antigene Galattomannano)	GIALL/ROSS lunga AspergSERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	6	20,55		A
90.98.6	0090986	009098602	ASPERGILLUS ANTIGENE SU BRONCOLAVAGGIO	3392	Aspergillus antigene su broncolavaggio (Antigene Galattomannano)	ASPERG.antigene SERVICE	Contenitore sterile con tappo a vite	NIG	6	20,55		A
90.98.6	0090986	009098603	ASPERGILLUS ANTIGENE SU LIQUOR	3393A	Aspergillus antigene su Liquor (Antigene Galattomannano)	FALCON Asperg. NIG	Provetta Falcon sterile	NIG	5	20,55		A
90.09.2	0090092	0090092	TRANSAMINASI GOT (AST)	BU3554	AST (Aspartato Amminotrasferasi)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	1,70	RICHIEDIBILE IN URGENZA	A
		01896601	BAGNO DI DIALISI	3524	Bagno di dialisi	SIRINGA eparinata BAGNO DIALISI	Siringa eparinata GHIACCIO	LAB-EBA POCT	2		Mettere immediatamente il campione in acqua e ghiaccio e consegnarlo al più presto in laboratorio/ al POCT di riferimento	B
90.09.3	0090093	0090093	FARMACI: BARBITURICI	3812	Barbiturici	ROSA Farmaci SERV	Provetta tappo rosa corta siero	NIG	3	9,25		A
90.69.2	0090692.01	009069201	IMMUNOFISSAZIONE NELLE URINE (BENCE JONES)	3659	Bence Jones Proteina (Immunofissazione urine)	URINE sett.EF	Provetta urine	LAB-EBA	7	30,60	Si esegue su un campione delle urine del mattino	A
90.09.4	0090094.01	009009401	FARMACI: BENZODIAZEPINE	3811	Benzodiazepine	ROSA Farmaci SERV	Provetta tappo rosa corta siero	NIG	3	9,50		A
90.27.5	0090275	0090275	GONADOTROPINA CORIONICA (SUBUNITA' BETA, MOLECOLA INTERA) BETA HCG	BU3740	Beta HCG (Gonadotropina Corionica)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	16,25	RICHIEDIBILE IN URGENZA	A
90.49.5	0090495	00904952	AB ANTI - B2 GLICOPROTEINA	3261	Beta2-glicoproteina acida anticorpi	Rosso/Giallo lunga immunità Se	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	15	12,10		A
90.83.4	0090834	009083402	MYCOPLASMA GENITALIS	9216	Mycoplasma genitalis	MYCOPL Utm Rosso 3 mL	Tampone MYCOPL Utm Rosso 3 mL	LAB-SSG	5	86,03		A
90.83.9	0090839.01	9083901	BARTONELLA HANSELAE ANTICORPI IGG	3489	S-Ab Anti Bartonella IgG (Graffio di Gatto)	Rosso/Giallo lunga EtimaxSERV	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	15	13,15		A
90.83.9	0090839.02	9083902	BARTONELLA HANSELAE ANTICORPI IGM	3489B	S-Ab Anti Bartonella IgM (Graffio di Gatto)	Rosso/Giallo lunga EtimaxSERV	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	15	13,15		A
90.10.1	0090101.01	009010101	BETA2 MICROGLOBULINA	BU3789	Beta-2-microglobulina	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	11,05		A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.10.1	0090101.02	009010102	BETA2 MICROGLOBULINA NELLE URINE	CN3790	Beta-2-microglobulina urine	URINE SERV beta2 /24h	Provetta urine (campione di Urine 24 h con indicata diuresi)	NIG	10	11,05	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente pulito e mantenuto al fresco. Misurare il volume, mescolare e prelevarne un campione (10 mL). Indicare sull'etichetta la diuresi delle 24 ore.	A
90.10.2	0090102	0090102	BICARBONATI (IDROGENOCARBONATO)	3543	Bicarbonati (CO2)	ROSSO/GIALLO corta vari	Provetta con gel tappo rosso/giallo corta siero	LAB-EBA	1	1,15		A
90.10.4	0090104	0090104	BILIRUBINA TOTALE REFLEX	BU3551	Bilirubina totale	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	1,70	RICHIEDIBILE IN URGENZA	A
90.10.4	0090104	009010401	BILIRUBINA NEL LIQUIDO BIOLOGICO	SG3983	Bilirubina totale - liquido biologico	VERDE liquidi vari	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA	1	1,70	Identificare il materiale	A
90.87.4	0090874	0090874	BORDETELLA: RICERCA ANTICORPI MEDIANTE E.I.A.	3270	Bordetella pertussis anticorpi	Rosso/Giallo lunga EtimaxSERV	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	NIG	10	10,45		A
90.88.1	0090881	0090881	BORRELIA BURGDORFERI: RICERCA ANTICORPI MEDIANTE I	3271	Borrelia anticorpi	Rosso/Giallo lunga LIA SERV	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	9	13,15		A
90.93.3	0090933.25	BRONCO-ASPIRATO ES.COLTURALE (PROFILO) comprende: 009093331 009086402 009098430	BRONCOASPIRATO- ESAME COLTURALE (PROFILO)	9051 9160 9157	Broncoaspirato - Esame colturale	BRONCO-ASPIRATO + ES.MICROSC + ASPERGILLI COLT.	Contenitore sterile con tappo a vite	LAB-SSG	5	6,85	Identificare destro e sinistro. Richiedere sempre in associazione l'esame microscopico (009086402) e esame micologico (009098430) e attaccare anche queste etichette sul contenitore. Raccogliere asepticamente il materiale in un contenitore sterile con tappo a vite.	A
90.93.3	0090933.25	BRONCO-LAVAGGIO ES.COLTURALE (PROFILO) comprende: 009093332 009086402 009098430	BRONCOLAVAGGIO- ESAME COLTURALE (PROFILO)	9041 9160 9157	Broncolavaggio - Esame colturale	BRONCO-LAVAGGIO + ES.MICROSC + ASPERGILLI COLT.	Contenitore sterile con tappo a vite	LAB-SSG	5	6,85	Identificare destro e sinistro. Richiedere sempre in associazione l'esame microscopico (009086402) e esame micologico (009098430) e attaccare anche queste etichette sul contenitore. Raccogliere asepticamente il materiale in un contenitore sterile con tappo a vite.	A
90.88.7	0090887	0090887	RUCELLE: RICERCA ANTICORPI MEDIANTE E.I.A.	3485A	Brucella anticorpi	Rosso/Giallo lunga SIEROL	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	8	9,50		A
90.55.1	0090551	0090551	CA 125 (ANTIGENE CARBOIDRATICO 125)	BU3788	CA 125 (Antigene Carboidratico 125)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	3	19,00		A
90.55.2	0090552	0090552	CA 15.3 (ANTIGENE CARBOIDRATICO 15.3)	BU3787	CA 15.3 (Antigene Carboidratico 15.3)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	3	18,45		A
90.55.3	0090553	0090553	CA 19.9 (ANTIGENE CARBOIDRATICO 19.9)	BU3783	CA 19.9 (Antigene Carboidratico 19.9)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	3	16,85		A
90.11.4	0090114.01	009011401	CALCIO TOTALE	BU3547	Calcio	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	1,70	RICHIEDIBILE IN URGENZA	A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.11.6	0090116	0090116	CALCIO IONIZZATO	3540	Calcio ionizzato	SIRINGA eparinata Ca++	Siringa eparinata GHIACCIO in alternativa Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA POCT	1	5,25	Mettere immediatamente il campione in acqua e ghiaccio e consegnarlo al più presto in laboratorio/ al POCT di riferimento In alternativa (es. nei Centri Prelevi) eseguire il prelievo in provetta tappo verde plasma litio-eparina e inviare in Laboratorio	B
90.11.4	0090114.03	009011403	CALCIO TOTALE NELLE URINE DELLE 24 H	BU3587	Calcio Totale urine 24h	Urine 24 h	2 Provette urine (campione di Urine 24 h con indicata diuresi)	LAB-EBA	1	1,70	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente pulito e mantenuto al fresco. Misurare il volume, mescolare e prelevarne DUE campioni (2 provette da 10 mL). Indicare sull'etichetta la diuresi delle 24 ore.	A
90.11.4	0090114.02	009011402	CALCIO TOTALE NELLE URINE	BU3587A	Calcio Totale su campione urine	Urine 24 h	Provetta urine (Campione urine spot)	LAB-EBA	1	1,70	Campione di urine estemporaneo. Indicare sull'etichetta "spot"	A
90.11.5	0090115	0090115	CALCITONINA	CN3762	Calcitonina	Ros/Gial GHIACCIO lunga	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero GHIACCIO	NIG	6	15,30	Mettere immediatamente il campione in ghiaccio e consegnarlo al più presto in laboratorio. N.B. Il contenitore CRIOPLAST deve essere tolto in anticipo dal freezer per evitare che la provetta risulti a contatto con la superficie ghiacciata provocando emolisi.	B
90.11.5	0090115	009011502	CALCITONINA 2 MIN. SECONDO PRELIEVO	CN3762B	Calcitonina 2 Min. 2Prel.	Ros/Gial GHIACCIO lunga	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero GHIACCIO	NIG	6	15,30	Mettere immediatamente il campione in ghiaccio e consegnarlo al più presto in laboratorio. N.B. Il contenitore CRIOPLAST deve essere tolto in anticipo	B
90.11.5	0090115	009011503	CALCITONINA 5 MIN. TERZO PRELIEVO	CN3762C	Calcitonina 5 Min. 3Prel.	Ros/Gial GHIACCIO lunga	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero GHIACCIO	NIG	6	15,30	Mettere immediatamente il campione in ghiaccio e consegnarlo al più presto in laboratorio. N.B. Il contenitore CRIOPLAST deve essere tolto in anticipo	B
90.11.5	0090115	009011504	CALCITONINA 10 MIN. QUARTO PRELIEVO	CN3762D	Calcitonina 10 Min. 4Prel.	Ros/Gial GHIACCIO lunga	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero GHIACCIO	NIG	6	15,30	Mettere immediatamente il campione in ghiaccio e consegnarlo al più presto in laboratorio. N.B. Il contenitore CRIOPLAST deve essere tolto in anticipo	B
90.11.5	0090115	009011505	CALCITONINA 15 MIN. QUINTO PRELIEVO	CN3762E	Calcitonina 15 Min. 5Prel.	Ros/Gial GHIACCIO lunga	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero GHIACCIO	NIG	6	15,30	Mettere immediatamente il campione in ghiaccio e consegnarlo al più presto in laboratorio. N.B. Il contenitore CRIOPLAST deve essere tolto in anticipo	B
90.12.2	0090122	0090122	CALCOLI ESAME CHIMICO DI BASE (RICERCA QUALITATIVA)	3577	Calcoli Urinari es.chimico	ES CALCOLO	Contenitore sterile con tappo a vite	LAB-EBA	3	5,80		A
90.12.A	009012A	0119012A	CALPROTECTINA IMMUNOMETRICO NELLE FECI	3574	Calprotectina	FECI SERV Calprot/HP	Contenitore con paletta per Feci	NIG	5	15,05	FECI: raccogliere pochi grammi di feci nel contenitore per mezzo della spatola. Evitare la commistione delle feci con urina. Inviare subito in laboratorio o conservare in frigorifero da 2 a 8°C e inviare entro le 24 ore.	A
90.12.3	0090123	0090123	FARMACI: CARBAMAZEPINA	3815	Carbamazepina (Tegretol)	Rosso/Giallo lunga SERV 1071	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	2	15,05		A
90.58.4	0090584	0090584	CARBOSSIEMOGLOBINA INTRAERITROCITARIA	3519	Carbossiemoglobina	SIRINGA eparinata Carbossihb	Siringa eparinata GHIACCIO (per i Centri Prelevi prelevare in provetta tappo verde plasma litio-eparina)	LAB-EBA	1	4,20	Mettere immediatamente il campione in acqua e ghiaccio e consegnarlo al più presto in laboratorio/ al POCT di riferimento RICHIEDIBILE IN URGENZA	B
90.47.5	0090475.03	009047503	ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IGG)	3272G	Cardiolipina (ACA) anticorpi IgG	Rosso/Giallo lunga immunità Se	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	12	13,15		A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.47.5	0090475.05	009047505	ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IGM)	3272M	Cardiolipina (ACA) anticorpi IgM	Rosso/Giallo lunga immunità Se	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	12	13,15		A
90.04.3	0090043	0090043	CATECOLAMINE NELLE URINE	PCATE 3774 3889A	Catecolamine urinarie	URINE 24 h ACIDO URINE 24 h SERVchc	2 Provette urine (campione di Urine 24 h con ACIDO con indicata diuresi)	NIG	20	23,75	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente contenente 10 mL di acido cloridrico 6N (fornito dal laboratorio). Mantenere al buio. Misurare, mescolare e prelevare 2 campioni (10 mL). Indicare la diuresi delle 24 ore.	A
90.12.6	0090126.03	009012603	CATENE KAPPA E LAMBDA	CN3908	Catene leggere Kappa e Lambda libere siero	Rosso/Giallo lunga ORM SERV	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	9			A
90.12.6	0090126.05	009012605	CATENE KAPPA E LAMBDA NELLE URINE	CN3909	Catene leggere Kappa e Lambda libere urine	URINE SERV	Provetta delle urine	NIG	9		Si esegue su un campione delle urine del mattino	A
90.56.3	0090563	0090563	CEA (ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO)	BU3781	CEA (Antigene Carcino Embrionario)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	3	11,05		A
90.12.5	0090125	0090125	CERULOPLASMINA	3669	Ceruloplasmina	Rosso/Giallo lunga ORM SERV	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	8	5,80		A
90.89.1	0090891.02	0090891021	CHLAMYDIA PNEUMONIAE: RICERCA ANTICORPI (IGG) IFA	CN3273	Chlamydia pneumoniae anticorpi	Rosso/Giallo lunga EtimaxSERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	12	12,10		A
90.89.1	0090891.02	0090891022	CHLAMYDIA PNEUMONIAE: RICERCA ANTICORPI (IGM)	CN3273	Chlamydia pneumoniae anticorpi	Rosso/Giallo lunga EtimaxSERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	12	12,10		A
90.83.4	0090834	0090834	ACIDI NUCLEICI BATTERICI: IBRID. PREVIA PCR IN MATERIALI BIOLOGICI	9212	Chlamydia trachomatis	CHLAMY Utm Rosso 3mL	Tampone Utm Rosso 3 mL	LAB-SSG	5	86,03	Associato al tampone cervicale o uretrale (vedi istruzioni relative). Se urina: raccogliere il primo getto in contenitore sterile. Identificare il materiale.	A
90.89.1	0090891.01	009089101	CHLAMYDIA TRACHOMATIS: RICERCA ANTICORPI	CN3274	Chlamydia trachomatis anticorpi	Rosso/Giallo lunga EtimaxSERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	13	12,10		A
90.13.2	0090132	0090132	CICLOSPORINA	3839	Ciclosporina basale (CyA)	VIOLA corta CyA/FK	Provetta tappo viola corta plasma EDTA	NIG	3	18,55		A
90.13.2	0090132	00901321	CICLOSPORINA DOPO 2H	3840	Ciclosporina a 2 ore (CyA)	VIOLA corta CyA 2ore	Provetta tappo viola corta plasma EDTA	NIG	3	18,55		A
91.12.1	0091121	COVID19	TAMPONE VIRUS SARS-COVID2 ACIDO NUCLEICO IN MATERIALE BIOLOGICO. RICERCA QUALITATIVA/QUANTITATIVA	CN9225A	Ricerca Coronavirus COVID19 - Nig. Tampone	TAMPONE COVID19	Tampone rino-faringeo	LAB-EBA	3	62,89		A
91.12.1	0091121	COVID19S	TAMPONE MOLECOLARE COVID 19 SOLVENTI	CN9225M	Ricerca Coronavirus COVID19 - Tampone (Lab. AMES)	TAMPONE COVID19	Tampone rino-faringeo	LAB-EBA	3	70,00		A
91.12.1	0091121	009112S	CORONAVIRUS TEST RAPIDO SARS-COV-2	SG9225	Test Rapido SARS-CoV-2	Tampone RAPIDO Covid	Tampone rino-faringeo	LAB-EBA	1	62,89		A
		COVIDGENO	GENOTIPIZZAZIONE SARS-COV-2	CN9226	Genotipizzazione SARS-CoV-2	TAMPONE COVID19 Genotip	Tampone rino-faringeo	NIG	3			A
91.12.1	0091121		Ricerca Sars Cov-2 (su materiale salivare)	CN9223	Ricerca Sars Cov-2 (su materiale salivare)	TAMPONE COVID19 Salivare	TAMPONE COVID19 Salivare	LAB-EBA	1	62,89		A
		COVIDMOTI	MOTIVO GEN 1 CAMPIONE RANDOM	CN9228A	Mot.Gen.(1-Campionamento Random)	TAMPONE COVID19 Motivi	Tampone rino-faringeo	NIG	3			

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
		COVIDMOT12	MOTIVO GEN. 2-VIAGGIO IN ZONE CON ALTA INCIDENZA DI VARIANTI	CN9228B	Mot.Gen.(2-Viaggio in zone con alta inc)	TAMPONE COVID19 Motivi	Tampone rino-faringeo	NIG	3			
		COVIDMOT13	MOTIVO GEN. 3-AUMENTO DEI CASI O CAMBIAMENTO NELLA TRASMISSIBILITA E/O VIRULENZA IN UN AREA O FOCOLAIO	CN9228C	Mot.Gen.(3-Aumento dei casi o cambiamen	TAMPONE COVID19 Motivi	Tampone rino-faringeo	NIG	3			
		COVIDMOT14	MOTIVO GEN. 4-REINFEZIONE	CN9228D	Mot.Gen.(4-Reinfezione	TAMPONE COVID19 Motivi	Tampone rino-faringeo	NIG	3			
		COVIDMOT15	MOTIVO GEN. 5-INDIVIDUI VACCINATI CONTRO SARS-COV-2 CHE SUCCESSIVAMENTE SI INFETTANO NONOSTANTE UNA RISPOSTA IMMUNITARIA	CN9228E	Mot.Gen.(5-Individui vaccinati contro S	TAMPONE COVID19 Motivi	Tampone rino-faringeo	NIG	3			
		COVIDMOT16	MOTIVO GEN. 6-AMPLIFICAZIONE NEGATIVA DEL GENE S	CN9228F	Mot.Gen.(6-Amplificazione negativa del	TAMPONE COVID19 Motivi	Tampone rino-faringeo	NIG	3			
		COVIDMOT199	MOTIVO GEN. 99-NESSUNO DEI MOTIVI, SPECIFICARE NEL CAMPO AGGIUNTIVO MOTIVO GENOTIPIZZAZIONE SPECIFICA	CN9228Z	Mot.Gen.(99-nessuno dei motivi, specifici	TAMPONE COVID19 Motivi	Tampone rino-faringeo	NIG	3			
91.13.1	0091131	009113101	RICERCA AB ANTI-SARS-COV2 (ANTI-S1 E S2) IGG	CN3493B	Ricerca Ab anti-SARS-CoV-2 (antiS1 e S2) IgG	Rosso/Giallo Lunga COVID19 CoV2 IgG	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	3	5,80		A
91.13.1	0091131	0091131S2	COVID VIRUS: TITOLAZIONE ANTICORPI MEDIANTE F.C.	CN3493A	Ricerca IgG anti-SARS-CoV-2 (anti-Nucleocapside)	Rosso/Giallo Lunga COVID19 CoV2 IgG (2)	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	3	5,80		A
91.39.2	0091392.01	00913920101	ESAME CITOLOGICO DI ESPETTORATO CTM - PRIMO CAMPIONE	BU7564	Citologico Espettorato 1° Campione	Espettorato 1 Camp.	Contenitore sterile con tappo a vite con conservante (Alcool 50°)	SAN GERARDO	15	27,45	La raccolta deve essere fatta al mattino a digiuno. Effettuare una adeguata pulizia del cavo orale e gargarismi con acqua. Raccogliere nel contenitore sterile il materiale espettorato dopo colpo di tosse: l'espettorato deve provenire dalle basse vie aeree (catarro) e non deve essere saliva. Nel caso ci sia difficoltà ad espettorare si può indurre la tosse con aerosol con soluzione fisiologica (non farmaci). Non fumare per indurre la tosse. Raccogliere il materiale direttamente nel contenitore e successivamente aggiungere l'apposito Fissativo di Bouin. NON RICHIEDIBILE IL SABATO	A
91.39.2	0091392.01	00913920102	ESAME CITOLOGICO DI ESPETTORATO CTM - SECONDO CAMPIONE	BU7565	Citologico Espettorato 2° Campione	Espettorato 2 Camp.	Contenitore sterile con tappo a vite con conservante (Alcool 50°)	SAN GERARDO	15	27,45	Vedi Citologico espettorato primo campione	A
91.39.2	0091392.01	00913920103	ESAME CITOLOGICO DI ESPETTORATO CTM - TERZO CAMPIONE	BU7566	Citologico Espettorato 3° Campione	Espettorato 3 Camp.	Contenitore sterile con tappo a vite con conservante (Alcool 50°)	SAN GERARDO	15	27,45	Vedi Citologico espettorato primo campione	A
91.39.4	0091394	0091394	ESAME CITOLOGICO PER RICERCA CELLULE NEOPLASTICHE NELLE URINE (CTM)	BU7567A	Citologico Urine (CTM)	Citologico Urine CTM	Contenitore preriempito con alcool 50° con tappo a vite	SAN GERARDO	15	15,65	Eliminare la prima minzione del mattino perché è l'urina prodotta durante la notte. Raccogliere la seconda minzione (bere acqua o fare colazione per facilitare la minzione). Si esegue su 3 campioni raccolti in 3 giorni consecutivi.	A
91.14.1	0091141	0091141	CITOMEGALOVIRUS: RICERCA ANTICORPI IGG	CN3298	Citomegalovirus anticorpi IgG	Rosso/Giallo lunga LIA SERV	Provetta con gel tappo rosso/giallo siero lunga	NIG	5	7,90		A
91.14.3	0091143	0091143	CITOMEGALOVIRUS: RICERCA ANTICORPI IGM	CN3297	Citomegalovirus anticorpi IgM	Rosso/Giallo lunga LIA SERV	Provetta con gel tappo rosso/giallo siero lunga	NIG	5	8,95		A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.83.6	0090836.03	009083603	CITOMEGALOVIRUS: RICERCA ANTICORPI IGG AVIDITY	CN3901	Citomegalovirus IgG avidity	Rosso/Giallo lunga LIA SERV	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	6	26,35		A
91.15.2	0091152	0091152	CITOMEGALOVIRUS: IDENTIFICAZIONE DNA VIRALE MEDIANTE IBRIDAZIONE	3323	Citomegalovirus nel sangue Acidi nucleici identificazione mediante ibridazione	VIOLA lunga CMV-DNA	Provetta tappo viola lunga plasma EDTA	NIG	6	91,32	Deve essere sempre abbinato all'esame 91.36.5 (3950P estrazione DNA/RNA).	A
91.15.5	0091155	0091155	VIRUS CITOMEGALOVIRUS NELL' URINA ACIDI NUCLEICI IDENTIFICAZIONE MEDIANTE IBRIDAZIONE	CN3323	Citomegalovirus Nell' Urina Acidi Nucleici Identificazione M	CMV DNA URINE	Provetta urine	NIG	6	51,72	Deve essere sempre abbinato all'esame 91.36.5 (3950P estrazione DNA/RNA).	A
91.11.5	0091115	009111502	HSV1 GENOMA	3345	HSV1 genoma	GENOMA VIRUS-VIOLA lunga	Provetta tappo viola plasma EDTA	NIG	11	91,32	Deve essere sempre abbinato all'esame 91.36.5 (3950P estrazione DNA/RNA).	A
91.11.5	0091115	009111503	HSV2 GENOMA	3346	HSV2 genoma	GENOMA VIRUS-VIOLA lunga	Provetta tappo viola plasma EDTA	NIG	11	91,32	Deve essere sempre abbinato all'esame 91.36.5 (3950P estrazione DNA/RNA).	A
91.11.5	0091115	009111505	EBV GENOMA	3348	EBV genoma	GENOMA VIRUS-VIOLA lunga	Provetta tappo viola plasma EDTA	NIG	11	91,32	Deve essere sempre abbinato all'esame 91.36.5 (3950P estrazione DNA/RNA).	A
91.11.5	0091115	009111507	VZV GENOMA	3349	VZV genoma	GENOMA VIRUS-VIOLA lunga	Provetta tappo viola plasma EDTA	NIG	11	91,32	Deve essere sempre abbinato all'esame 91.36.5 (3950P estrazione DNA/RNA).	A
91.11.5	0091115	009111506	HHV6 GENOMA	3350	HHV6 genoma	GENOMA VIRUS-VIOLA lunga	Provetta tappo viola plasma EDTA	NIG	11	91,32	Deve essere sempre abbinato all'esame 91.36.5 (3950P estrazione DNA/RNA).	A
91.11.5	0091115	009111501	JCV GENOMA	3352	JCV genoma	GENOMA VIRUS-VIOLA lunga	Provetta tappo viola plasma EDTA	NIG	11	91,32	Deve essere sempre abbinato all'esame 91.36.5 (3950P estrazione DNA/RNA).	A
90.02.2	0090022	90022	ACIDO CITRICO NELLE URINE 24 H	CN3796	Citrato urinario	URINE 24 h NIG	2 Provette urine (campione di Urine 24 h con indicata diuresi)	NIG	20	4,60	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente pulito e mantenuto al fresco. Misurare il volume, mescolare e prelevarne DUE campioni (2 provette da 10 mL). Indicare sull'etichetta la diuresi delle 24 ore.	A
90.15.5	0090155	0090155	CREATINCHINASI ISOENZIMA MB (CK-MB)	BU3803	CK-MB massa	VERDE bioc	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA	1	4,60	RICHIEDIBILE IN URGENZA Non richiedibile per esterni	A
90.13.3	0090133.02	009013302	CLORURO	BU3546	Cloro	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	1,70		A
90.13.3	0090133.01	009013301	CLORURO NELLE URINE 24 H	BU3586	Cloruro urine 24h	Urine 24 h	2 Provette urine (campione di Urine 24 h con indicata diuresi)	LAB-EBA	1	1,70	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente pulito e mantenuto al fresco. Misurare il volume, mescolare e prelevarne DUE campioni (2 provette da 10 mL). Indicare sull'etichetta la diuresi delle 24 ore.	A
90.13.3	0090133.03	009013303	CLORURO NELLE URINE	BU3586A	Cloruro su campione urine	Urine 24 h	Provetta urine (Campione urine spot)	LAB-EBA	1	1,70	Campione di urine estemporaneo. Indicare sull'etichetta "spot"	A
90.91.1	0090911	0090911	CLOSTRIDIUM DIFFICILE:RIC. DIRETTA DELLA TOSSINA NELLE FECI CON E.I.A.	9019	Clostridium difficile (tossina)	C.DIFFICILE TOX FECI	Tampone FecalSwab Tappo verde o contenitore con paletta per Feci	LAB-SSG	2	6,30	FECI: raccogliere pochi grammi di feci nel contenitore per mezzo della spatola. Evitare la commistione delle feci con urina. Se si usa il tampone "Fecal Swab" intingere il tampone nelle feci, inserire il tampone nel proprio contenitore. La consegna del campione deve avvenire il più presto possibile: entro 2-4 ore dall'emissione. Le tossine sono termolabili quindi il campione va refrigerato a 2-8 °C fino all'invio in laboratorio entro le 24 ore.	A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.20.6	0090206	009020601	CLOZAPINA	3816	Clozapina (Leponex)	ROSA Farmaci2 SERV	Provetta tappo rosa corta siero	NIG	6	29,00		A
90.14.1	0090141	0090141	COLESTEROLO HDL	BU3569	Colesterolo HDL	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	2,30		A
90.13.B	009013B	0119013B	COLESTEROLO LDL (CALCOLO INDIRECTO)	BU3570	Colesterolo LDL	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	-	LDL indiretto (formula di Freedwald = COLESTEROLO TOT - HDL - TRIG/5)	A
90.14.3	0090143	0090143	COLESTEROLO TOTALE	BU3568	Colesterolo totale	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	1,70		A
90.14.4	0090144	0090144	COLINESTERASI (PSEUDO-CHE)	BU3557	Colinesterasi	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	1,70	RICHIEDIBILE IN URGENZA	A
90.60.2	0090602.02	009060202	FRAZIONE C3 DEL COMPLEMENTO	BU3663	Complemento C3	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	3	6,85		A
90.60.2	0090602.04	009060204	FRAZIONE C4 DEL COMPLEMENTO	BU3664	Complemento C4	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	3	6,85		A
90.44.2	0090442	0090442	URINE CONTA DI ADDIS	3590	Conta di Addis (Urine 12h)	URINE 12 h	2 Provette urine (campione di Urine 12 h con indicata diuresi)	LAB-EBA	2	4,20	Raccogliere le urine delle 12 ore in un recipiente pulito e mantenuto al fresco. Misurare il volume, mescolare e prelevarne DUE campioni (2 provette da 10 mL). Indicare sull'etichetta la diuresi delle 12 ore.	A
90.58.2		0090582	AUTOANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs diretto]	9811	Coombs diretto test	CT - Viola Firma.....	Provetta tappo viola plasma EDTA	SIMT	2	7,35	Obbligatoria la firma del prelevatore sull'etichetta campione	A
90.49.3		0090493	ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto]	9812	Coombs indiretto test (anticorpi anti-eritrociti)	CT - Viola Firma.....	Provetta tappo viola plasma EDTA	SIMT	2	9,50	Obbligatoria la firma del prelevatore sull'etichetta campione	A
90.94.3	0090943	0090943	ES.COLTURALE DELLE FECI (COPROCOLTURA)	9011	Coprocoltura (I)	COPROCOLTURA 1	Tampone FecalSwab Tappo verde o contenitore con paletta per Feci	LAB-SSG	5	14,44	FECI: raccogliere pochi grammi di feci nel contenitore per mezzo della spatola. Evitare la commistione delle feci con urina. Se si usa il tampone "Fecal Swab" intingere il tampone nelle feci, inserire il tampone nel proprio contenitore. Inviare subito in laboratorio o conservare in frigorifero da 2 a 8°C.	A
90.94.3	0090943	00909431	ES.COLTURALE DELLE FECI (COPROCOLTURA) II CAMPIONE	9012	Coprocoltura (II)	COPROCOLTURA 2	Tappo verde o contenitore con paletta per Feci	LAB-SSG	5	14,44	Vedi Coprocoltura (I)	A
90.94.3	0090943	00909432	ES.COLTURALE DELLE FECI (COPROCOLTURA) III CAMPIONE	9013	Coprocoltura (III)	COPROCOLTURA 3	Tappo verde o contenitore con paletta per Feci	LAB-SSG	5	14,44	Vedi Coprocoltura (I)	A
90.15.3	0090153.06	009015306	CORTISOLO BASALE	BU3771	Cortisolo	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	11,05		A
90.15.3	0090153.03	00901530602	CORTISOLO SECONDO PRELIEVO (H16)	BU3771A	Cortisolo 2° prelievo	Orm. 2S-ROSSO/GIALLO corta CORT.POMERIDIANO	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	LAB-EBA	2	11,05	NON RICHIEDIBILE IL SABATO	A
90.15.3	0090153.02	009015302	CORTISOLO URINARIO	CN3769	Cortisolo urinario	Urine 24 ore	2 Provette urine (campione di Urine 24 h con indicata diuresi)	NIG	11	11,05	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente pulito e mantenuto al fresco. Misurare il volume, mescolare e prelevarne DUE campioni (2 provette da 10 mL). Indicare sull'etichetta la diuresi delle 24 ore.	A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
91.16.2	0091162	0091162	VIRUS COXACKIE: TITOLAZIONE ANTICORPALE MEDIANTE I.F.	3277	Coxachie virus B anticorpi	ROSSO/GIALLO lunga varie SERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	13	12,65		A
90.15.4	0090154	0090154	CREATINCHINASI (CPK O CK)	BU3561	Creatina Chinasi	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	2,30	RICHIEDIBILE IN URGENZA	A
90.16.3	0090163.01	009016301	CREATININA	BU3542	Creatinina	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	1,70	RICHIEDIBILE IN URGENZA	A
90.16.3	00901630101	00901630101	CREATININA SU LIQUIDI BIOLOGICI	SG3990	Creatinina - liquido biologico	VERDE liquidi vari	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA	1	1,70	Identificare il materiale	A
90.16.3	0090163.03	009016303	CREATININA NELLE URINE DELLE 24 H	BU3581	Creatinina urine 24h	Urine 24 h	2 Provette urine (campione di Urine 24 h con indicata diuresi)	LAB-EBA	1	1,70	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente pulito e mantenuto al fresco. Misurare il volume, mescolare e prelevarne DUE campioni (2 provette da 10 mL). Indicare sull'etichetta la diuresi delle 24 ore.	A
90.16.4	0090164	0090164	CREATININA CLEARANCE	PCLE BU3579 BU3542 BU3581A	Creatinina Clearance	URINE 24h + Bioch-GialloLUNGA	2 Provette urine (campione di Urine 24 h con indicata diuresi) + Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	2,30	RACCOLTA DELLE URINE DELLE 24 ORE: al mattino del giorno della raccolta vuotare la vescica e scartare le urine, annotando l'ora. Da questo momento raccogliere tutte le urine emesse nelle 24 ore in un contenitore pulito (es. bottiglia di plastica dell'acqua minerale) e mantenuto al fresco. Terminare il mattino successivo raccogliendo l'urina emessa alla stessa ora del mattino precedente. Misurare il volume, mescolare e prelevarne DUE campioni (2 provette da 10 mL). Indicare sull'etichetta la diuresi delle 24 ore.	A
90.16.3	0090163.02	009016302	CREATININA NELLE URINE	BU3581A	Creatinina su campione urine	Urine 24 h	Provetta urine	LAB-EBA	1	1,70	Campione di urine estemporaneo. Indicare sull'etichetta "spot"	A
90.16.3	0090163.02	009016302	CREATININA NELLE URINE	BU3581B	U-Creatinina su campione SPOT	Urine campione estemporaneo	Ptovetta urine	LAB-EBA	1	1,70	Campione di urine estemporaneo. Indicare sull'etichetta "spot"	A
90.61.1	0090611	0090611	CRIOGLOBULINE RICERCA	3655	Crioglobuline	ORO/NERO a 37°	Provetta con gel tappo oro/nero lunga siero PRELIEVO A CALDO	LAB-EBA	8	2,10	Il campione deve essere mantenuto al caldo subito dopo il prelievo e durante il trasporto al laboratorio dove viene posto immediatamente nel termostato a 37° . NON RICHIEDIBILE IL SABATO	A
90.91.8	0090918	0090918	CRIPTOCOCCO ANTIGENI RICERCA DIRETTA	9026	Criptococco antigene	Criptococco antigene	In base al materiale biologico (vedi) Specificare il materiale	NIG	4	13,80	<u>Liquor: Provetta Falcon sterile</u> <u>Sangue: Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero</u>	A
90.16.8	0090168	0090168	CROMOGRANINA A	3855	Cromogranina A	Rosso/Giallo lunga ORM serv	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	20	19,00		A
90.91.2	0090912	0090912	CRYPTOSPORIDIUM: RICERCA DIRETTA ANTIGENI NELLE FECI MEDIANTE E.I.A.	9020	Cryptosporidium nelle feci	FECI Cryptospor.	Contenitore con paletta per Feci	NIG	5	3,70	FECI: raccogliere pochi grammi di feci nel contenitore per mezzo della spatola. Evitare la commistione delle feci con urina. Inviare subito in laboratorio o conservare in frigorifero da 2 a 8°C e inviare entro le 24 ore.	A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Tras porto
90.26.4	0090264.01	009026403	CURVA GLICEMICA DA CARICO 75G (2 PUNTI)	BU3511	Curva Glicemica da Carico 75g (2 punti)	Curva Carico-Grigio/Bianco 2 etichette: Basale - Dopo 120'	2 Provette tappo grigio plasma Na Fluoruro / KOssalato	LAB-EBA	2	2,60	<u>Adulto non gestante</u> : si somministrano 75 g di glucosio, pari a 150 mL di glucosio in soluzione al 50%, per via orale. Prelievi: basale e a 120' dopo il carico. Prima di far assumere il glucosio controllare la glicemia basale: la curva da carico non deve essere eseguita se glicemia basale >= 126 mg/dL. <u>Bambini</u> : la dose è di 1,75 g/kg, fino a un massimo di 75 g. NON RICHIEDIBILE IL SABATO	A
90.26.4	0090264	0090264	GLUCOSIO CURVA DA CARICO CON 3 DETERMINAZIONI 75 G	BU3507	Curva Glicemica da Carico 75g (3 punti)	Curva Carico-Grigio/Bianco 3 etichette: Basale - Dopo 60' - Dopo 120'	3 Provette tappo grigio plasma Na Fluoruro / K Ossalato	LAB-EBA	2	2,60	<u>Gestante / Adulto non gestante</u> : si somministrano 75 g di glucosio, pari a 150 mL di glucosio in soluzione al 50%, per via orale. Prelievi: basale, a 60' e a 120' dopo il carico. Prima di far assumere il glucosio controllare la glicemia basale: la curva da carico non deve essere eseguita se glicemia basale >= 126 mg/dL. <u>Bambini</u> : la dose è di 1,75 g/kg, fino a un massimo di 75 g. NON RICHIEDIBILE IL SABATO	A
90.28.5	0090285	0090285	INSULINA CURVA DA CARICO CON 5 DETERMINAZIONI	BU3732	Curva Insulina da OGTT (3 punti)	Ins. Curva-ROSSO/GIALLO corta 3 etichette: Basale - Dopo 60' - Dopo 120'	3 Provette con gel tappo rosso/giallo lunga siero	LAB-EBA	2	31,65	Effettuare prelievo in concomitanza al prelievo della curva da carico del glucosio. NON RICHIEDIBILE IL SABATO	A
90.61.4	0090614	0090614	D-DIMERO MEDIANTE EIA	3123	D-Dimero	AZZURRO corta	Provetta tappo azzurro plasma Na Citrato	SIMT	1	9,85	RICHIEDIBILE IN URGENZA	A
90.17.2	0090172	0090172	DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO (DEA-S)	3751	Deidroepiandrosterone solfato (DEA-S)	Rosso/Giallo lunga ORM serv	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	20	15,80		A
90.17.3	0090173	0090173	DELTA 4 ANDROSTENEDIONE	3726	Delta-4-Androstenedione	Rosso/Giallo lunga SERVcor	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	20	10,00		A
90.21.1	0090211.01	009021101	FARMACI: DIGITALICI-DIGOSSINA	BU3843	Digossina	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	12,75		A
90.91.4	0090914	0090914	E. COLI ENTEROPATOGENI: ESAME COLTURALE NELLE FECI	9015	E.coli enteropatogeno - Esame colturale	E.COLI PATOG. FECI	Tampone FecalSwab Tappo verde o contenitore con paletta per Feci	LAB-SSG	4	2,30	FECI: raccogliere pochi grammi di feci nel contenitore per mezzo della spatola. Evitare la commistione delle feci con urina. Se si usa il tampone "Fecal Swab" intingere il tampone nelle feci, inserire il tampone nel proprio contenitore. Inviare subito in laboratorio o conservare in frigorifero da 2 a 8°C.	A
90.92.3	0090923	0090923	ECHINOCOCCO: RICERCA ANTICORPI MEDIANTE I.H.A.	CN3276	Echinococco anticorpi	ROSSO/GIALLO lunga varie SERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	12	9,25		A
90.17.D	009017D	0119017D	ELASTASI PANCREATICA	CN1050	Elastasi 1 Pancreatica	Elastasi Fecale	Contenitore con paletta per Feci	NIG	10	9,25	FECI: raccogliere pochi grammi di feci nel contenitore per mezzo della spatola. Evitare la commistione delle feci con urina. Inviare subito in laboratorio o conservare in frigorifero da 2 a 8°C.	A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Tras porto
90.38.4	0090384.02	009038402	ELETTROFORESI PROTEICA CON PROTIDEMIA TOTALE	PEF 3654 BU3517	Elettroforesi delle proteine sieriche (comprende Proteine totali sieriche)	ROSSO/GIALLO corta + Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo rosso/giallo corta siero + Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	LAB-EBA	3	5,20		A
90.39.1	0090391	0090391	ELETTROFORESI PROTEINE URINARIE CON DOSAGGIO PROTEINE TOTALI	PEFU 3653 3514	Elettroforesi delle proteine urinarie (comprende Proteine totali urinarie)	URINE sett.EF	Provetta urine	LAB-EBA	7	4,75	Si esegue su un campione delle urine del mattino	A
90.94.1	0090941	EMOCOLTURA I (PROFILO) comprende: R009094101 R009094104	EMOCOLTURA (I) PROFILO	PEM01 9161 9162	Emocoltura PROFILO PEM01 Emocoltura aerobi (I) anaerobi (I) Emocoltura	EMOCOLT 1 aereo EMOCOLT 1 ana	2 Flaconi con brodo di coltura per aerobi e anaerobi	LAB-SSG	6	27,45	1. Allestire il materiale per il prelievo di almeno 4 flaconi (2 set di emocoltura Aero+Anaero) 2.Sui flaconi il livello appropriato per il volume corretto di sangue da prelevare è indicato da una linea bianca sul bordo nero dell'etichetta del flacone (10 mL per flacone negli adulti. Da 1 a 3 mL nel flacone pediatrico giallo). Rimuovere il tappo protettivo dai flaconi e disinfettare la membrana di gomma con clorexidina gluconato 0,5% in alcool etilico 70% (Neoxinal alcolico). Mantenere i flaconi in posizione verticale. 3. Disinfettare accuratamente la cute con impacco di clorexidina gluconato 0,5% in alcool etilico 70% (Neoxinal alcolico) e lasciare agire per almeno 30". Effettuare il prelievo di sangue da vena periferica utilizzando il set di prelievo (adattatore e butterfly). Riempire prima il flacone per Aerobi (verde) e poi il flacone per Anaerobi (giallo) fino al livello segnato per il corretto volume. Eseguire un secondo prelievo da diversa vena periferica o, se presente, da catetere vascolare. N.B. La quantità di sangue introdotta nel flacone va controllata dall'operatore che deve cessare l'inoculo una volta raggiunto il volume desiderato. Un eccesso di sangue nel flacone può causare false positività. 4. Inviare in Laboratorio appena possibile.	A
90.94.1		EMOCOLTURA II (PROFILO) comprende: R009094105 R009094107	EMOCOLTURA (II) PROFILO	PEM02 9163 9164	Emocoltura PROFILO : PEM02 aerobi (II) Emocoltura anaerobi (II)	EMOCOLT 2 aereo EMOCOLT 2 ana	2 Flaconi con brodo di coltura per aerobi e anaerobi	LAB-SSG	6	27,45	Vedi Emocoltura1	A
90.94.1		EMOCOLTURA III (PROFILO) comprende: R009094106 R009094108	EMOCOLTURA (III) PROFILO	PEM03 9165 9166	Emocoltura PROFILO : PEM03 aerobi (III) Emocoltura anaerobi (III)	EMOCOLT 3 aereo EMOCOLT 3 ana	2 Flaconi con brodo di coltura per aerobi e anaerobi	LAB-SSG	6	27,45	Vedi Emocoltura1	A
90.94.1	0090941	R009094109	EMOCOLTURA PEDIATRICA I CAMPIONE	9167	Emocoltura Pediatrica	EMOCOLT Flacone Pediatrico	Flacone pediatrico con brodo di coltura	LAB-SSG	6	27,45	Vedi Emocoltura1	A
90.94.1	0090941	R009094110	EMOCOLTURA PEDIATRICA II CAMPIONE	9168	Emocoltura Pediatrica (II)	EMOCOLT 2° Flac. Pediatrico	Flacone pediatrico con brodo di coltura	LAB-SSG	6	27,45	Vedi Emocoltura1	A
90.94.1	0090941	R009094111	EMOCOLTURA PEDIATRICA III CAMPIONE	9169	Emocoltura Pediatrica (III)	EMOCOLT 3° Flac. Pediatrico	Flacone pediatrico con brodo di coltura	LAB-SSG	6	27,45	Vedi Emocoltura1	A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
91.29.K	019129K	019129K	MUTAZIONI DELLA EMOCROMATOSI. RICERCA DELLE MUTAZIONI C282Y E H63D	3956	Emocromatosi ereditaria (HFE-C282Y,H63D,S65C) test genetico	VIOLA corta GENET	Provetta tappo viola corta plasma EDTA	NIG	16	203,33	CONSENSO INFORMATO Deve essere sempre abbinato all'esame 91.36.5 (3950P estrazione DNA/RNA).	A
		R01896602	EMOGAS BILIRUBINA	3522	Emogas - Bilirubina	SIRINGA eparinata Bilirubina	Siringa eparinata GHIACCIO	LAB-EBA POCT	1		Mettere immediatamente il campione in acqua e ghiaccio e consegnarlo al più presto in laboratorio/ al POCT di riferimento RICHIEDIBILE IN URGENZA	B
		R01896603	EMOGAS PH LIQUIDO PLEURICO	3523	Emogas - pH Liquido pleurico	SIRINGA eparinata pH Liquido Pleurico	Siringa eparinata GHIACCIO	LAB-EBA POCT	1		Mettere immediatamente il campione in acqua e ghiaccio e consegnarlo al più presto in laboratorio/ al POCT di riferimento	B
		R01896601	EMOGAS da SWAN GANZ ARTERO-VENOSO	3531	Emogasanalisi sangue artero-venoso	SIRINGA eparinata Emogas Misto Venoso	Siringa eparinata GHIACCIO	LAB-EBA POCT	1		Mettere immediatamente il campione in acqua e ghiaccio e consegnarlo al più presto in laboratorio/ al POCT di riferimento RICHIEDIBILE IN URGENZA	B
89.65.1	0189651	0189651	EMOGASANALISI ARTERIOSA SISTEMICA	3526	Emogasanalisi Arteriosa	SIRINGA epar/Art EmogA	Siringa eparinata GHIACCIO	LAB-EBA POCT	1	14,25	Mettere immediatamente il campione in acqua e ghiaccio e consegnarlo al più presto in laboratorio/ al POCT di riferimento RICHIEDIBILE IN URGENZA	B
89.65.2	006889652	006889652	EMOGASANALISI ARTERIOSO AD ALTA CONCENTRAZIONE	3001	Emogasanalisi Arteriosa Alta concentrazione	SIRINGA epar/Art Bassa C	Siringa eparinata GHIACCIO	LAB-EBA POCT	1	19,00	Mettere immediatamente il campione in acqua e ghiaccio e consegnarlo al più presto in laboratorio/ al POCT di riferimento RICHIEDIBILE SOLO PER CUP SSG	B
89.65.3	006889653	006889653	EMOGASANALISI ARTERIOSO A BASSA CONCENTRAZIONE	3002	Emogasanalisi Arteriosa Bassa concentrazione	SIRINGA epar/Art Alta C	Siringa eparinata GHIACCIO	LAB-EBA POCT	1	19,00	Mettere immediatamente il campione in acqua e ghiaccio e consegnarlo al più presto in laboratorio/ al POCT di riferimento RICHIEDIBILE SOLO PER CUP SSG	B
		R01896600	EMOGAS CAPILLARE	3525	Emogasanalisi Capillare	SIRINGA epar/ven Emogas capillare	Siringa eparinata GHIACCIO	LAB-EBA POCT	1		Mettere immediatamente il campione in acqua e ghiaccio e consegnarlo al più presto in laboratorio/ al POCT di riferimento RICHIEDIBILE IN URGENZA	B
89.66	018966	018966	EMOGASANALISI DI SANGUE MISTO VENOSO	3527	Emogasanalisi Venosa	SIRINGA epar/ven EmogV	Siringa eparinata GHIACCIO	LAB-EBA POCT	1		Mettere immediatamente il campione in acqua e ghiaccio e consegnarlo al più presto in laboratorio/ al POCT di riferimento RICHIEDIBILE IN URGENZA	B
90.02.5	0090025	0090025	ACIDO LATTICO	CN3528	Emogas-Lattato	SIRINGA eparinata Lattato	Siringa eparinata GHIACCIO (per i Centri Prelievi prelevare in provetta tappo verde plasma litio-eparina)	LAB-EBA POCT	1	5,80	Mettere immediatamente il campione in acqua e ghiaccio e consegnarlo al più presto in laboratorio/ al POCT di riferimento RICHIEDIBILE IN URGENZA	B
90.66.3	0090663	0090663	EMOGLOBINA A2	3738	Emoglobina A2 (HbA2)	VIOLA corta Hb Pat SERVICE	Provetta tappo viola plasma EDTA	NIG	16	10,00		A
90.66.4	0090664	0090664	EMOGLOBINA FETALE	3737	Emoglobina fetale (HbF)	VIOLA corta Hb Pat SERVICE	Provetta tappo viola plasma EDTA	NIG	16	4,20		A
90.66.5	0090665	0090665	EMOGLOBINE ANOMALE (HBS, HBD, HBH, ECC.)	3729	Emoglobine anomale (Elettroforesi emoglobina)	VIOLA corta Hb Pat SERVICE	Provetta tappo viola plasma EDTA	NIG	16	14,75		A
90.28.1	0090281	0090281	EMOGLOBINA GLICATA (HBA1C)	3509	Emoglobina Glicata (HbA1c)	VIOLA Corta A1c/Hb	Provetta tappo viola plasma EDTA	LAB-EBA	2	12,15		A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.48.6	0090486	0090486	ANTICORPI ANTI ENDOMISIO	CN3235	Endomisio anticorpi IgA	Rosso/Giallo lunga immunità Se	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	15	12,10		A
90.62.5	0090625	0090625	EOSINOFILI: CONTEGGIO	3112	Eosinofili Periferici	VIOLA /Bianco	Provetta tappo viola/bianco plasma EDTA	SIMT	1	2,60		A
91.21.1	0091211	009121102	VIRUS EPSTEIN BARR: RICERCA ANTICORPI VCA IGG	CN3280A	Epstein Barr virus (EBV) anticorpi VCA IgG	Rosso/Giallo lunga LIA SERV	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	6	7,90		A
91.21.1	0091211.02	00912110201	VIRUS EPSTEIN BARR: RICERCA ANTICORPI VCA IGM	CN3280B	Epstein Barr virus (EBV) anticorpi VCA IgM	Rosso/Giallo lunga LIA SERV	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	6	7,90		A
91.16.6	0091166	0091166	VIRUS ECHO: TITOLAZIONE MEDIANTE I.F.	3492	S-Ab Anti Echovirus IgG	Rosso/Giallo lunga EtimaxSERV	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	8	12,65		A
90.63.1	0090631	0090631	EPARINA MEDIANTE DOSAGGIO INIBITORE FATTORE X ATTIVATO	CN3126	Eparina Mediante Dosaggio Inibitore Fattore X Attivato	AZZURRO/Nero	Provetta tappo azzurro plasma Na Citrato	NIG	6	11,60		A
90.18.5	0090185	0090185	ERITROPOIETINA	3705	Eritropoietina (EPO)	Ros/Gial GHIACCIO lunga	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero GHIACCIO	NIG	20	18,45	Mettere immediatamente il campione in ghiaccio e consegnarlo al più presto in laboratorio. N.B. Il contenitore CRIOPLAST deve essere tolto in anticipo dal freezer per evitare che la provetta risulti a contatto con la superficie ghiacciata provocando emolisi	B
90.93.3	//	R0090933	ES.COLTURALE CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI	9055Z	Esame colturale campioni biologici diversi	ES.COLTURALE	In base al materiale biologico: contenitore sterile o tampone. E' preferibile la raccolta del materiale nel contenitore sterile (+ <u>vedi note</u>)	LAB-SSG	5	6,85	Identificare il materiale. 1. Per campioni liquidi da versamento ed essudati richiedere sempre in associazione all' esame colturale anche l' esame microscopico (0090864) Raccogliere asetticamente il materiale in un contenitore sterile con tappo a vite. Se il volume del materiale è abbondante inoculare asetticamente 2 flaconi per emocoltura (Aerobio+Anaerobio) con 10 mL ciascuno. Per piccoli volumi, anche piccoli frammenti di tessuto/biopsie, utilizzare i flaconi PORT-F (da richiedere alla farmacia) 2.PUNTE CATETERI VASCOLARI: tagliare asetticamente un segmento distale di 5 cm e inviario in un contenitore sterile in laboratorio. Conservare a 2-8°C	A
90.93.3	0090933.06	009093306	ES.COLTURALE SU ESSUDATO PURULENTO (PUS)	9055D	Esame colturale su essudato purulento	ES.COLTURALE	In base al materiale biologico: contenitore sterile o tampone. E' preferibile la raccolta del materiale nel contenitore sterile (+ <u>vedi note</u>)	LAB-SSG	5	6,85	Richiedere sempre in associazione all' esame colturale anche l' esame microscopico (0090864) Raccogliere asetticamente il materiale in un contenitore sterile con tappo a vite. Se il volume del materiale è abbondante inoculare asetticamente 2 flaconi per emocoltura (Aerobio+Anaerobio) con 10 mL ciascuno. Per piccoli volumi, anche piccoli frammenti di tessuto/biopsie, utilizzare i flaconi PORT-F (da richiedere alla farmacia). Conservare a 2-8°C	A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.93.3	0090933.16	009093316	ES.COLTURALE SU LIQUIDO DA CISTI	9055G	Esame colturale su liquido da cisti	ES.COLTURALE	In base al materiale biologico: contenitore sterile o tampone. E' preferibile la raccolta del materiale nel contenitore sterile (+ <u>vedi note</u>)	LAB-SSG	5	6,85	Richiedere sempre in associazione all' esame colturale anche l' esame microscopico (0090864) Raccogliere asetticamente il materiale in un contenitore sterile con tappo a vite. Se il volume del materiale è abbondante inoculare asetticamente 2 flaconi per emocoltura (Aerobio+Anaerobio) con 10 mL ciascuno. Per piccoli volumi, anche piccoli frammenti di tessuto/biopsie, utilizzare i flaconi PORT-F (da richiedere alla farmacia). Conservare a 2-8°C	A
90.93.3	0090933.22	009093322	ES.COLTURALE SU LIQUIDO SINOVIALE	9055L	Esame colturale su liquido sinoviale	ES.COLTURALE	In base al materiale biologico: contenitore sterile o tampone. E' preferibile la raccolta del materiale nel contenitore sterile (+ <u>vedi note</u>)	LAB-SSG	5	6,85	Richiedere sempre in associazione all' esame colturale anche l' esame microscopico (0090864) Raccogliere asetticamente il materiale in un contenitore sterile con tappo a vite. Se il volume del materiale è abbondante inoculare asetticamente 2 flaconi per emocoltura (Aerobio+Anaerobio) con 10 mL ciascuno. Per piccoli volumi, anche piccoli frammenti di tessuto/biopsie, utilizzare i flaconi PORT-F (da richiedere alla farmacia). Conservare a 2-8°C	A
90.93.3	0090933.17	009093317	ES.COLTURALE SU MATERIALE BIOPTICO	9055H	Esame colturale su materiale bioptico	ES.COLTURALE	Contenitore sterile	LAB-SSG	5	6,85	Raccogliere asetticamente in un contenitore sterile. Per piccoli frammenti di tessuto/biopsie, è possibile utilizzare i flaconi PORT-F (da richiedere alla farmacia). Conservare a 2-8°C	A
90.93.3	0090933.13	009093313	ES.COLTURALE SU MATERIALE DA DRENAGGIO	9055E	Esame colturale su materiale da drenaggio	ES.COLTURALE	Contenitore sterile	LAB-SSG	5	6,85	Richiedere sempre in associazione all' esame colturale anche l' esame microscopico (0090864) Raccogliere asetticamente il materiale in un contenitore sterile con tappo a vite. Se il volume del materiale è abbondante inoculare asetticamente 2 flaconi per emocoltura (Aerobio+Anaerobio) con 10 mL ciascuno. Per piccoli volumi, anche piccoli frammenti di tessuto/biopsie, utilizzare i flaconi PORT-F (da richiedere alla farmacia). Conservare a 2-8°C	A
90.93.3	0090933.04	009093304	ESAME COLTURALE SU MATERIALE DA FISTOLA	9055C	Esame colturale su materiale da fistola	ES.COLTURALE	In base al materiale biologico: contenitore sterile o tampone. E' preferibile la raccolta del materiale nel contenitore sterile (+ <u>vedi note</u>)	LAB-SSG	5	6,85	Richiedere sempre in associazione all' esame colturale anche l' esame microscopico (0090864) Raccogliere asetticamente il materiale in un contenitore sterile con tappo a vite. . Per piccoli volumi, utilizzare i flaconi PORT-F (da richiedere alla farmacia) Conservare a 2-8°C	A
90.93.3	0090933.19	009093319	ES.COLTURALE SU MATERIALE DA TRACHEOSTOMA	9055J	Esame colturale su materiale da tracheostoma	ES.COLTURALE	In base al materiale biologico: contenitore sterile o tampone. E' preferibile la raccolta del materiale nel contenitore sterile (+ <u>vedi note</u>)	LAB-SSG	5	6,85	Richiedere sempre in associazione all' esame colturale anche l' esame microscopico (0090864) Raccogliere asetticamente il materiale in un contenitore sterile con tappo a vite. . Per piccoli volumi, utilizzare i flaconi PORT-F (da richiedere alla farmacia) Conservare a 2-8°C	A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.93.3	0090933.03	009093303	ES.COLTURALE SU MATERIALE DA ULCERA	9055B	Esame colturale su materiale da ulcera	ES.COLTURALE	In base al materiale biologico: contenitore sterile o tampone. E' preferibile la raccolta del materiale nel contenitore sterile (+ <u>vedi note</u>)	LAB-SSG	5	6,85	Richiedere sempre in associazione all' esame colturale anche l' esame microscopico (0090864) Raccogliere asetticamente il materiale in un contenitore sterile con tappo a vite. . Per piccoli volumi, utilizzare i flaconi PORT-F (da richiedere alla farmacia) Conservare a 2-8°C	A
90.93.3	0090933.18	009093318	ES.COLTURALE SU MATERIALE FERITA CHIRURGICA	9055I	Esame colturale su materiale ferita chirurgica	ES.COLTURALE	In base al materiale biologico: contenitore sterile o tampone. E' preferibile la raccolta del materiale nel contenitore sterile (+ <u>vedi note</u>)	LAB-SSG	5	6,85	Richiedere sempre in associazione all' esame colturale anche l' esame microscopico (0090864) Raccogliere asetticamente il materiale in un contenitore sterile con tappo a vite. . Per piccoli volumi, utilizzare i flaconi PORT-F (da richiedere alla farmacia) Conservare a 2-8°C	A
90.93.3	0090933.02	009093302	ESAME COLTURALE SU PIAGA DA DECUBITO	9055A	Esame colturale su piaga da decubito	ES.COLTURALE	In base al materiale biologico: contenitore sterile o tampone. E' preferibile la raccolta del materiale nel contenitore sterile (+ <u>vedi note</u>)	LAB-SSG	5	6,85	Richiedere sempre in associazione all' esame colturale anche l' esame microscopico (0090864) Raccogliere asetticamente il materiale in un contenitore sterile con tappo a vite. . Per piccoli volumi, utilizzare i flaconi PORT-F (da richiedere alla farmacia) Conservare a 2-8°C	A
90.93.3	0090933.14	009093314	ES.COLTURALE SU RACCOLTA SIERO EMATICA	9055F	Esame colturale su raccolta siero ematica	ES.COLTURALE	In base al materiale biologico: contenitore sterile o tampone. E' preferibile la raccolta del materiale nel contenitore sterile (+ <u>vedi note</u>)	LAB-SSG	5	6,85	Richiedere sempre in associazione all' esame colturale anche l' esame microscopico (0090864) Raccogliere asetticamente il materiale in un contenitore sterile con tappo a vite. . Per piccoli volumi, utilizzare i flaconi PORT-F (da richiedere alla farmacia) Conservare a 2-8°C	A
90.93.3	0090933.20	009093320	ES.COLTURALE SU SECRETO MAMMARIO	9055K	Esame colturale su secreto mammario	ES.COLTURALE	In base al materiale biologico: contenitore sterile o tampone. E' preferibile la raccolta del materiale nel contenitore sterile (+ <u>vedi note</u>)	LAB-SSG	5	6,85	Richiedere sempre in associazione all' esame colturale anche l' esame microscopico (0090864) Raccogliere asetticamente il materiale in un contenitore sterile con tappo a vite. . Per piccoli volumi, utilizzare i flaconi PORT-F (da richiedere alla farmacia) Conservare a 2-8°C	A
90.93.3	0090933.24	009093324	ES.COLTURALE SU TAMPONE AURICOLARE DX	9071A	Esame colturale su tampone auricolare destro	T. AURICOLARE DESTRO	Tampone Eswab Arancio "mini"	LAB-SSG	5	6,85		A
90.93.3	0090933.27	9093327	ES.COLTURALE SU TAMPONE AURICOLARE SX	9071B	Esame colturale su tampone auricolare sinistro	T. AURICOLARE SINISTRO	Tampone Eswab Arancio "mini"	LAB-SSG	5	6,85		A
90.93.3	0090933.23	009093323	ES.COLTURALE SU TAMPONE CONGIUNTIVALE DX	9081A	Esame colturale su tampone congiuntivale destro	T.OCULARE (destro)	Tampone Eswab Arancio "mini"	LAB-SSG	5	6,85		A
90.93.3	0090933.26	009093326	ES.COLTURALE SU TAMPONE CONGIUNTIVALE SX	9081B	Esame colturale su tamponi congiuntivale sinistro	T.OCULARE (sinistro)	Tampone Eswab Arancio "mini"	LAB-SSG	5	6,85		A
90.62.2	0090622.01	009062201	EMOCROMOCITOMETRICO (EMOCROMO+FORMULA)	31101	Esame Emocromocitometrico	VIOLA /Bianco	Provetta tappo viola/bianco plasma EDTA	SIMT	1	4,05	RICHIEDIBILE IN URGENZA	A
90.63.4	0090634.01	009063402	ESAME MICROSCOPICO DEL SANGUE PERIFERICO: MORFOLOG	3111	Esame microscopico del sangue periferico	VIOLA /Bianco	Provetta tappo viola/bianco plasma EDTA	SIMT	2	4,60		A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.86.4	0090864	0090864	BATTERI IN CAMP. BIOLOGICI DIVERSI RICERCA MICROSC. COLORAZ. ROUTINE	9160	Esame microscopico	ES.MICROSC	Non allestire vetrino ma vedi <u>nota</u>	LAB-SSG	2	2,10	Da richiedere <u>sempre</u> in associazione a esame culturale di materiale dalle basse vie respiratorie (incluso nei Profili PESP, PBRAS, PBAL), liquidi da versamento, essudati.	A
90.93.3	0090933.15	009093315	ES.COLTURALE SU ESCREATO	9031	Escreato - Esame culturale	ESCREATO COLT.	Contenitore sterile con tappo a vite	LAB-SSG	5	6,85	Richiedere sempre in associazione all'esame culturale anche l' esame microscopico (0090864) La raccolta deve essere fatta al mattino a digiuno. Effettuare una adeguata pulizia del cavo orale e gargarismi con acqua. Raccogliere nel contenitore sterile il materiale espettorato dopo colpo di tosse: l'espettorato deve provenire dalle basse vie aeree (catarro) e non deve essere saliva. Nel caso ci sia difficoltà ad espettorare si può indurre la tosse con aerosol con soluzione fisiologica (non farmaci). Non fumare per indurre la tosse.	A
90.19.2	0090192.01	009019201	ESTRADIOLO (E2)	BU3743	Estradiolo (E2)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	13,70		A
90.19.2		0090192022	ESTRADIOLO (E2) (2 DOS.SUCC)	BU3743A	Estradiolo (E2) 2°prelievo	Orm. 2S-ROSSO/GIALLO corta	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	LAB-EBA	2	13,70	Erogabile solo per i pazienti ricoverati	A
90.19.2		0090192023	ESTRADIOLO (E2) (3 DOS.SUCC)	BU3743B	Estradiolo (E2) 3°prelievo	Orm. 3S-ROSSO/GIALLO corta	Provetta con gel tappo rosso/giallo corta siero	LAB-EBA	2	13,70	Erogabile solo per i pazienti ricoverati	A
90.19.2		0090192024	ESTRADIOLO (E2) (4 DOS.SUCC)	BU3743C	Estradiolo (E2) 4°prelievo	Orm. 4S-ROSSO/GIALLO corta	Provetta con gel tappo rosso/giallo corta siero	LAB-EBA	2	13,70	Erogabile solo per i pazienti ricoverati	A
91.36.5	0091365.02	0091365B	ESTRAZIONE DNA (SOLO PROFILI)	3950	Estrazione DNA o RNA (nucleare o mitocondriale)	DA NON PRELEVARE			2	40,00	prestazione amministrativa	A
91.36.5	0091365.02	0091365C	ESTRAZIONE DNA (SOLO PROFILI)	3950B	Estrazione DNA o RNA (nucleare o mitocondriale)	DA NON PRELEVARE			2	40,00	prestazione amministrativa	A
91.36.5	0091365.02	0091365A	ESTRAZIONE DNA (SOLO PROFILI)	3950P	Estrazione DNA o RNA (nucleare o mitocondriale)	DA NON PRELEVARE			2	40,00	prestazione amministrativa	A
90.20.1	0090201	0090201	ETANOLO	3592	Etanolo	ROSSO/GIALLO corta vari	Provetta con gel tappo rosso/giallo corta siero	LAB-EBA	1	6,30	Dosaggio esclusivamente a scopo clinico RICHIEDIBILE IN URGENZA	A
90.64.2	0090642	0090642	FATTORE REUMATOIDE TEST (REUMA)	BU3432	Fattore Reumatoide (RF)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	5,80		A
90.22.1	0090221	0090221	FENITOINA	3817	Fenitoina (Dintoina, Fenilidantoina, Difenilidantoina)	Rosso/Giallo lunga SERV 1071	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	3	12,15		A
90.22.3	0090223.01	009022301	FERRITINA	BU3701	Ferritina	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	10,45		A
90.22.5	0090225	0090225	FERRO	BU3550	Ferro Totale	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	1,70		A
90.65.1	0090651	0090651	FIBRINOGENO FUNZIONALE	3122	Fibrinogeno	AZZURRO corta	Provetta tappo azzurro plasma Na Citrato	SIMT	1	3,45	RICHIEDIBILE IN URGENZA	A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.23.2	0090232	0090232	FOLATI	BU3703	Folati (Acido folico)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	9,50		A
90.23.5	0090235.01	009023501	FOSFATASI ALCALINA (ALP)	BU3558	Fosfatasi Alcalina	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	1,70		A
90.24.1	0090241	0090241	FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMA OSSEO	CN3560	Fosfatasi alcalina ossea	Rosso/Giallo lunga ORM serv	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	15	11,05		A
90.24.3	0090243.03	009024303	FOSFATO INORGANICO NELLE URINE DELLE 24 H	BU3588	Fosfato inorganico urine 24h	Urine 24 h	2 Provette urine (campione di Urine 24 h con indicata diuresi)	LAB-EBA	1	2,30	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente pulito e mantenuto al fresco. Misurare il volume, mescolare e prelevarne DUE campioni (2 provette da 10 mL). Indicare sull'etichetta la diuresi delle 24 ore.	A
90.24.5	0090245	0090245	FOSFATO INORGANICO	3548	Fosfato inorganico (Fosforo)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	1,15		A
90.24.5	0090245	0090245	FOSFORO	BU3548	Fosfato inorganico (Fosforo)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	1,15		A
90.24.3	0090243.02	009024302	FOSFATO INORGANICO NELLE URINE	BU3588A	Fosfato su campione urine	Urine 24 h	Provetta urine (Campione urine spot)	LAB-EBA	1	2,30	Campione di urine estemporaneo. Indicare sull'etichetta "spot"	A
90.27.4	0090274.01	009027401	GONADOTROPINA CORIONICA (SUBUNITA' BETA FRAZIONE LIBERA) (BHCG)	CN4002	Free Beta HCG	Rosso/Giallo lungo BITEST SERV	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	10	14,50	Solo in gravidanza e sempre associata a PAPP-A	A
90.25.1	0090251	0090251	FRUTTOSAMINA	3510	Fruttosamine	Rosso/Giallo lunga SERV 1071	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	3	4,05		A
90.23.3	0090233.01	009023301	FSH (FOLLITROPINA)	BU3741	FSH (Follitropina)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	7,35		A
90.35.2	0090352.02	R009035202	FSH CURVA	BU3741P	FSH Curva	Curva Ormoni-Giallo	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	33,75	Erogabile solo per i pazienti ricoverati (DH PEDIATRIA)	A
90.27.2	0090272	0090272	GLUCOSIO 6 FOSFATO DEIDROGENASI (G6PDH) INTRAERITROCITARIO	3142	G6PDH (Glucosio-6-Fosfato-Deidrogenasi)	VIOLA corta G6PDH	Provetta tappo viola plasma EDTA	NIG	8	9,50		A
90.26.1	0090261	0090261	GASTRINA	3736	Gastrina	Ros/Gial GHIACCIO lunga	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero GHIACCIO	NIG	20	12,10	Mettere immediatamente il campione in ghiaccio e consegnarlo al più presto in laboratorio. N.B. Il contenitore CRIOPLAST deve essere tolto in anticipo dal freezer per evitare che la provetta risulti a contatto con la superficie ghiacciata provocando emolisi.	B
90.08.3	0090083.03	00900830301	FARMACI: ANTIBIOTICI-GENTAMICINA	3844	Gentamicina	GIALL/ROSS lunga ANTIB SERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	4	7,90		A
90.08.3	0090083.03	00900830303	GENTAMICINA PICCO	3844P	Gentamicina-Picco	GIALL/ROSS lunga ANTIB SERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	4	7,90		A
90.08.3	0090083.03	00900830302	GENTAMICINA VALLE	3844V	Gentamicina-Valle	GIALL/ROSS lunga ANTIB SERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	4	7,90		A
90.25.5	0090255.01	009025501	GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (GAMMA GT)	BU3556	GGT (Gamma glutamiltrasferasi)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	1,70		A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.35.1	0090351.01	009035101	GH (SOMATOTROPINA)	3724	GH (Somatotropina)	Rosso/Giallo lunga ORM serv	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	15	11,05		A
90.49.5	0090495.02	0090495	ANTICORPI ANTI GLIADINA/GLIADINA DEAMIDATA (IGA)	CN3234A	S-Gliadina deamidata: ricerca IgA	Rosso/Giallo lunga immunità Se	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	15	12,10		A
90.49.5	0090495.03	00904953	ANTICORPI ANTI GLIADINA/GLIADINA DEAMIDATA (IGG)	CN3234B	S-Gliadina deamidata: ricerca IgG	Rosso/Giallo lunga immunità Se	Provetta con gel tappo rosso/giallo siero lunga	NIG	15	12,10		A
90.27.1	0090271.01	009027101	GLICEMIA (GLUCOSIO)	BU3501	Glucosio	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	1,70	RICHIEDIBILE IN URGENZA	A
90.27.1	0090271.01	00902710101	GLICEMIA IN NA FLUORURO	CN3501	Glucosio	GRIGIO/BIANCO Glicemia Basale	Provetta tappo grigio plasma Na Fluoruro / KOssalato	LAB-EBA	1	1,70	Prelievo effettuato presso i PTP	A
90.27.1	0090271.22	009027122	GLUCOSIO PROFILO: PRE-PRANDIALE	BU3502D	Glucosio h 11:00	Glicemia h 11:00-Grigio/Bianco	Provetta tappo grigio plasma Na Fluoruro / KOssalato	LAB-EBA	2	1,70	Fare colazione dopo il prelievo delle 8.00 (a digiuno). Eseguire il prelievo prima di pranzare. NON RICHIEDIBILE IL SABATO	A
90.27.1	0090271.23	009027123	GLUCOSIO PROFILO: POST-PRANDIALE (h 14) PRECOCE	BU3502G	Glucosio h 14:00	Glicemia h 14 - Grigio/Bianco	Provetta tappo grigio plasma Na Fluoruro / KOssalato	LAB-EBA	2	1,70	Fare colazione dopo il prelievo delle 8.00 (a digiuno). Pranzare alle 12.00. Eseguire il prelievo dopo due ore. NON RICHIEDIBILE IL SABATO	A
90.27.1	0090271.23	009027124	GLUCOSIO PROFILO: POST-PRANDIALE (H17) TARDIVO	BU3502H	Glucosio h 17:00	Glicemia h 17:00-Grigio/Bianco	Provetta tappo grigio plasma Na Fluoruro / KOssalato	LAB-EBA	2	1,70	Fare colazione dopo il prelievo delle 8.00 (a digiuno). Pranzare alle 12.00 e non mangiare fino al termine della curva, ore 17.00 NON RICHIEDIBILE IL SABATO	A
90.27.1	0090271.01	009027105	GLUCOSIO NEL LIQUIDO BIOLOGICO	SG3987	Glucosio - liquido biologico	VERDE liquidi vari	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA	1	1,70	Identificare il materiale	A
90.27.1	0090271.03	009027103	GLUCOSIO NELLE URINE 24 H	BU3520	Glucosio urine 24h	Urine 24 h	2 Provette urine (campione di Urine 24 h con indicata diuresi)	LAB-EBA	1	1,70	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente pulito e mantenuto al fresco. Misurare il volume, mescolare e prelevarne DUE campioni (2 provette da 10 mL). Indicare sull'etichetta la diuresi delle 24 ore.	A
90.27.1	0090271.02	009027102	GLUCOSIO NELLE URINE	BU3520A	Glucosio su campione urine	Urine 24 h	2 Provette urine (Campione urine spot)	LAB-EBA	1	1,70	Campione di urine estemporaneo. Indicare sull'etichetta "spot"	A
90.49.7	0090497	0090497	ANTICORPI ANTI GLUTAMMICO DECARBOSSILASI (GAD)	3739	Glutammico Decarbossilasi (GAD) anticorpi	Rosso/Giallo lunga ORM serv	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	20	13,70		A
90.65.3	0090653	0090653	GRUPPO SANGUIGNO ABO E RH (D)	PGRUP 9801	Gruppo sanguigno	CT-Viola-Grup Firma...	Provetta tappo viola plasma EDTA	SIMT	2	7,90	Obbligatoria la firma del prelevatore sull'etichetta campione	A
90.65.3	0090653	R0090654	RICHIESTA TRASFUSIONALE T&S	PTSTX 9812TX 9801TX	Gruppo sanguigno controllo trasfusione Test di coombs indiretto trasfusione	CT-Viola Firma....	Provetta tappo viola plasma EDTA	SIMT	4 ore 1ora (URG)		Obbligatoria la firma del prelevatore sull'etichetta campione Erogabile solo per i pazienti ricoverati (Prelievo e invio al SIMT)	A
90.65.3	0090653	R009065301	GRUPPO SANGUIGNO NEONATI (RICOVERI)	9801N	Gruppo sanguigno neonato	CT-T. LILLA Gruppo Neonato	Provetta tappo viola plasma EDTA	SIMT	2		Obbligatoria la firma del prelevatore sull'etichetta campione Erogabile solo per i pazienti ricoverati (Prelievo e invio al SIMT)	A
90.64.4	0090644	R009065302	GRUPPO SANGUIGNO FUNICOLO (RICOVERI)	9801NF	Gruppo sanguigno funicolo	CT-T.LILLA Grup.Funicolo	Provetta tappo viola plasma EDTA	SIMT	2		Obbligatoria la firma del prelevatore sull'etichetta campione Erogabile solo per i pazienti ricoverati (Prelievo e invio al SIMT)	A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.61.6	0090616	0090644	FENOTIPO RH	9802	Fenotipo Rh	CT-Viola Grup	Provetta tappo viola plasma EDTA	SIMT	2		Obbligatoria la firma del prelevatore sull'etichetta campione Erogabile solo per i pazienti ricoverati (Prelievo e invio al SIMT)	A
		0000000045	DETERMINAZIONE BETA-GLUCANO	CN4012	Determinazione beta-glucano	Bianco An. giallo	Provetta tappo Bianco anello giallo	NIG	6	70,00		A
90.63.2	0090632	0090616	DU VARIANTE RICERCA	9803	Ricerca variante Du	CT-Viola Grup	Provetta tappo viola plasma EDTA	SIMT	2		Obbligatoria la firma del prelevatore sull'etichetta campione Erogabile solo per i pazienti ricoverati (Prelievo e invio al SIMT)	A
90.63.2	0090632	R009063201	ALTRI ANTIGENI ERITROCITARI (MNS)	9804A	Altri Antigeni eritrocitari (MNS)	CT-Viola Grup	Provetta tappo viola plasma EDTA	SIMT	2		Obbligatoria la firma del prelevatore sull'etichetta campione Erogabile solo per i pazienti ricoverati (Prelievo e invio al SIMT)	A
90.63.2	0090632	R009063202	ALTRI ANTIGENI ERITROCITARI (KP)	9804B	Altri Antigeni eritrocitari (Kp)	CT-Viola Grup	Provetta tappo viola plasma EDTA	SIMT	2		Obbligatoria la firma del prelevatore sull'etichetta campione Erogabile solo per i pazienti ricoverati (Prelievo e invio al SIMT)	A
90.63.2	0090632	R009063203	ALTRI ANTIGENI ERITROCITARI (KIDD)	9804C	Altri Antigeni eritrocitari (KIDD)	CT-Viola Grup	Provetta tappo viola plasma EDTA	SIMT	2		Obbligatoria la firma del prelevatore sull'etichetta campione Erogabile solo per i pazienti ricoverati (Prelievo e invio al SIMT)	A
90.63.2	0090632	R009063204	ALTRI ANTIGENI ERITROCITARI (DUFFY)	9804D	Altri Antigeni eritrocitari (Duffy)	CT-Viola Grup	Provetta tappo viola plasma EDTA	SIMT	2		Obbligatoria la firma del prelevatore sull'etichetta campione Erogabile solo per i pazienti ricoverati (Prelievo e invio al SIMT)	A
90.63.2	0090632	R009063205	ALTRI ANTIGENI ERITROCITARI (LUTH)	9804E	Altri Antigeni eritrocitari (Luth)	CT-Viola Grup	Provetta tappo viola plasma EDTA	SIMT	2		Obbligatoria la firma del prelevatore sull'etichetta campione Erogabile solo per i pazienti ricoverati (Prelievo e invio al SIMT)	A
90.63.2	0090632	R009063206	ALTRI ANTIGENI ERITROCITARI (LEWIS)	9804F	Altri Antigeni eritrocitari (Lewis)	CT-Viola Grup	Provetta tappo viola plasma EDTA	SIMT	2		Obbligatoria la firma del prelevatore sull'etichetta campione Erogabile solo per i pazienti ricoverati (Prelievo e invio al SIMT)	A
		R009063207	ALTRI ANTIGENI ERITROCITARI (CW)	9804G	Altri Antigeni eritrocitari (Cw)	CT-Viola Grup	Provetta tappo viola plasma EDTA	SIMT	2		Obbligatoria la firma del prelevatore sull'etichetta campione Erogabile solo per i pazienti ricoverati (Prelievo e invio al SIMT)	A
91.17.1	0091171	0091171	VIRUS EPATITE A [HAV]: RICERCA ANTICORPI TOTALI O IGG	CN3300	HAV anticorpi IgG	Rosso/Giallo lunga epatiti SER	Provetta con gel tappo rosso/giallo siero lunga	NIG	5	10,00		A
91.17.2	0091172	0091172	VIRUS EPATITE A [HAV] ANTICORPI IGM	CN3301	HAV anticorpi IgM	Rosso/Giallo lunga epatiti SER	Provetta con gel tappo rosso/giallo siero lunga	NIG	4	11,60		A
91.17.5	0091175	0091175	VIRUS EPATITE B [HBV]: RICERCA ANTICORPI HBCAG (HBCAB)	CN3311	HBc anticorpi (HBcAb)	Rosso/Giallo lunga epatiti SER	Provetta con gel tappo rosso/giallo siero lunga	NIG	4	9,50		A
91.18.1	0091181	0091181	VIRUS EPATITE B [HBV]: RICERCA ANTICORPI IGM HBCAG (HBCAB IGM)	CN3315	HBc anticorpi IgM	Rosso/Giallo lunga epatiti SER	Provetta con gel tappo rosso/giallo siero lunga	NIG	4	10,00		A
91.18.2	0091182	0091182	VIRUS EPATITE B [HBV]: RICERCA ANTICORPI HBEAG (HBEAB)	CN3314	HBe anticorpi (HBeAb)	Rosso/Giallo lunga epatiti SER	Provetta con gel tappo rosso/giallo siero lunga	NIG	5	10,00		A
91.18.4	0091184	0091184	VIRUS EPATITE B [HBV]:RICERCA HBEAG	CN3313	HBe antigene (HBeAg)	Rosso/Giallo lunga epatiti SER	Provetta con gel tappo rosso/giallo siero lunga	NIG	4	9,50	HBeAg quantitativo sarà aggiunto alla richiesta a fronte di positività del test di screening HBeAg (CN3313A)	A
91.18.3	0091183	0091183	VIRUS EPATITE B [HBV]: RICERCA ANTICORPI HBSAG (HBSAB)	3312	HBs anticorpi (HBsAb)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	9,50		A
91.18.5	0091185	0091185	VIRUS EPATITE B [HBV]: RICERCA HBSAG	3310	HBs antigene (HBsAg)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	3	5,80		A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
91.18.6	0091185	009118501	VIRUS EPATITE B [HBV]: RICERCA HBSAG FONTE INFORTUNIO BIOLOGICO	3310F	HBs antigene (HBsAg)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	3	6,80		A
91.18.5	0091185	009118502	HBSAG DOSAGGIO QUANTITATIVO	CN3309	HBsAg Dosaggio Quantitativo	Rosso/Giallo lunga epatiti SER	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	4	5,80		A
91.17.3	0091173	0091173	VIRUS EPATITE B [HBV]: RICERCA DNA MEDIANTE IBRIDAZIONE PREVIA PCR	3318	HBV DNA quantitativo	VIOLA lunga DNAHBV SERV	Provetta tappo viola lunga plasma EDTA	NIG	9	90,78	Deve essere sempre abbinato all'esame 91.36.5 (3950P estrazione DNA/RNA).	A
91.19.5	0091195	0091195	VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI	3330	HCV anticorpi	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	3	8,95		A
91.19.5	0091195	9119501	VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI FONTE INFORTUNIO BIOLOGICO	3330F	HCV anticorpi	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	3	8,95		A
91.20.2	0091202	0091202	VIRUS EPATITE C [HCV]: TIPIZZAZIONE GENOMICA	3321	HCV RNA genotipo	VIOLA lunga RNAgenSERV	Provetta tappo viola lunga plasma EDTA	NIG	21	110,85	Deve essere sempre abbinato all'esame 91.36.5 (3950P estrazione DNA/RNA).	A
91.19.4	0091194	0091194	VIRUS EPATITE C [HCV]: ANALISI QUANTITATIVA RNA (MONITOR)	3320	HCV RNA quantitativo	VIOLA lunga RNAgenSERV	Provetta tappo viola lunga plasma EDTA	NIG	7	110,85	Deve essere sempre abbinato all'esame 91.36.5 (3950P estrazione DNA/RNA).	A
91.20.1	0091201	0091201	VIRUS EPATITE C [HCV]: TEST DI CONFERMA	3322	HCV test di conferma (Immunoblotting)	Rosso/Giallo lunga epatiti SER	Provetta con gel tappo rosso/giallo siero lunga	NIG	11	100,29		A
91.20.4	0091204	0091204	VIRUS EPATITE DELTA [HDV]: RIC. ANTICORPI IGM	3317	HDV anticorpi IgM	Rosso/Giallo lunga EtimaxSERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	13	22,70		A
91.20.3	0091203	0091203	VIRUS EPATITE DELTA [HDV]: RICERCA ANTICORPI	3316	HDV anticorpi totali	Rosso/Giallo lunga EtimaxSERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	13	12,65		A
90.55.1	0090551	0000000043	HE4 (PROTEINA 4 DELL'EPIDIDIMO UMANO)	3784	HE4 (Prot.4 dell'epididimo umano)	GIALL/ROSS lunga ANTIB SERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	11	19,00	ESEGUIBILE SOLO PER PAZIENTI RICOVERATI	A
90.94.6	0090946	0090946	HELICOBACTER PYLORI: RICERCA DIRETTA ANTIGENE NELLE FECI	CN3283	Helicobacter pylori antigeni fecali	FECI SERV Calprot/HP	Contenitore con paletta per Feci	NIG	6	29,00	FECI: raccogliere pochi grammi di feci nel contenitore per mezzo della spatola. Evitare la commistione delle feci con urina. Inviare subito in laboratorio o conservare in frigorifero da 2 a 8°C.	A
90.94.4	0090944	0090944	HELICOBACTER PYLORI: RICERCA ANTICORPI MEDIANTE E.I.A.	CN3282	Helicobacter pylori anticorpi	Rosso/Giallo lunga LIA SERV	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	12	9,25		A
91.22.1	0091221.01	009122101	HERPES VIRUS 1: RICERCA ANTICORPI IGG	3370	Herpes 1 anticorpi IgG	Rosso/Giallo lunga LIA SERV	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	6	7,90		A
91.22.1	0091221.05	009122105	HERPES VIRUS 1 E 2: RICERCA ANTICORPI IGM	3369	Herpes 1/2 anticorpi IgM	Rosso/Giallo lunga LIA SERV	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	6	7,90		A
91.22.1	0091221.02	009122102	HERPES VIRUS 2: RICERCA ANTICORPI IGG	3371	Herpes 2 anticorpi IgG	Rosso/Giallo lunga LIA SERV	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	6	7,90		A
91.22.4	0091224	0091224	VIRUS IMMUNODEFICENZA ACQUISITA [HIV 1-2]: RICERCA ANTICORPI	3340	HIV Ag/Anticorpi	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	3	8,95		A
91.22.4	0091224	9122401	VIRUS IMMUNODEFICENZA ACQUISITA [HIV 1-2]: RICERCA ANTICORPI FONTE INFORTUNIO BIOLOGICO	3340F	HIV Ag/Anticorpi	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	3	8,95		A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
91.22.5	0091225	0091225	HIV 1-2: RIC. ANTICORPI CON SAGGIO DI CONFERMA CON IMMUNOBLOTTING	CN3342	HIV immunoblotting (saggio di conferma)	Rosso/Giallo confermaHIV SERV	Provetta con gel tappo rosso/giallo siero lunga	NIG	10	122,98		A
91.22.3	0091223	0091223	VIRUS IMMUNODEFICIENZA ACQUISITA [HIV]: RIC. QUANTITATIVA RNA	3341	HIV RNA quantitativa	VIOLA lunga HIVRNA SERV	Provetta tappo viola lunga plasma EDTA	NIG	9	110,85	Deve essere sempre abbinato all'esame 91.36.5 (3950 estrazione DNA/RNA).	A
91.12.1	0091121	009112110	Virus respiratori pannello Tampone rino-faringeo	CN3263	Virus respiratori pannello Tampone rino-faringeo	Swab Tappo Rosso	UTM Tappo Rosso 1 ml mini 361C	NIG	4	100,29	Materiale:TRINF (T.rino-faringeo) per pazienti esterni	A
	VIRESP	009112110	Virus respiratori pannello Tampone rino-faringeo	CN3261	Virus respiratori pannello Tampone rino-faringeo	Swab Tappo Rosso	UTM Tappo Rosso 1 ml mini 361C	NIG	4	200,58	Materiale:TRINF (T.rino-faringeo) per pazienti interni	A
	VIRESP	009112111	Virus respiratori pannello Altri materiali	CN3262	Virus respiratori pannello	Tappo a vite rosso sterile	Tappo a vite rosso sterile	NIG	4	200,58	Selezionare materiale: ASET (Aspirato Endotracheale) ASRF (Aspirato Rino-Faringeo) BRAS (Broncoaspirato) BAL (Broncolavaggio) VARI (Materiali Vari)	A
90.78.4	0090784	009078403	ANTIGENE HLA B27	3156	HLA B27 Antigene	VIOLA corta HLA	Provetta tappo viola plasma EDTA	NIG	20	138,40	Deve essere sempre abbinato all'esame 91.36.5 (3950P estrazione DNA/RNA). NON RICHIEDIBILE IL SABATO	A
90.78.4	0090784	009078402	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-B51	3157	HLA B51 Antigene	VIOLA corta HLA	Provetta tappo viola plasma EDTA	NIG	20	138,40	Deve essere sempre abbinato all'esame 91.36.5 (3950P estrazione DNA/RNA). NON RICHIEDIBILE IL SABATO	A
90.78.4	0090784	009078401	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-B57	3154	HLA B57 Antigene	VIOLA corta HLA	Provetta tappo viola plasma EDTA	NIG	20	138,40	Deve essere sempre abbinato all'esame 91.36.5 (3950P estrazione DNA/RNA). NON RICHIEDIBILE IL SABATO	A
90.78.2	0090782	0090782	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-A	3151	HLA Locus A	VIOLA corta HLA	Provetta tappo viola plasma EDTA	NIG	20	138,40	Deve essere sempre abbinato all'esame 91.36.5 (3950P estrazione DNA/RNA). NON RICHIEDIBILE IL SABATO	A
90.78.4	0090784	0090784	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-B	3152	HLA Locus B	VIOLA corta HLA	Provetta tappo viola plasma EDTA	NIG	20	138,40	Deve essere sempre abbinato all'esame 91.36.5 (3950P estrazione DNA/RNA). NON RICHIEDIBILE IL SABATO	A
90.79.1	0090791	0090791	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-C	3153	HLA Locus C	VIOLA corta HLA	Provetta tappo viola plasma EDTA	NIG	20	138,40	Deve essere sempre abbinato all'esame 91.36.5 (3950P estrazione DNA/RNA). NON RICHIEDIBILE IL SABATO	A
91.24.9	0091249	0091249	PAPILLOMAVIRUS (HPV) ANALISI QUALITATIVA DNA	3353	HPV DNA (Papilloma Virus) qualitativo	Cobas PCR SERV	Provetta specifica con tampone di prelievo	NIG	11	68,58	Tampone cervicale eseguito mediante Abbot Cervi-Collect specimen collection kit trasporto tube	A
91.24.B	0091249	0119124B	PAPILLOMAVIRUS (HPV) TIPIZZAZIONE GENOMICA	3354	HPV DNA (Papilloma Virus) tipizzazione genomica	Cobas PCR SERV	Provetta specifica con tampone di prelievo	NIG	16	89,18	Tampone cervicale eseguito mediante Abbot Cervi-Collect specimen collection kit trasporto tube	A
90.49.2		0090492	ANTICORPI ANTIERITROCITARI IDENTIFICAZIONE	9816	Identificazione anticorpale	CT - Viola Firma.....	Provetta tappo viola plasma EDTA	SIMT	4		(In caso di Test di Coombs indiretto positivo) Obbligatoria la firma del prelevatore sull'etichetta campione	A
90.69.4	0090694.01	009069401	IMMUNOGLOBULINE IGA	BU3661	IgA (Immunoglobuline IgA)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	6,30		A
90.69.4	0090694.02	009069402	IMMUNOGLOBULINE IGG	BU3660	IgG (Immunoglobuline IgG)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	6,30		A
90.69.4	0090694.03	009069403	IMMUNOGLOBULINE IGM	BU3662	IgM (Immunoglobuline IgM)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	6,30		A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.68.4	0090684.05	009068405	IGA - SOTTOCLASSE 1	3756	IgA1 (Sottoclasse IgA1)	Rosso/Giallo lunga ORM serv	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	20	15,80		A
90.68.4	0090684.05	009068406	IGA - SOTTOCLASSE 2	3757	IgA2 (Sottoclasse IgA2)	Rosso/Giallo lunga ORM serv	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	20	15,80		A
90.40.6	0090406	0090406	SOMATOMEDINA C [IGF I]	3725	IGF1 (Somatomedina C)	Rosso/Giallo lunga ORM serv	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	15	23,75		A
90.68.4	0090684.01	009068401	IGG SOTTOCLASSE 1	3752	IgG1 (Sottoclasse IgG1)	Rosso/Giallo lunga ORM SERV	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	20	15,80		A
90.68.4	0090684.02	009068402	IGG SOTTOCLASSE 2	3753	IgG2 (Sottoclasse IgG2)	Rosso/Giallo lunga ORM SERV	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	20	15,80		A
90.68.4	0090684.03	009068403	IGG SOTTOCLASSE 3	3754	IgG3 (Sottoclasse IgG3)	Rosso/Giallo lunga ORM SERV	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	20	15,80		A
90.68.4	0090684.04	009068404	IGG SOTTOCLASSE 4	3755	IgG4 (Sottoclasse IgG4)	Rosso/Giallo lunga ORM SERV	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	20	15,80		A
90.68.3	0090683	0090683	IGE TOTALI	CN9301	IgE totali	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	9	11,60		A
90.68.1	0090681	009068101	PENICILLINA G	9440	Penicillioyl G (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068102	PENICILLINA V	9441	Penicillioyl V (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068104	AMOXICILLINA	9438	Amoxicillina (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068105	DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSIMUS	CN9305	Dermatophagoides pteronyssinus (IgE) CN	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068106	DERMATOPHAGOIDES FARINAE	CN9304	Dermatophagoides farinae (IgE) CN	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068107	ACARUS SIRO	CN9303	Acarus siro (acaro delle farine) (IgE) CN	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068110	EPITELIO DI GATTO	CN9425	Forfora di gatto (IgE) CN	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681101	CILIEGIA	9351	Ciliegia (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681102	MELONE	9374	Melone (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681103	NOCE BRASILIANA	9379	Noce brasiliana (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681104	PRUGNA	9398	Prugna (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681105	FINOCCHIO FRESCO	9355	Finocchio (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681106	LATTUGA	9367	Lattuga (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681108	SEMI DI SESAMO	9403	Semi di sesamo (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681109	FAGIOLI BIANCHI	9354	Fagioli bianchi (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681110	SEMI DI SOIA	CN9404	Semi di soia (IgE) CN	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681111	GRANCHIO COMUNE	9361	Granchio comune (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681112	FORMAGGIO DOLCE	9356	Formaggio dolce (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681113	LIEVITO	9369	Lievito di birra (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.68.1	0090681	0090681114	ASCARIS	9473	Ascaris (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681115	VESPA CRABRO	9455	Calabrone o vespa crabro (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681116	SALICE	CN9320	Salix caprea (salice) (IgE) CN	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681117	CASTAGNA	9346	Castagna (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681118	NOCE	9377	Noce (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681119	MELANZANA	9373	Melanzana (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068112	FORFORA DI CAVALLO	9424	Forfora di cavallo (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681120	ASSENZIO MAGGIORE	9429	Artemisia absinthium (assenzio) (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681121	PENICILLUM NOTATUM	9471	Penicillium notatum (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681122	GLYCYPHAGUS DOMESTICUS (ACARO SPORTIVO) (IGE)	9306	Glycyphagus domesticus (acaro sportivo) (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681123	ANACARDI (IGE)	9325	Anacardi (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681124	ANANAS (IGE)	9326	Ananas (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681125	ANGURIA (f329)	9327	Anguria (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681127	BASILICO (IGE)	9334	Basilico (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681132	CECI (IGE)	9349	Ceci (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681134	FORMAGGIO FERMENTATO (IGE)	9357	Formaggio fermentato (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681135	GRANO SARACENO (IGE)	9363	Grano saraceno (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681138	MANDARINO (IGE)	9371	Mandarino (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068114	FORFORA DI CANE	CN9423	Forfora di cane (IgE) CN	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681140	NOCE AMERICANA (IGE)	9378	Noce americana (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681141	ORIGANO (IGE)	9380	Origano (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681142	OVALBUMINA (IGE)	9382	Gal d2 Ovoalbumina (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681143	OVOMUCCIDO (IGE)	9383	Gal d1 Ovomucchio (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681147	PEPE VERDE (IGE)	9388	Pepe verde (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681148	PINOLI (IGE)	9392	Pinoli (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681149	PISTACCHIO (IGE)	9394	Pistacchio (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068115	EPITELIO DI CAVIA	9415	Epitelio di porcellino d'India (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681150	POLPO (IGE)	9395	Polpo (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681151	SENAPE (f89)	9405	Senape (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681152	SOGLIOLA (IGE)	9406	Sogliola (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681153	SPINACI (IGE)	9407	Spinaci (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681154	TROPOMIOSINA PEN A1 (RICOMBINANTE) (IGE)	9409	Tropomiosina pen a1 (ricombinante) (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.68.1	0090681	0090681155	UVA (f259)	9412	Uva (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681165	BLATELLA GERMANICA (SCARAFAGGIO) (IGE)	9454	Blatella germanica (scarafaggio) (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681167	SOLENOPSIS INVICTA (FORMICA) (IGE)	9457	Solenopsis invicta (formica) (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068117	EPITELIO DI CONIGLIO	9417	Epitelio di coniglio (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681170	ASPERGILLUS FUMIGATUS M218 F1 (RICOMBINANTE)	9462	Aspergillus fumigatus f1 (ricombinante) (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681171	ASPERGILLUS FUMIGATUS m221 F4 (RICOMBINANTE)	9463	Aspergillus fumigatus f4 (ricombinante) (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681172	ASPERGILLUS FUMIGATUS m222 F6 (RICOMBINANTE)	9464	Aspergillus f. f6 (ricomb.) (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681177	ANISAKIS (IGE)	9472	Anisakis (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068118	EPITELIO DI HAMSTER	9418	Epitelio di criceto o Hamster (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681182	OSSIDO DI ETILENE (k78)	9479	Ossido di etilene (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681183	PROFILINA LATTICE k221 HEVB8 (RICOMBINANTE)	9480	Profilina hev8 (ricombinante) (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681184	DOLICHOVESPULA ARENARIA (CALABRONE GIALLO) (IGE)	9482	Dolichovespula arenaria (calabrone giallo) (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681186	VESPULA SPECIES (GIALLONE) (IGE)	9485	Vespula species (giallone) (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068119	ALBUME	CN9336	Bianco d'uovo (IgE) CN	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	0090681190	CN-PHRAGMITES COMMUNIS (CANNA DI PALUDE) (IGE)	CN9450	Phragmites communis (canna di palude) (IgE) CN	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068120	PISELLO	CN9393	Piselli (IgE) CN	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068121	ARACHIDE	CN9328	Arachide (IgE) CN	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068123	NOCCIOLA	9376	Nocciole (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068124	LATTE INTERO	CN9366	Latte (IgE) CN	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068125	MANDORLA	CN9486	Mandoria (IgE) CN	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068126	TROTA	9410	Trota (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068127	CONIGLIO	9340	Carne di coniglio (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068128	GAMBERI	9359	Gambero (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068129	POMODORO	9396	Pomodoro (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068131	MAIALE	9341	Carne di maiale (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068132	BUE	9339	Carne di bue (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068133	TACCHINO	9343	Carne di tacchino (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068134	MERLUZZO	CN9391	Pesce (merluzzo) (IgE) CN	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068135	CAROTA	9344	Carote (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068136	ARANCIA	9330	Arance (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068137	PATATA	9386	Patata (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068138	MITILI	9353	Cozze o mitili (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.68.1	0090681	009068139	GRANO (TRITICUM AESTIVUM)	CN9362	Grano (IgE) CN	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068140	TONNO	9408	Tonno (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068141	SALMONE	9400	Salmone (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068142	FRAGOLA	9358	Fragole (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068143	AGLIO	9322	Aglio (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068144	CIPOLLA	9352	Cipolla (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068145	MELA	9372	Mela (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068146	SEGALE ALIMENTI	9402	Segale (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068147	ORZO	9381	Orzo (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068148	AVENA	9332	Avena (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068149	TUORLO	CN9411	Tuorlo (IgE) CN	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068150	ALFA-LATTOALBUMINA (f78 - nBos d4)	9324	Alfa-lattoalbumina (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068151	BETA-LATTOGLOBULINA (f77 - nBos d5)	9335	Beta-lattoglobulina (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068152	CASEINA (f78 - nBos d8)	9345	Caseina (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068153	GLUTINE	9360	Glutine (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068154	GRANOTURCO (ZEA MAYS)	9364	Granoturco (mais) (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068155	ARAGOSTA (f304)	9329	Aragosta (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068156	POLLO	9342	Carne di pollo (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068157	KIWI	9365	Kiwi (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068158	SEDANO	9401	Sedano (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068159	PREZZEMOLO	9397	Prezzemolo (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068160	RISO INTEGRALE	CN9399	Riso integrale (IgE) CN	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068161	BANANA	9333	Banana (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068162	CACAO	CN9492	Cacao (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068163	PERA	9389	Pera (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068164	PESCA	9390	Pesca (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068166	SEGALE INALENTI	CN9452	Secale cereale (segale) (IgE) CN	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068167	BAMBAGIONA (HOLCUS LANATUS)	CN9447	Holcus lanatus (bambagiona) (IgE) CN	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068168	ERBA CANINA	CN9444	Cynodon dactylon (erba canina) (IgE) CN	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068169	ERBA MAZZOLINA (DACTYLIS GLOMERATA)	CN9445	Dactylis glomerata (erba mazzolina) (IgE) CN	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068170	LOGLIERELLA (LOLIUM MULTIFLORUM)	CN9448	Lolium perenne (loglierella) (IgE) CN	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068171	CODA DI TOPO O CODOLINA (PHLEUM PRATENSE)	CN9449	Phleum pratense (coda di topo o codolina) (IgE) CN	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Tras porto
90.68.1	0090681	009068172	GRAMIGNA DEI PRATI (POA PRATENSIS)	CN9451	Poa pratensis (gramigna dei prati) (IgE) CN	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068173	APE	9481	Apis mellifera (ape) (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068174	VESPA	9484	Polistes species (vespa) (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068175	ZANZARA	9453	Aedes communis (zanzara comune) (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068176	LATTICE	CN9478	Lattice (IgE) CN	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068177	CLADOSPORIUM HERBARUM	CN9466	Cladosporium herbarum (IgE) CN	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068178	ASPERGILLUS FUMIGATUS	CN9461	Aspergillus fumigatus (IgE) CN	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068179	CANDIDA ALBICANS	9465	Candida albicans (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068180	ALTERNARIA TENUIS	CN9459	Alternaria alternata (IgE) CN	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068182	PLATANO ACERIFOLIA (PLATANUS)	9317	Platanus acerifolia (platano) (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068183	PIOPPO (POPULUS DELTOIDES)	CN9318	Populus deltoides (pioppo) (IgE) CN	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068184	ONTANO BIANCO (ALNUS GLUTINOSA)	9310	Alnus incana (ontano bianco) (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068185	CIPRESSO	9313	Cupressus sempervirens (cipresso) (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068186	BETULLA VERRUCOSA (BETULLA)	CN9311	Betulla verrucosa (betulla) (IgE) CN	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068187	NOCCIOLIO (CORYLUS AVELLANA)	CN9312	Corylus avellana (nocciole) (IgE) CN	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068188	FAGGIO AMERICANO (FAGUS SYLVATICA)	CN9314	Fagus grandifolia (faggio americano) (IgE) CN	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068189	QUERCIA BIANCA	CN9319	Quercus alba (quercia bianca) (IgE) CN	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068191	OLIVO (OLEA EUROPAEA)	CN9316	Olea europea (olivo) (IgE) CN	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068192	AMBROSIA ELATIOR	CN9428	Ambrosia elatior (ambrosia) (IgE) CN	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068193	ERBA VETRIOLA (PARIETARIA OFFICINALIS)	CN9434	Parietaria officinalis (erba vetriola) (IgE) CN	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068194	PARIETARIA JUDAICA	CN9433	Parietaria judaica (erba dei muri) (IgE) CN	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068196	ASSENZIO SELVATICO (ARTEMISIA VULGARIS)	CN9430	Artemisia vulgaris (IgE) CN	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068198	PLANTAGO LANCEOLATA	CN9435	Plantago lanceolata (lanciuola) (IgE) CN	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068199	ALBICOCCA	9323	Albicocca (IgE)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068208	T 215 BET V 1 (PR-10)	CN9497	S-Betulla r Bet v 1 (PR-10)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068209	T 216 BET V 2 (PROFILINA)	CN9498	S-Betulla Bet v 2 (profilina)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068210	T 220 BET V 4 (CABP)	CN9499A	S-Betulla r Bet v 4 (CaBP)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068211	G 205 PHI P1	CN9500	S-Paleo dei prati r Phi p1	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068212	G 210 PHI P10(CABP)	CN9501	S-Paleo dei prati r Phi p5b	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068215	F 416 TRI A 19 OMEGA 5GLIADIN	CN9504	S-GranoTri a 19 Omega 5gliadin	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068216	F 433 TRI A14 (LPT)	CN9505	S-Grano r Tri a14 (LPT)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068217	F 419 PRU P1 (PR-10)	CN9506	S-Pesca r Pru p1 (PR-10)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.68.1	0090681	009068218	F 420 PRU P3 (LPT)	CN9507	S-Pesca r Pru p3 (LPT)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068219	F 421 PRU P4 (PROFILINA)	CN9508	S-Pesca r Pru p4 (profilina)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068220	F 422 ARA H1	CN9509	S-Arachide r Ara h1	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068221	F 423 ARA H2	CN9510	S-Arachide r Ara h2	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068222	F 424 ARA H3	CN9511	S-Arachide r Ara h3	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068223	F 425 COR A8 (LPT)	CN9512	S-Nocciola a Cor a8 (LPT)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068224	F 428 COR A1(PR-10)	CN9513	S-Nocciola a Cor a1 (PR-10)	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068225	F 440 COR A9	CN9514	S-Nocciola r Cor a9	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068228	F427 RARA H 9 LTP PEANUT	CN9517	S-Arachide rAra h 9 LTP, Peanut	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068229	F439 RCOR A 14 HAZELNUT	CN9518	S-Nocciola rCor a14 Hazelnut	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068230	F443 RANA O 3 CASHEW NUT	CN9519	S-Anacardio rAna O 3 Cashewnut	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068231	F441 RJUG R 1 WALNUT	CN9520	S-Noce rJug r 1, Walnut	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.68.1	0090681	009068232	F442 RJUG R 3 WALNUT	CN9521	S-Noce rJug r 3, Walnut	Rosso/Giallo lunga RAST	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	11	8,95		A
90.69.1	0090691	0090691	IMMUNOCOMPLESSI CIRCOLANTI	3745	Immunocomplessi circolanti (CIC)	Rosso/Giallo lunga ORM SERV	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	20	8,40		A
90.61.2	0090612	0090612	CRIOGLOBULINE TIPIZZAZIONE	3657	Immunofissazione Crioglobuline	ORO/NERO a 37°	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero PRELIEVO A CALDO	LAB-EBA	16	12,10	Inviare 2 provette. I campioni devono essere mantenuti al caldo subito dopo il prelievo e durante il trasporto al laboratorio dove vengono posti immediatamente nel termostato a 37° . NON RICHIEDIBILE IL SABATO	C
90.69.2	0090692	0090692	IMMUNOFISSAZIONE	3656	Immunofissazione siero (Tipizz.CM, Immunolettroforesi, IFE)	ROSSO/GIALLO corta CM	Provetta con gel tappo rugginecorta siero	LAB-EBA	7	30,60		A
90.69.2	0090692.01	009069201	IMMUNOFISSAZIONE NELLE URINE (BENCE JONES)	3659	Immunofissazione urine (Proteina di Bence Jones)	URINE sett.EF	Provetta urine	LAB-EBA	7	30,60	Si esegue su un campione delle urine del mattino	A
90.29.1	0090291.01	009029101	INSULINA	BU3730	Insulina	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	10,00		A
90.29.1	0090291.18	009029118	INSULINA PROFILO: PRE-PRANDIALE	BU3795	Insulina (pre prandiale) BU	Ins. h11- Rosso/Giallo	Provetta con gel tappo rosso/giallo corta siero	LAB-EBA	2	10,00	Effettuare prelievo in concomitanza col prelievo post-prandiale precoce del glucosio. NON RICHIEDIBILE IL SABATO	A
90.29.1	0090291.19	009029119	INSULINA PROFILO: POST-PRANDIALE PRECOCE	BU3731	Insulina ore 14:00	ROSSO/GIALLO corta Ins14	Provetta con gel tappo rosso/giallo corta siero	LAB-EBA	2	10,00	Effettuare prelievo in concomitanza col prelievo post-prandiale precoce del glucosio. NON RICHIEDIBILE IL SABATO	A
90.29.1	0090291.19	009029120	INSULINA PROFILO: POST-PRANDIALE TARDIVO	BU3794	Insulina ore 17:00	ROSSO/GIALLO corta Ins17	Provetta con gel tappo rosso/giallo corta siero	LAB-EBA	2	10,00	Effettuare prelievo in concomitanza col prelievo post-prandiale tardivo del glucosio. NON RICHIEDIBILE IL SABATO	A
90.28.5	0090285	0090285	INSULINA CURVA DA CARICO CON 5 DETERMINAZIONI	BU3732	Insulina Curva da OGTT (3 punti)	Ins. Curva-ROSSO/GIALLO corta 3 etichette: Basale - Dopo 60' - Dopo 120'	3 Provette con gel tappo rosso/giallo corta siero	LAB-EBA	2	31,65	Effettuare prelievo in concomitanza col prelievo della curva da carico del glucosio. NON RICHIEDIBILE IL SABATO	A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.28.5	0090285	90702	INTERLEUCHINA E ALTRE CITOCHINE	3442	Interleuchina-6 (IL-6)	Interleuchina6-Giallo LUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	20,05		A
90.20.A	009020A.02	009020A01	LAMOTRIGINA (LAMICTAL)	3825	Lamotrigina (Lamictal)	ROSA Farmaci2 SERV	Provetta tappo rosa corta siero	NIG	6	15,05		A
90.29.2	0090292	009029201	LDH NEL LIQUIDO BIOLOGICO	SG3989	LDH - liquido biologico	VERDE liquidi vari	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA	1	1,70	Identificare il materiale	A
90.29.2	0090292	0090292	LATTATO DEIDROGENASI (LDH)	BU3563	LDH (Lattato Deidrogenasi)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	1,70	RICHIEDIBILE IN URGENZA	A
90.95.3	0090953	0090953	LEGIONELLE: TITOLAZIONE ANTICORPI MEDIANTE I.F.	CN3278	Legionella anticorpi	Rosso/Giallo lunga EtimaxSERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	12	19,00	Possibilit� di eseguire l'esame anche su BAL	A
90.95.6	0090956	0090956	LEGIONELLE: RICERCA ANTIGENE NELLE URINE	9191	Legionella antigeni urinari	LEGIO/STR.PNE URINE	Provetta urine	LAB-SSG LAB-EBA	2	26,35	RICHIEDIBILE IN URGENZA	A
90.96.1	0090961	0090961	LEISHMANIA ANTICORPI	3488	Ab Anti Leishmania	Rosso/Giallo lunga EtimaxSERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	10	11,05		A
90.20.6	0090206.03	009020A03	S-LEVETIRACEPAM (KEPRA)	3819	Levetiracetam (Keppra)	ROSA Farmaci2 SERV	Provetta tappo rosa corta siero	NIG	6	29,00		A
90.20.6	0090206.03	009020603	LACOSAMIDE	CN3819	Lacosamide	viola lunga EDTA Besta	Provetta tappo viola lunga EDTA Besta	BESTA	6	29,00		A
90.32.3	0090323.01	009032301	LH (LUTEOTROPINA)	BU3742	LH (Luteotropina)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	10,55		A
90.32.3	0090323.01	0090323011	LH (LUTEOTROPINA) 2 DOS. SUCC.	BU3742A	Luteotropina (LH) 2S	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	10,55		A
90.32.3	0090323.01	0090323012	LH (LUTEOTROPINA) 3 DOS. SUCC.	BU3742B	Luteotropina (LH) 3'prelievo	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	10,55		A
90.32.3	0090323.01	0090323013	LH (LUTEOTROPINA) 4 DOS. SUCC.	BU3742C	Luteotropina (LH) 4S	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	10,55		A
90.35.2	0090352.03	R009035203	LH CURVA	BU3742P	LH (Luteotropina) Curva	Curva Ormoni-Giallo	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	33,75	Erogabile solo per i pazienti ricoverati (DH PEDIATRIA)	A
90.30.2	0090302	0090302	LIPASI	BU3565	Lipasi	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	4,05		A
90.30.4	0090304.02	009030402	LIQUIDO ASCITICO ES.CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO	3533	Liquidi biologici Esame Chimico-Fisico e Microscopico	VERDE liquidi vari	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA	1	4,20	Identificare il materiale	A
90.30.4	0090304.02	009030405	LIQUIDO PERITONIALE ES. CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO	3533	Liquidi biologici Esame Chimico-Fisico e Microscopico	VERDE liquidi vari	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA	2	4,20	Identificare il materiale	A
90.30.4	0090304.03	009030403	LIQUIDO PLEURICO ES.CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO	3533	Liquidi biologici Esame Chimico-Fisico e Microscopico	VERDE liquidi vari	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA	2	4,20	Identificare il materiale	A
90.32.1	0090321	0090321	LIQUIDO SINOVIALE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOP	3533	Liquidi biologici Esame Chimico-Fisico e Microscopico	VERDE liquidi vari	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA	2	2,60	Identificare il materiale	A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.30.4	0090304.04	009030404	LIQUIDO VERSAMENTO ES.CHIMICO FISICO E MICROSCOPIC	3533	Liquidi biologici Esame Chimico-Fisico e Microscopico	VERDE liquidi vari	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA	2	4,20	Identificare il materiale	A
90.70.4	0090704	0090704001	LIQUIDO BIOLOGICO CITOMETRIA	3534	Liquido Biologico Citometria	VIOLA liquidi vari	Provetta tappo viola EDTA	LAB-EBA	2	4,75	Identificare il materiale	A
90.05.1	0090051.01	009005105	ALBUMINA NEL LIQUIDO BIOLOGICO	SG3985	Liquido Biologico - Albumina	VERDE liquidi vari	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA	1	2,90	Identificare il materiale	A
90.06.4	0090064.01	009006404	AMILASI NEL LIQUIDO BIOLOGICO	SG3984	Liquido Biologico - Amilasi	VERDE liquidi vari	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA	1	2,90	Identificare il materiale	A
90.10.4	0090104	009010401	BILIRUBINA NEL LIQUIDO BIOLOGICO	SG3983	Liquido Biologico - Bilirubina totale	VERDE liquidi vari	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA	1	1,70	Identificare il materiale	A
90.16.3	00901630101	00901630101	CREATININA SU LIQUIDI BIOLOGICI	SG3990	Liquido Biologico - Creatinina	VERDE liquidi vari	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA	1	1,70	Identificare il materiale	A
90.27.1	0090271.01	009027105	GLUCOSIO NEL LIQUIDO BIOLOGICO	SG3987	Liquido Biologico - Glucosio	VERDE liquidi vari	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA	1	1,70	Identificare il materiale	A
90.29.2	0090292	009029201	LDH NEL LIQUIDO BIOLOGICO	SG3989	Liquido Biologico - LDH	VERDE liquidi vari	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA	1	1,70	Identificare il materiale	A
90.38.5	0090385.01	009038505	PROTEINE TOTALI NEL LIQUIDO BIOLOGICO	SG3986	Liquido Biologico - Proteine totali	VERDE liquidi vari	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA	1	1,70	Identificare il materiale	A
90.43.2	0090432	009043201	TRIGLICERIDI NEL LIQUIDO BIOLOGICO	SG3988	Liquido Biologico - Trigliceridi	VERDE liquidi vari	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA	1	1,70	Identificare il materiale	A
90.30.4, 90.27.1, 90.38.5	0090304.01, 0090271.04, 0090385.04	LIQ. CEFALORACHIDIANO (PROFILO) comprende: 009030401- 00902710401- 00903850401	PLIQUOR LIQUOR ES.CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO, GLUCOSIO NEL LIQUIDO CEFALORACHIDIANO, PROTEINE NEL LIQUIDO CEFALORACHIDIANO	PLIQUOR 3600 3601 3602	Liquido cefalorachidiano - Es.chimicofisico PROFILO : PLIQUOR (comprende Es.chimico-fisico + Glicorrachia + Proteine tot.)	FALCON sterile	Provetta Falcon sterile	LAB-EBA	2	7,60	RICHIEDIBILE IN URGENZA Richiedere sempre in associazione Es.chimico-fisico + Glicorrachia + Proteine tot. (profilo PLIQUOR)	A
90.93.3 90.86.4	0090933 0090864	LIQ. CEFALORACHIDIANO ES.COLTURALE (PROFILO) comprende: R00909331 R00908641	PLICOLT ES.COLTURALE SU LIQUOR CEFALORACHIDIANO (RICOVERI)	PLICOLT 9195 9196	Liquido cefalorachidiano - Es.colturale PROFILO : PLICOLT (comprende Es.colturale + es.microscopico liquor)	FALCON sterile	Provetta Falcon sterile	LAB-SSG NIG	4	8,95	RICHIEDIBILE IN URGENZA Richiedere sempre in associazione l'esame colturale e microscopico (profilo PLICOLT)	A
90.38.4	0090384.02	009038404	BANDE OLIGOCLONALI LIQUOR	3603	Liquor-Bande oligoclonali	FALCON per BESTA	Provetta Falcon sterile	BESTA	8	5,20	<u>Richiedere sempre in associazione</u> <u>Bande oligoclonali Siero</u> (profilo (PBOLI))	A
90.38.4	0090384.02	009038405	BANDE OLIGOCLONALI SIERO	3604	Siero-Bande oligoclonali	GIALLO Bande oligoclonali	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	BESTA	8	5,20		A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
		009038404 009038405		LINK 3598 3599 3515L 3660L	LIQUOR INDICE DI LINK (richiedere Albumina e Immunoglobuline G nel liquor e nel siero)	FALCON per Besta + GIALLO per BESTA	Provetta Falcon sterile + Provetta con gel tappo giallo lunga siero	BESTA				A
90.05.1	0090051.01	009005104	ALBUMINA NEL LIQUOR	3598	Liquor-Albumina	FALCON per BESTA	Provetta Falcon sterile	BESTA	5	2,90		A
90.69.4	0090694.02	009069404	IMMUNOGLOBULINE IGG NEL LIQUOR	3599	Liquor-Immunoglobuline IgG	FALCON per BESTA	Provetta Falcon sterile	BESTA	5	6,30		A
90.05.1	0090051.01	009005106	ALBUMINA (LINK INDEX)	3515L	Albumina-Link	GIALLO per BESTA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	BESTA	5	2,90		A
90.69.4	0090694.02	00906940201	IMMUNOGLOBULINE IGG (LINK INDEX)	3660L	Immunoglobuline IgG-Link	GIALLO per BESTA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	BESTA	5	6,30		A
90.93.4	0090934.04 0090864 0091035.03	LIQUIDO SEMINALE ES.COLTURALE (PROFILO) comprende: 009093404 0090864 009103503	LIQUIDO SEMINALE ES.COLTURALE (PROFILO)	PSEM 9151 9160 9118	Liquido seminale - Esame colturale (comprende: PROFILO : PSEM Liquido seminale esame colturale + Es.microscopico L.seminale + Neisseria gonorrhoeae nel liquido seminale)	LIQ.SEM.COLTURALE E Liquido seminale - ES.MICROSC Liquido seminale	2 Contenitori sterili con tappo a vite (vedi nota)	LAB-SSG	5	6,30	Prima di raccogliere il campione lavare le mani e i genitali esterni con acqua e sapone (non disinfettanti). Raccogliere, nel primo contenitore sterile, il primo getto di urina (è sufficiente raccogliere un po' di urina, non riempire il contenitore). Svuotare la vescica eliminando l'urina. Raccogliere poi il liquido seminale mediante masturbazione e direttamente nel secondo contenitore sterile.	A
90.32.2	0090322	0090322	LITIO	BU3820	Litio	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	4,20	RICHIEDIBILE IN URGENZA	A
91.02.7	0091027.01	0091027	MICOBATTERI - RICERCA DIRETTA IN MATERIALI BIOLOGICI VARI (PCR)	9184	M.tuberculosis complex - Ricerca con PCR	BK 1 / PCRTbc	Contenitore sterile	NIG	5	86,03	Specificare il materiale.	A
90.38.4		009038201	MACROPROLATTINA	3779	Macroprolattina	Rosso/Giallo Macroprolattina SERV	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	6	5,20		A
90.32.5	0090325.01	009032501	MAGNESIO TOTALE	BU3549	Magnesio	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	2,30		A
90.32.5	0090325.03	009032503	MAGNESIO TOTALE NELLE URINE 24 H	BU3589	Magnesio urine 24h	Urine 24 h	2 Provette urine (campione di Urine 24 h con indicata diuresi)	LAB-EBA	1	2,30	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente pulito e mantenuto al fresco. Misurare il volume, mescolare e prelevarne DUE campioni (2 provette da 10 mL). Indicare sull'etichetta la diuresi delle 24 ore.	A
90.32.5	0090325.02	009032502	MAGNESIO TOTALE NELLE URINE	BU3589A	Magnesio su campione urine	Urine 24 h	Provetta urine (Campione urine spot)	LAB-EBA	1	2,30	Campione di urine estemporaneo. Indicare sull'etichetta "spot"	A
91.05.5 91.05.6	0091056 0091055	MALARIA (PROFILO) comprende: 0091055 0091056	MALARIA (PROFILO)	PMAL 3291 3292	Malaria (comprende: ricerca microscopica plasmodi + ricerca antigeni plasmodi)	VIOLA corta MALARIA	Provetta tappo viola plasma EDTA	NIG	2	18,55	RICHIEDIBILE IN URGENZA Richiedere sempre in associazione la ricerca microscopica 0091055 e la ricerca antigeni 0091056	A
90.71.1	0090711	0090711	METAEMOGLOBINA INTRAERITROCITARIA	3518	Metaemoglobina sangue venoso	SIRINGA eparinata MetaHb	Siringa eparinata GHIACCIO (per i Centri Prelievi prelevare in provetta tappo verde plasma litio-eparina)	LAB-EBA	1	3,15	Mettere immediatamente il campione in acqua e ghiaccio e consegnarlo al più presto in laboratorio/ al POCT di riferimento	B

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.04.3	0090043	009004301	METANEFURINE URINARIE	3776	Metanefrine urinarie	URINE 24 h ACIDO URINE 24 h SERVchc	2 Provette urine (campione di Urine 24 h con ACIDO con indicata diuresi)	NIG	20	23,75	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente contenente 10 mL di acido cloridrico 6N (fornito dal laboratorio). Mantenere al buio. Misurare, mescolare e prelevare 2 campioni (10 mL). Indicare la diuresi delle 24 ore.	A
90.20.5	0090205.02	009020502	FARMACI: ANTITUMORALI-METOTRESSATO	3845	Methotrexate	GIALL/ROSS lunga ANTIB SERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	2	10,00		A
90.98.4	0090984.01	009098401	ESAME MICROLOGICO SU CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI	9155	Miceti - Esame culturale	MICETI culturale/ident.	Vedi nota	LAB-SSG	5	3,70		A
90.97.4	0090974	0090974	MICETI : IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA	9156	Miceti identificazione da coltura	MICETI culturale/ident.	Vedi nota	LAB-SSG	5	12,75	Si esegue su coltura miceti in piastra (Ambulatorio dermatologia)	A
91.02.4 91.02.3 91.01.8	0091024.01 0091023.01 0091018.01	PBK1 comprende: 009102401 009102301 00910181	1.MICOBATTERI: RICERCA MICROSCOPICA IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI 2.MICOBATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI: ESAME COLTURALE 3.MICOBATTERI COLTURA SU TERRENO LIQUIDO I CAMPIONE	PBK1 9171 9181 9185	Micobatteri (Ricerca BK) PROFILO : PBK1 Micobatteri - Esame microscopico (I) Micobatteri - Esame culturale (I) Micobatteri - Esame culturale (I) su terreno liquido	BK1	Contenitore sterile	NIG	62	31,55	Specificare il materiale. Se urine: volume minimo 50 mL L'esame culturale dura 60 giorni prima di poter essere referato negativo. NON RICHIEDIBILE IL SABATO	A
91.02.4 91.02.3 91.01.8	0091024.01 0091023.01 0091018.02	PBK2 comprende: 0091024011 0091023011 00910182	1.MICOBATTERI: RICERCA MICROSCOPICA IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI 2.MICOBATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI: ESAME COLTURALE II CAMPIONE 3.MICOBATTERI COLTURA SU TERRENO LIQUIDO II CAMPIONE	PBK2 9172 9182 9186	Micobatteri (Ricerca BK) PROFILO : PBK2 Micobatteri - Esame microscopico (II) Micobatteri - Esame culturale (II) Micobatteri - Esame culturale (II) su terreno liquido	BK2	Contenitore sterile	NIG	62	31,55	Specificare il materiale. Se urine: volume minimo 50 mL L'esame culturale dura 60 giorni prima di poter essere referato negativo. NON RICHIEDIBILE IL SABATO	A
91.02.4 91.02.3 91.01.8	0091024.01 0091023.01 0091018	PBK3 comprende: 0091024012 0091023012 00910183	1.MICOBATTERI: RICERCA MICROSCOPICA IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI 2.MICOBATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI: ESAME COLTURALE III CAMPIONE 3.MICOBATTERI COLTURA SU TERRENO LIQUIDO III CAMPIONE	PBK3 9173 9183 9187	Micobatteri (Ricerca BK) PROFILO : PBK3 Micobatteri - Esame microscopico (II) Micobatteri - Esame culturale (II) Micobatteri - Esame culturale (II) su terreno liquido	BK3	Contenitore sterile	NIG	62	31,55	Specificare il materiale. Se urine: volume minimo 50 mL L'esame culturale dura 60 giorni prima di poter essere referato negativo. NON RICHIEDIBILE IL SABATO	A
90.33.4	0090334.02	009033402	MICROALBUMINURIA NELLE URINE	BU3670	Microalbuminuria	Microlbuminuria	Provetta urine	LAB-EBA	2	5,20	Si esegue su un campione delle urine del mattino	A
90.33.4 90.16.3	0090334.02 0090163.02	009033402 009016302	MICROALBUMINURIA NELLE URINE CREATININA NELLE URINE	BU3670 BU3581	rapporto Albumina/Creatinina	Microlbuminuria	Provetta urine	LAB-EBA	2		Si esegue su un campione delle urine del mattino. Il rapporto viene referato automaticamente se nella richiesta vengono richiesti contemporaneamente i DUE test	A
90.33.5	0090335.01	009033501	MIOGLOBINA	3802	Mioglobina	Rosso/Giallo lunga SERV 1071	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	2	8,70		A
91.21.4	0091214	0091214	VIRUS EPSTEIN BARR: MONOTEST	CN3487	Monotest	Rosso/Giallo lunga varie SERV	Provetta con gel tappo rosso/giallo siero lunga	NIG	4	8,95		A
91.24.3	0091243	0091243	VIRUS MORBILLO: RICERCA ANTICORPI IGG	3381	Morbillo anticorpi IgG	Rosso/Giallo lunga LIA SERV	Provetta con gel tappo rosso/giallo siero lunga	NIG	8	7,90		A
91.24.3	0091243.01	009124301	VIRUS MORBILLO: RICERCA ANTICORPI IGM	3382	Morbillo anticorpi IgM	Rosso/Giallo lunga LIA SERV	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	8	7,90		A
91.02.5	0091025	0091025	MICOPLASMA PNEUMONIAE: RICERCA ANTICORPI IGG	CN3279A	Mycoplasma pneumoniae anticorpi IgG	Rosso/Giallo lunga LIA SERV	Provetta con gel tappo rosso/giallo siero lunga	NIG	10	11,60		A
91.02.5	0091025.01	009102501	MICOPLASMA PNEUMONIAE: RICERCA ANTICORPI IGM	CN3279B	Mycoplasma pneumoniae anticorpi IgM	Rosso/Giallo lunga LIA SERV	Provetta con gel tappo rosso/giallo siero lunga	NIG	10	11,60		A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
91.03.6	0091036.03	009103603	MICOPLASMI UROGEN. ES.COLT. SU LIQUIDO SEMINALE(IDENTIF. E ANTIBIOG.)	9113C	Mycoplasmi urogenitali su liquido seminale	MYCOPL Utm Rosso 1mL Liq.seminale	Tampone Utm Rosso 1 mL	LAB-SSG	5	13,15	Esame compreso nel profilo PSEM. Richiedibile singolarmente.	A
91.03.6	0091036.01	009103601	MICOPLASMI UROGEN. ES.COLT. SU TAMPONE ENDOCERVICALE (IDENTIF. E ANTIBIOG.)	9113A	Mycoplasmi urogenitali su tampone cervicale	MYCOPL Utm Rosso 1mL T.cervicale	Tampone Utm Rosso 1 mL	LAB-SSG	5	13,15	Esame compreso nel profilo PCER. Richiedibile singolarmente.	A
91.03.6	0091036.02	009103602	MICOPLASMI UROGEN. ES.COLT. SU TAMPONE URETRALE(IDENTIF. E ANTIBIOG.)	9113B	Mycoplasmi urogenitali su tampone uretrale	MYCOPL Utm Rosso 1mL T.uretrale	Tampone Utm Rosso 1 mL	LAB-SSG	5	13,15	Esame compreso nel profilo PURET. Richiedibile singolarmente.	A
91.03.5	0091035.03	009103503	NEISSERIA GONORRHOEAE: ESAME COLTURALE SU LIQUIDO SEMINALE	9118	Neisseria gonorrhoeae su Liq.Seminale	LIQ.SEM.COLTURALE E Liquido seminale	Contenitore sterile con tappo a vite	LAB-SSG	5	3,70	Esame compreso nel profilo PSEM. Richiedibile singolarmente.	A
91.03.5	0091035.01	009103501	NEISSERIA GONORRHOEAE: ESAME COLTURALE SU TAMPONE ENDOCERVICALE	9116	Neisseria gonorrhoeae su T.Cervicale	T.CERV Swab Rosa	Tampone Eswab Rosa	LAB-SSG	5	3,70	Esame compreso nel profilo PCER. Richiedibile singolarmente.	A
91.03.5	0091035.02	009103502	NEISSERIA GONORRHOEAE: ESAME COLTURALE SU TAMPONE URETRALE E SECRETO	9117	Neisseria gonorrhoeae su T.Uretrale	T.URET Swab Arancio	Tampone Eswab Arancio "mini"	LAB-SSG	5	3,70	Esame compreso nel profilo PURET. Richiedibile singolarmente.	A
90.18.4	0090184	0090184	ENOLASI NEURONESPECIFICA (NSE)	3791	NSE (Enolasi Neurone Specifica)	Rosso/Giallo lunga SERV 1071	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	6	19,00		A
90.36.8	0090368	0090368	PEPTIDE NATRIURETICO ATRIALE (PRO BNP)	3809	NT- pro BNP	Rosso/Giallo lunga SERV 1071	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	3	15,70		A
90.34.6	0090346.01	009034601	OMOCISTEINA BASALE	3748	Omocisteina basale	corta GRIGIO	Provetta con gel tappo grigio	LAB-EBA	2	26,35		A
90.35.3	0090353	0090353	OSSALATI NELLE URINE	3758	Ossalati urinari (metaboliti Glicole etilenico)	URINE 24 h PER NIG	2 Provette urine (campione di Urine 24 h con indicata diuresi)	NIG	16	9,50	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente pulito e mantenuto al fresco. Misurare il volume, mescolare e prelevarne DUE campioni (2 provette da 10 mL). Indicare sull'etichetta la diuresi delle 24 ore.	A
90.35.4	0090354	0090354	OSTEOCALCINA (BGP)	3761	Osteocalcina	Ros/Gial GHIACCIO lunga	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero GHIACCIO	NIG	15	26,35	Mettere immediatamente il campione in ghiaccio e consegnarlo al più presto in laboratorio. N.B. Il contenitore CRIOPLAST deve essere tolto in anticipo dal freezer per evitare che la provetta risulti a contatto con la superficie ghiacciata provocando emolisi	B
90.20.6	0090206.04	009020602	OXCARBAZEPINA (TOLEP)	3824	Oxcarbazepina (Tolep)	ROSA Farmaci2 SERV	Provetta tappo rosa corta siero	NIG	6	29,00		A
91.38.5	0091385	0091385	ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP TEST]	BU7570	Pap Test	Pap Test	Contenitore con tappo o coperchio e scanalature per contenere vetrini strisciati e fissati	SAN GERARDO	18	12,15	I vetrini strisciati e fissati con citofix o alcool 50° vanno inseriti nei contenitori portavetrini appositi "a torre" con scanalature o in plastica, piatti con coperchio	A
	SOLV4001	0000000025	PROTEINA A PLASMATICA (PAPP-A IN GRAVIDANZA)	CN4001	PAPP-A	Rosso/Giallo lungo BITEST SERV	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	10	15,00	Solo in gravidanza e sempre associata a Free Beta-HCG	A
90.20.4	0090204.02	009020402	FARMACI: ANTIINFIAMMATORI-PARACETAMOLO	3903	Paracetamolo (Acetaminofene)	ROSA Farmaci SERV	Provetta tappo rosa corta siero	NIG	3	8,10		A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
91.05.1	0091051	009105101	ESAME PARASSITOLOGICO	3284B	Parassiti fecali (I)	FECI PARASS1	Contenitore con conservante PARAGREEN e paletta per feci o Contenitore con paletta per feci	LAB-SSG	5	3,15	FECI: raccogliere una piccola quantità di feci nel contenitore per mezzo della spatola. Scegliere parti di feci con muco e sangue (se presenti). Evitare la commistione delle feci con urina. Se si usa contenitore con paletta per feci senza fissativo consegnare subito in laboratorio.	A
91.05.4	0091054.2	9105402	PARASSITI INTESTINALI: RICERCA MICROSCOPICA SU FECI	3284	Parassiti fecali (I)	FECI PARASS1	Contenitore con conservante PARAGREEN e paletta per feci o Contenitore con paletta per feci	LAB-SSG	5	5,80	FECI: raccogliere una piccola quantità di feci nel contenitore per mezzo della spatola. Scegliere parti di feci con muco e sangue (se presenti). Evitare la commistione delle feci con urina. Se si usa contenitore con paletta per feci senza fissativo consegnare subito in laboratorio.	A
91.05.1	0091051	009105102	ESAME PARASSITOLOGICO 2° CAMPIONE	3285B	Parassiti fecali (II)	FECI PARASS2	Contenitore con conservante PARAGREEN e paletta per feci o Contenitore con paletta per feci	LAB-SSG	5	3,15	Vedi Parassiti fecali (I)	A
91.05.4	0091054.2	91054021	PARASSITI INTESTINALI: RICERCA MICROSCOPICA SU FECI	3285	Parassiti fecali (II)	FECI PARASS2	Contenitore con conservante PARAGREEN e paletta per feci o Contenitore con paletta per feci	LAB-SSG	5	5,80	Vedi Parassiti fecali (I)	A
91.05.1	0091051	009105103	ESAME PARASSITOLOGICO 3° CAMPIONE	3286B	Parassiti fecali (III)	FECI PARASS3	Contenitore con conservante PARAGREEN e paletta per feci o Contenitore con paletta per feci	LAB-SSG	5	3,15	Vedi Parassiti fecali (I)	A
91.05.4	0091054.2	91054022	PARASSITI INTESTINALI: RICERCA MICROSCOPICA SU FECI	3286	Parassiti fecali (III)	FECI PARASS3	Contenitore con conservante PARAGREEN e paletta per feci o Contenitore con paletta per feci	LAB-SSG	5	5,80	Vedi Parassiti fecali (I)	A
91.04.5	0091045	0091045	PARASSITI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA MACRO E MICROSCOPICA	9199	Parassiti in materiali biologici ricerca macro e microsc.	DERMATOLOGO parassiti	di competenza Dermatologo	//	2	3,70	di competenza Dermatologo	
90.35.5	0090355	0090355	PARATORMONE (PTH)	BU3760	Paratormone	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	21,60		A
91.25.1	0091251	0091251	VIRUS PAROTITE: RICERCA ANTICORPI IGG	3383	Parotite anticorpi IgG	Rosso/Giallo lunga LIA SERV	Provetta con gel tappo rosso/giallo siero lunga	NIG	9	10,45		A
91.25.1	0091251.01	009125101	VIRUS PAROTITE: RICERCA ANTICORPI IGM	3384	Parotite anticorpi IgM	Rosso/Giallo lunga LIA SERV	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	8	10,45		A
91.25.4	0091254	0091254	PARVOVIRUS B19: RICERCA ANTICORPI IGG	3490	Parvovirus anticorpi IgG	Rosso/Giallo lunga LIA SERV	Provetta con gel tappo rosso/giallo siero lunga	NIG	9	7,90		A
91.25.4	0091254.01	009125401	PARVOVIRUS B19: RICERCA ANTICORPI IGM	3490A	Parvovirus anticorpi IgM	Rosso/Giallo lunga LIA SERV	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	9	7,90		A
90.72.3	0090723	0090723	PROTEINA C REATTIVA: DOSAGGIO QUANTITATIVO	BU3433	PCR (Proteina C Reattiva)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	5,80	RICHIEDIBILE IN URGENZA	A
90.11.1	0090111	0090111	C PEPTIDE	CN3733	Peptide C	Rosso/Giallo lunga SERVcor	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	3	12,10		A
90.11.1	0090111.18	009011102	C PEPTIDE SECONDO PRELIEVO	CN3734	Peptide C ore 14:00	Rosso/Giallo lungaSERV h14	Provetta con gel tappo rosso/giallo siero lunga	NIG	3	12,10	NON RICHIEDIBILE IL SABATO	A
90.53.C	009053C	009053C	ANTICORPI ANTI PEPTIDE CICLICO CITRULLINATO (CCP)	CN3259	Peptide ciclico citrullinato anticorpi	Rosso/Giallo lunga immunità Se	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	15	10,30		A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Tras porto
90.71.3	0090713	0090713	PIASTRINE (CONTEGGIO) [(SG)]	3113	Piastrine Conteggio	VIOLA /Bianco	Provetta tappo viola/bianco plasma EDTA	SIMT	1	1,70		A
90.71.3	0090713	009071301	PIASTRINE CONTEGGIO IN CITRATO	3114	Piastrine Conteggio in citrato	AZZURRO PLT	Provetta tappo azzurro plasma Na Citrato	SIMT	1	1,70		A
90.36.3	0090363.01	009036301	PIOMBO	3861	Piombo	BLU OLIGOELEMENTI	Provetta tappo blu siero per elementi in tracce	NIG	11	21,10	Provetta bonificata per determinazione elementi in tracce	A
90.36.3	0090363.02	009036302	PIOMBO NELLE URINE	3886	Piombo urinario	URINE 24 h SERV	2 Provette urine (campione di Urine 24 h con indicata diuresi)	NIG	11	21,10	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente pulito e mantenuto al fresco. Misurare il volume, mescolare e prelevarne DUE campioni (10 mL). Indicare sull'etichetta la diuresi delle 24 ore.	A
90.37.1	0090371	0090371	PORFIRINE (RICERCA QUALITATIVA E QUANTITATIVA)	3759	Porfirine urinarie	URINE 24 h BUIO	2 Provette urine (campione di Urine 24 h con indicata diuresi) BUIO	NIG	4	15,05	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente mantenuto al fresco e al buio (rivestito con carta stagnola). Misurare, mescolare e prelevare DUE campioni (10 mL). Inviarli al laboratorio protetto dalla luce (carta stagnola) e indicare la diuresi dele 24 ore.	A
90.37.4	0090374.01	009037401	POTASSIO	BU3545	Potassio	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	1,70	RICHIEDIBILE IN URGENZA	A
90.37.4	0090374.03	009037403	POTASSIO NELLE URINE 24 H	BU3585	Potassio urine 24h	Urine 24 h	2 Provette urine (campione di Urine 24 h con indicata diuresi)	LAB-EBA	1	1,70	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente pulito e mantenuto al fresco. Misurare il volume, mescolare e prelevarne DUE campioni (2 provette da 10 mL). Indicare sull'etichetta la diuresi delle 24 ore.	A
90.37.4	0090374.02	009037402	POTASSIO NELLE URINE	BU3585A	Potassio su campione urine	Urine 24 h	Provetta urine (Campione urine spot)	LAB-EBA	1	1,70	Campione di urine estemporaneo. Indicare sull'etichetta "spot"	A
90.37.6	0090376	0090376	PREALBUMINA	3671	Prealbumina	Rosso/Giallo lunga SERV 1071	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	4	6,30		A
90.09.3	0090093.01	009009301	FARMACI: BARBITURCI-FENOBARBITALE	3822	Primidone (Fenobarbital)	Rosso/Giallo lunga SERVcor	Provetta con gel tappo rosso/giallo siero lunga	NIG	3	9,25		A
	SOLV3707	0000000021	PROCALCITONINA	3707	Procalcitonina	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	19,63	RICHIEDIBILE IN URGENZA	A
90.38.1	0090381	0090381	PROGESTERONE	BU3744	Progesterone (PG)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	13,15		A
90.38.2	0090382	0090382	PROLATTINA (PRL)	BU3749	Prolattina	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	10,00		A
90.38.2	0090382	009038202	PROLATTINA 30 (R.I.A.) SECONDO PRELIEVO	BU3749A	Prolattina 2°prelievo	Orm. 2S-ROSSO/GIALLO corta PROL 30'	Provetta con gel tappo rosso/giallo corta siero	LAB-EBA	2	10,00	Eeguire il prelievo al paziente sdraiato, a riposo da 30'.	A
90.38.2	0090382	009038203	PROLATTINA 60 (R.I.A.) TERZO PRELIEVO	BU3749B	Prolattina 3°prelievo	Orm. 3S-ROSSO/GIALLO corta PROL 60'	Provetta con gel tappo rosso/giallo corta siero	LAB-EBA	2	10,00	Eeguire il prelievo al paziente sdraiato, a riposo da 60'.	A
90.38.3		R0090383	PRL CURVA	BU3749P	Prolattina Curva	Curva Ormoni-Giallo	Provetta con gel tappo rosso/giallo corta siero	LAB-EBA	2	29,00	Erogabile solo per i pazienti ricoverati (DH PEDIATRIA)	A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Tras porto
90.72.2	0090722	0090722	PROTEINA C ANTICOAGULANTE FUNZIONALE	3126	Proteina C anticoagulante	AZZURRO corta	Provetta tappo azzurro plasma Na Citrato	SIMT	6	9,50		A
90.72.4	0090724	0090724	PROTEINA S LIBERA	3127	Proteina S libera	AZZURRO corta	Provetta tappo azzurro plasma Na Citrato	SIMT	6	10,00		A
90.38.5	0090385.01	009038501	PROTEINE	BU3517	Proteine Totali	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	1,70		A
90.38.5	0090385.01	009038505	PROTEINE TOTALI NEL LIQUIDO BIOLOGICO	SG3986	Proteine totali - liquido biologico	VERDE liquidi vari	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA	1	1,70	Identificare il materiale	A
90.38.5	0090385.03	009038503	PROTEINE NELLE URINE 24 H	BU3596	Proteine Totali urine 24h	Urine 24 h	2 Provette urine (campione di Urine 24 h con indicata diuresi)	LAB-EBA	1	1,70	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente pulito e mantenuto al fresco. Misurare il volume, mescolare e prelevarne DUE campioni (2 provette da 10 mL). Indicare sull'etichetta la diuresi delle 24 ore.	A
90.38.5	0090385.02	009038502	PROTEINE NELLE URINE	BU3596A	Proteine Totali su campione urine	Urine 24 h	Provetta urine (Campione urine spot)	LAB-EBA	1	1,70	Campione di urine estemporaneo. Indicare sull'etichetta "spot"	A
90.56.6	0090566	0090566	PSA FREE (ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO FRAZIONE LIBERA)	BU3786	PSA Free	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2		<u>Non richiedere</u> : si esegue direttamente per PSA totale compreso tra 4 e 10 ng/mL.	A
90.56.5	0090565	0090565	PSA (ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO) INCLUSO DOSAGGIO FRAZIONE LIBERA	BU3785	PSA Totale	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	15,40	Per PSA totale compreso tra 4 e 10 ng/mL, si esegue direttamente il test PSA Free.	A
		0000000036	PIGF (PLACENTAL GROWTH FACTOR)	CN4005A	PIGF (PLACENTAL GROWTH FACTOR)	Oro / Nero	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	POL	7	63,86		A
90.77.3	0090773 0090774	QUANTIFERON 90773 90774	QUANTIFERON 1) TEST DI STIMOLAZIONE LINFOCITARIA CON SINGOLO MITOGENO 2) TEST DI STIMOLAZIONE LINFOCITARIA CON ANTIGENI SPECIFICI	QUANTB (CN3355, CN3356, CN3357, CN3358)	Quantiferon (Test stimolazione linfocitaria); Quantiferon (Reattività al mitogeno); Quantiferon (Analisi tecnica); Quantiferon (Test stimolazione linfocitaria)	QUANTIFERON **URGENTE** Provetta VERDE Provetta VIOLA Provetta GRIGIA Provetta GIALLA	4 Provette dedicate da richiedere al laboratorio	NIG	11	52,25	Accettare il profilo QUANTIFERON o sempre congiuntamente i due codici 0090773 e 0090774 N.B. Non refrigerare il campione e consegnarlo al più presto in laboratorio NON RICHIEDIBILE IL SABATO	A
90.39.4	0090394.01	009039401	RAME	3573	Rame	BLU OLIGOELEMENTI	Provetta tappo blu siero per elementi in tracce	NIG	6	5,25	Provetta bonificata per determinazione elementi in tracce	A
90.39.4	0090394.02	009039402	RAME NELLE URINE	3595	Rame urinario	URINE 24 h SERV	2 Provette urine (campione di Urine 24 h con indicata diuresi)	NIG	4	5,25	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente pulito e mantenuto al fresco. Misurare il volume, mescolare e prelevarne DUE campioni (10 mL). Indicare sull'etichetta la diuresi delle 24 ore.	A
90.53.5	0090535	0090535	ANTICORPI ANTI RECETTORI DEL TSH	3719	Recettore TSH anticorpi	Rosso/Giallo lunga ORM serv	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	16	25,85		A
90.40.2	0090402	0090402	RENINA	3880	Renina	VIOLA lunga SERV	Provetta tappo viola lunga plasma EDTA	NIG	15	26,35		A
90.40.2	0090402.02	009040202	RENINA PROFILO: CLINOSTATISMO	3885	Renina clino	VIOLA lunga CLINO2 SERV	Provetta tappo viola lunga plasma EDTA	NIG	15	26,35	In clinostatismo: il paziente è sdraiato, a riposo da 30 minuti. NON RICHIEDIBILE IL SABATO	A
90.40.2	0090402.01	009040201	RENINA PROFILO: ORTOSTATISMO	3884	Renina orto	VIOLA lunga ORTO2 SERV	Provetta tappo viola lunga plasma EDTA	NIG	15	26,35	In ortostatismo : il paziente non è a riposo. NON RICHIEDIBILE IL SABATO	A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Tras porto
90.77.2	0090772	0090772	TEST DI RESISTENZA ALLA PROTEINA C ATTIVATA	3137	Resistenza alla proteina C attivata	AZZURRO corta SERV	Provetta tappo azzurro plasma Na Citrato	NIG	21	9,50		A
90.74.5	0090745	0090745	RETICOCOCITI: CONTEGGIO NEL SANGUE	3109	Reticocociti	VIOLA /Bianco	Provetta tappo viola/bianco plasma EDTA	SIMT	1	6,35		A
91.06.5			RICKETTSIE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE I.F.)	PRICKET (3480 3481 3482 3483)	Rickettsie anticorpi	GIALLROSS lunga IFA SERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	15	5,25		A
91.26.E	019126E	019126E	VIRUS ROSOLIAANTICORPI IGG CONTROLLO IMMUNITA'	CN3296C	Rosolia anticorpi IgG	Rosso/Giallo lunga LIA SERV	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	5	7,90		A
91.26.4	0091264.02	009126402	VIRUS ROSOLIA RICERCA ANTICORPI IGG E IGM IN GRAVIDANZA/SOSP.INF.ACUTA	CN3296P	Rosolia anticorpi IgG e IgM	Rosso/Giallo lunga LIA SERV	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	5	15,80		A
91.13.4	0091134.02	009113402	ROTAVIRUS: RICERCA DIRETTA DI ANTIGENI IN MAT. BIO	9018	Rotavirus nelle feci	ROTA/ADENO FECI	Contenitore con paletta per Feci	LAB-SSG	2	7,55	FECI: raccogliere pochi grammi di feci nel contenitore per mezzo della spatola. Evitare la commistione delle feci con urina. Inviare subito in laboratorio o conservare in frigorifero da 2 a 8°C.	A
90.20.4	0090204.03	009020403	FARMACI: ANTIINFIAMMATORI-SALICILATI	3846	Salicilati	ROSA Farmaci SERV	Provetta tappo rosa corta siero	NIG	3	8,10		A
90.21.4	0090214.04	009021401	FECI SANGUE OCCULTO I CAMPIONE	3537	Sangue Occulto 1° Campione	FECI SANGUE OCC. 1°campione	Contenitore dedicato fornito dal laboratorio	LAB-EBA	3	4,20	Raccogliere un campione di feci in un contenitore pulito. Svitare ed estrarre il tappo verde del contenitore; introdurre e strisciare l'asticella nelle feci più volte. Inserire l'asticella nel tubo, chiudere bene il tappo e agitare. Non riempire il contenitore ed evitare di sporcarlo esternamente. E' consigliabile raccogliere un campione del primo mattino e consegnarlo in giornata, altrimenti conservare il campione in frigorifero (non congelare) e consegnarlo la mattina successiva. In caso di prescrizione di 3 campioni raccogliere i campioni in giorni diversi.	A
90.21.4	0090214.02	009021402	FECI SANGUE OCCULTO II CAMPIONE	3538	Sangue Occulto 2° Campione	FECI SANGUE OCC. 2°campione	Contenitore dedicato fornito dal laboratorio	LAB-EBA	3	4,20	Vedi 1° campione	A
90.21.4	0090214.03	009021403	FECI SANGUE OCCULTO III CAMPIONE	3539	Sangue Occulto 3° Campione	FECI SANGUE OCC. 3°campione	Contenitore dedicato fornito dal laboratorio	LAB-EBA	3	4,20	Vedi 1° campione	A
90.93.2	0090932.02	009093201	ENTEROBIUS VERMICULARIS:RICERCA OSSIURI-SCOTCH TEST	3288	Scotch test - ricerca ossiuri (I)	VETR SCOTCH1	Vetrino con materiale perianale su scotch trasparente	LAB-SSG	5	3,45	La raccolta del campione deve essere effettuata al mattino prima che il paziente si lavi. Applicare un pezzetto di scotch trasparente (3-4 cm) sull'orifizio anale. Rimuovere lo scotch e farlo aderire su un vetrino portoggetti fornito dal laboratorio. Non ripiegare lo scotch oltre i bordi del vetrino. Conservare a temperatura ambiente.	A
90.93.2	0090932.02	009093202	ENTEROBIUS VERMICULARIS:RICERCA OSSIURI-SCOTCH TEST II CAMPIONE	3289	Scotch test - ricerca ossiuri (II)	VETR SCOTCH2	Vetrino con materiale perianale su scotch trasparente	LAB-SSG	5	3,45	vedi SCOTCH TEST 1 (Raccogliere i campioni in giorni diversi)	A
90.93.2	0090932.02	009093203	ENTEROBIUS VERMICULARIS:RICERCA OSSIURI-SCOTCH TEST III CAMPIONE	3290	Scotch test - ricerca ossiuri (III)	VETR SCOTCH3	Vetrino con materiale perianale su scotch trasparente	LAB-SSG	5	3,45	vedi SCOTCH TEST 1 (Raccogliere i campioni in giorni diversi)	A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.40.3	0090403	0090403	SELENIO	3862	Selenio	BLU OLIGOELEMENTI	Provetta tappo blu siero per elementi in tracce	NIG	11	7,35	Provetta bonificata per determinazione elementi in tracce	A
90.63.2	0090632	0090632	ANTIGENI ERITROCITARI NON ABO E NON RH	9804	Sistema Kell/Cellano	CT-Viola-Grup	Provetta tappo viola plasma EDTA	SIMT	2	6,85	Obbligatoria la firma del prelevatore sull'etichetta campione	A
90.40.4	0090404.01	009040401	SODIO	BU3544	Sodio	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	1,70	RICHIEDIBILE IN URGENZA	A
90.40.4	0090404.03	009040403	SODIO NELLE URINE DELLE 24 H	BU3584	Sodio urine 24h	Urine 24 h	2 Provette urine (campione di Urine 24 h con indicata diuresi)	LAB-EBA	1	1,70	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente pulito e mantenuto al fresco. Misurare il volume, mescolare e prelevarne DUE campioni (2 provette da 10 mL). Indicare sull'etichetta la diuresi delle 24 ore.	A
90.40.4	0090404.02	009040402	SODIO URINARIO	BU3584A	Sodio su campione urine	Urine 24 h	Provetta urine (Campione urine spot)	LAB-EBA	1	1,70	Campione di urine estemporaneo. Indicare sull'etichetta "spot"	A
90.81.5	0090815	009081501	TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI LINFOCITARIE	PSOTTOLI 3920	Sottopopolazioni Linfocitarie	VIOLA corta Spop SERV	Provetta tappo viola plasma EDTA	NIG	3	17,95		A
91.08.6	0091086	0091086	STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE ANTIGENI NELLE URINE RICERCA DIRETTA	9192	Streptococcus pneumoniae antigeni urinari	LEGIO/STR.PNE URINE	Contenitore sterile con tappo a vite	LAB-SSG	2	23,70	Campione estemporaneo di urine. Durante gli orari di chiusura del Laboratorio conservare in frigorifero a 2-8°C.	A
90.41.6	0090416	0090416	TACROLIMUS FK 506	3850	Tacrolimus (FK506)	VIOLA corta CyA/FK	Provetta tappo viola plasma EDTA	NIG	4	15,05		A
91.08.4	0091084...	09108407	STREPTOCOCCO AGALACTIAE NEL TAMPONE AURICOLARE (NEONATI)	9072	Tampone auricolare (Str.agalactiae per neonati)	T.AURICOLARE (Str.B)	Tampone Eswab Azzurro LIM Broth	LAB-SSG	4	4,20	Per pazienti ricoverati	A
90.93.4	0090934.06	009093406	ES.COLTURALE SU TAMPONE BALANO-PREPUZIALE	9131	Tampone balano-prepuziale - Esame colturale	T.BALANO-PREPUZIALE	Tampone Eswab Rosa	LAB-SSG	5	6,30		A
90.93.4	0090934.02 0090864 0091035.01 0090834 0091036.01	TAMPONE CERVICALE COMPLETO (PROFILO) comprende: 009093402 009086401 009103501 0090834 009103601	ES.COLTURALE SU TAMPONE ENDOCERVICALE	PCER 9111 9115 9116 9112 9113A	Tampone cervicale - Esame colturale PROFILO : PCER (comprende: Tampone cervicale esame colturale + Es.microscopico cervicale+ Neisseria gon. su t.cervicale+ Chlamydia tr. + Mycoplasmi urog.)	T.CERV Swab Rosa VETR.CERV/URET CHLAMY Utm Rosso 3mL - MYCOPL Utm Rosso 1mL	Tampone Eswab Rosa per colturale e Neisseria + Vetrino + Tampone Utm Rosso 3 mL per Chlamydia + Tampone Utm Rosso 1 mL per Mycoplasma	LAB-SSG	5	6,30	TAMPONE CERVICALE: la paziente non deve aver avuto rapporti sessuali né effettuato irrigazioni vaginali nelle 24h precedenti il prelievo e non deve essere in periodo mestruale. Il tampone deve essere ruotato nel canale endocervicale per prelevare sia essudato che cellule epiteliali. Allestire un vetrino per l'esame batterioscopico. Si conserva in frigorifero a 4-8°C fino a 48h. CHLAMYDIA TRACHOMATIS : raccogliere il campione con tampone UTM Rosso 3 mL e conservarlo alla temperatura di 4-8°C fino all'invio in laboratorio. Rimuovere eventuale muco prima di effettuare il prelievo. MYCOPLASMI UROGENITALI : raccogliere il campione con tampone UTM Rosso 1 mL e conservarlo alla temperatura di 4-8°C fino all'invio in laboratorio	A
90.93.3	0090933.11	009093311	ES.COLTURALE SU TAMPONE CUTANEO	9056	Tampone cutaneo - Esame colturale	T.CUTANEO	Tampone Eswab Rosa	LAB-SSG	4	6,85		A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.93.5	0090935.01	009093501	ES.COLTURALE SU TAMPONE FARINGEO	9022	Tampone faringeo - Es.colt.completo	T.FARINGEO (completo)	Tampone Eswab Rosa	LAB-SSG	4	9,74	Per pazienti ricoverati Richiedere solo a scopo di sorveglianza	A
91.08.4	0091084.01	009108408	STREPTOCOCCO AGALACTIAE NEL TAMPONE FARINGEO (NEONATI)	9023	Tampone faringeo (Str.agalactiae per neonati)	T.FARINGEO (Str.B)	Tampone Eswab Azzurro LIM Broth	LAB-SSG	4	4,20	Per pazienti ricoverati	A
91.09.2	0091092	0091092	ESAME COLTURALE (SBEA): STREPTOCOCCUS (PYOGENES) NEL TAMPONE OROFARINGEO	9021	Tampone faringeo (Str.pyogenes)	T.FARINGEO (SBEA)	Tampone Eswab Rosa	LAB-SSG	4	9,74	Paziente seduto e con il capo iperesteso. Strofinare il tampone nella parte posteriore della faringe e tra i pilastri tonsillari. Evitare di toccare la mucosa orale e la lingua, utilizzando, se necessario, un abbassalingua. Si conserva a temperatura ambiente in terreno di trasporto per 48h.	A
90.93.5	0090935.03	009098415	ESAME COLTURALE SU TAMPONE LINGUALE	9024	Tampone linguale	T.LINGUALE	Tampone Eswab Rosa	LAB-SSG	5	9,74	Esclusivamente per ricerca lieviti (Candida)	A
90.93.5	0090935.02	009093502	ESAME COLTURALE SU TAMPONE NASALE	9061	Tampone nasale - Esame colturale	T. NASALE	Tampone Eswab Rosa	LAB-SSG	5	9,74	Per pazienti ricoverati Richiedere solo a scopo di sorveglianza	A
90.93.3	0090933.11	009093321	ES.COLTURALE SU TAMPONE RETTALE	9016	Tampone rettale -Esame colturale	T.RETTALE	Tampone Eswab Rosa	LAB-SSG	4	6,85	Da utilizzare per pazienti Terapia Intensiva	A
90.93.4	0090934.03 0090864 0091035.02 0090834 0091036.02	TAMPONE URETRALE COMPLETO (PROFILO) comprende: 009093403 009086405 009103502 0090834 009103602	ES.COLTURALE SU TAMPONE URETRALE	PURET 9121 9122 9117 9112 9113B	Tampone uretrale - Esame colturale PROFILO : PURET (comprende: Tampone uretrale esame colturale + Es.microscopico uretrale+ Neisseria gon. + Chlamydia tr. + Mycoplasmi urog.)	T.URET Swab Arancio VETR.CERV/URET CHLAMY Utm Rosso 3mL MYCOPL Utm Rosso 1mL	Tampone Eswab Arancio "mini" per colturale e Neisseria + Vetrino + Tampone Utm Rosso 3 mL per Chlamydia + Tampone Utm Rosso 1 mL "mini" per Mycoplasma	LAB-SSG	5	6,30	TAMPONE URETRALE: va eseguito almeno 3 ore dopo l'ultima minzione. Astenersi dai rapporti sessuali nelle precedenti 24 ore. Spremere delicatamente il meato urinario per raccogliere l'eventuale secrezione, introdurre il tampone per circa 2 cm all'interno del canale uretrale ruotandolo. Allestire un vetrino per l'esame batterioscopico. Si conserva in frigorifero a 4-8°C fino a 48h. CHLAMYDIA TRACHOMATIS : raccogliere il campione con tampone UTM Rosso 3 mL e conservarlo alla temperatura di 4-8°C fino all'invio in laboratorio. Rimuovere eventuale muco prima di effettuare il prelievo. MYCOPLASMI UROGENITALI : raccogliere il campione con tampone UTM Rosso 1 mL e conservarlo alla temperatura di 4-8°C fino all'invio in laboratorio. NON RICHIEDIBILE IL SABATO	A
90.93.4	0090934.01 0090864 009110A	TAMPONE VAGINALE COMPLETO (PROFILO) comprende: 009093401 + 009086404 + 0119110A	ES.COLTURALE SU TAMPONE VAGINALE	PVAG 9091 9093 9092	Tampone vaginale - Esame colturale PROFILO: PVAG (comprende : Tampone vaginale - Esame colturale + Es.batterioscopico vaginale + Trichomonas vaginalis)	T.VAG Swab Rosa	Tampone Eswab Rosa per colturale + Vetrino + CATbroth per trichomonas	LAB-SSG	5	6,30	TAMPONE VAGINALE: la paziente non deve aver avuto rapporti sessuali né effettuato irrigazioni vaginali nelle 24 h precedenti il prelievo e non deve essere in periodo mestruale. Il tampone deve essere strofinato sul fornice vaginale posteriore. Allestire un vetrino per l'esame batterioscopico. Si conserva a temperatura ambiente in terreno di trasporto per 48h.	A
91.08.4	0091084.01	009108401	STREPTOCOCCO AGALACTIAE NEL TAMPONE VAGINALE-RETTALE: ESAME COLTURALE	9101	Tampone vagino-rettale - (Str.agalactiae)	T.VAG-RETT Swab Azzurro	Tampone Eswab Azzurro LIM Broth	LAB-SSG	5	4,20		A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.93.4	0090934.05	009093405	ES.COLTURALE SU TAMPONE VULVARE PEDIATRICO	9141	Tampone vulvare - Esame colturale	T.VULVARE	Tampone Eswab Rosa	LAB-SSG	5	6,30		A
90.41.7	0090417	0090417	TELOPEPTIDE	3768	Telopeptide C-Terminale (CTX)	RUGGINE lunga SERV PROT TELOPEPTIDE	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	3	18,45		A
90.75.4	0090754	0090754	TEMPO DI PROTROMBINA (PT)	3120	Tempo di protrombina (PT)	AZZURRO corta	Provetta tappo azzurro plasma Na Citrato	SIMT	1	2,60	RICHIEDIBILE IN URGENZA	A
90.75.5	0090755	0090755	TEMPO DI TROMBINA (TT)	CN3125	Tempo di Trombina (TT)	AZZURRO corta SERV	Provetta tappo azzurro plasma Na Citrato	NIG	2	3,45		A
90.76.1	0090761	0090761	TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT)	3121	Tempo di Tromboplastina Parziale Attivata (APTT)	AZZURRO corta	Provetta tappo azzurro plasma Na Citrato	SIMT	1	2,90	RICHIEDIBILE IN URGENZA	A
90.41.2	0090412	0090412	FARMACI: AMINOFILLINE-TEOFILLINA	3847	Teofillina (Aminofillina)	Rosso/Giallo lunga SERV 1071	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	3	12,75		A
90.27.3	0090273	0090273	TEST DI GRAVIDANZA:GONADOTROPINA CORIONICA URINARIA	3606	Test di Gravidanza (Gravindex)	URINE GRAV	Provetta urine	LAB-EBA	1	6,85	Si esegue su un campione delle urine del mattino	A
90.41.3	0090413.01	009041301	TESTOSTERONE	BU3746	Testosterone	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	12,65		A
90.41.4	0090414	0090414	TESTOSTERONE LIBERO	3747	Testosterone libero	Rosso/Giallo lunga ORM serv	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	20	16,35		A
90.80.4	0090804	0090804	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DQB1 AD ALTA RISOLUZIONE	CN4006	Tipizzazione genomica DQB1 Celiachia	VIOLA corta HLA DQB1	Provetta tappo viola plasma EDTA	NIG	20	242,70	CONSENSO INFORMATO Deve essere sempre abbinato all'esame 91.36.5 (3950BUZ estrazione DNA/RNA). NON RICHIEDIBILE IL SABATO	A
90.41.5	0090415	0090415	TIREOGLOBULINA (TG)	BU3720	Tireoglobulina (TG)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	16,35		A
90.54.4	0090544	0090544	ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (ABTG)	BU3717	Tireoglobulina anticorpi (ATG)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	13,15		A
90.51.4	0090514.01	009051402	ANTICORPI ANTI MICROSOMI (ABTMS) / ANTI TPO (ANTITIROPEROSSIDAS)	BU3718	Tireoperossidasi anticorpi (TPO)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	12,10		A
90.42.1	0090421	0090421	TSH (TIREOTROPINA)	BU3715	Tireotropina (TSH)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	8,40		A
90.41.8	0190418	0090418	TSH-R (TIREOTROPINA RIFLESSIVA)(FT3 E FT4)	BU3715R	Tireotropina reflex (TSH-R)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	13,50		A
90.43.3	0090433	0090433	FT3 (TRIODOTIRONINA LIBERA)	BU3713	Triodotironina libera (fT3)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	9,50		A
90.42.3	0090423	0090423	FT4 (TIROXINA LIBERA)	BU3714	Tiroxina libera (fT4)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	9,50		A
90.49.1		0090491	ANTICORPI ANTIERITROCITARI (Titolazione)	9815	Titolazione anticorpale	CT - Viola Firma.....	Provetta tappo viola plasma EDTA	SIMT	4		(In caso di Test di Coombs indiretto positivo) Obbligatoria la firma del prelevatore sull'etichetta campione	A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
91.08.5	0091085	0091085	STREPTOCOCCO ANTICORPI ANTISTREPTOLISINA-O [TAS]	BU3435	Titolo Antistreptolisinico (TAS)	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	5,80		A
90.20.A	009020A.04	009012302	FARMACI: TOPIRAMATO	3818	Topiramato	ROSA Farmaci2 SERV	Provetta tappo rosa corta siero	NIG	6	15,05		A
91.09.4	0091094.04	009109404	TOXOPLASMA ANTICORPI IGG E IGM; EVENTUALE AVIDITY IGG, IGA, IMMUNOBLOT	CN3294P	Toxoplasma anticorpi IgG e IgM	Rosso/Giallo lunga LIA SERV	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	5	16,20	In caso di IgG positive e IgM positive o dubbie, il laboratorio esegue direttamente il test di avidità delle IgG.	A
90.42.5	0090425	0090425	TRANSFERRINA	BU3677	Transferrina	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	5,80		A
90.42.6	0090426	0090426	TRANSFERRINA DESIALATA (%CDT)	3727	Transferrina desialata (CDT)	Rosso/Giallo lunga ORM serv	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	20	12,15		A
90.53.D	009053D.02	009053D02	ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI (TTG IGA)	CN3236A	Transglutaminasi anticorpi IgA	Rosso/Giallo lunga immunità Se	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	15	12,10		A
90.53.D	009053D.01	009053D01	ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI (TTG IGG)	CN3236B	Transglutaminasi anticorpi IgG	Rosso/Giallo lunga immunità Se	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	15	12,10		A
90.53.G	019053G	009053G	ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI(IGA O IGG) RIFLESSA	CN3236R	Transglutaminasi Reflex anticorpi	Rosso/Giallo lunga immunità Se	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	15	19,95		A
91.11.1	0091111.01	009111101	TREPONEMA PALLIDUM: ANTICORPI ANTICARDIOLIPINA VDRL/RPR QUALITATIVA	CN3440	Treponema pallidum anticorpi (EIA)	Rosso/Giallo lunga epatiti SER	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	5	3,70	Da richiedere come test di screening (ricerca anticorpi IgG-IgM)	A
91.10.2	0091102	0091102	TREPONEMA PALLIDUM: RICERCA ANTICORPI IGG	CN3440	Treponema pallidum anticorpi (EIA)	Rosso/Giallo lunga epatiti SER	Provetta con gel tappo rosso/giallo siero lunga	NIG	5	6,85		A
91.10.2	0091102.01	009110201	TREPONEMA PALLIDUM: RICERCA ANTICORPI IGM	CN3440	Treponema pallidum anticorpi (EIA)	Rosso/Giallo lunga epatiti SER	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	5	6,85		A
91.11.6	0091116	0091116	TREPONEMA PALLIDUM: ANTICORPI ANTICARDIOLIPINA VDRL/RPR QUANTITATIVA	CN3442	Treponema pallidum anticorpi (RPR)	Rosso/Giallo lunga epatiti SER	Provetta con gel tappo rosso/giallo siero lunga	NIG	4	5,80	Eseguito solo se anticorpi presenti (VDRL/RPR)	A
91.10.5	0091105.01	009110501	TREPONEMA PALLIDUM: ANTICORPI, AGGL INDIRETTA QUANTITATIVA TPHA/TPPA	CN3441	Treponema pallidum anticorpi (TPPA)	Rosso/Giallo lunga epatiti SER	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	4	6,30	Eseguito solo se anticorpi presenti (TPHA/TPPA)	A
91.10.A	009110A	0119110A	TRICHOMONAS VAGINALIS ANTIGENI RICERCA DIRETTA	9092	Trichomonas vaginalis	TRICHOM Catbroth	CATbroth per trichomonas	LAB-SSG	5	9,25	1) LIQUIDO SEMINALE: se richiesto è associato a esame colturale: vedi istruzioni Liquido seminale es.colturale. 2) SECRETO VAGINALE o TAMPONE URETRALE: per il prelievo utilizzare un tampone generico e inserirlo nella provetta CATbroth tagliandolo a livello del bordo superiore. Specificare il materiale (T.vaginale o T.uretrale) 3) Se richiesto su URINA prendere accordi con la microbiologia.	A
90.43.2	0090432	0090432	TRIGLICERIDI	BU3571	Trigliceridi	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	1,70		A
90.43.2	0090432	009043201	TRIGLICERIDI NEL LIQUIDO BIOLOGICO	SG3988	Trigliceridi - liquido biologico	VERDE liquidi vari	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA	1	1,70	Identificare il materiale	A
		0000000037	TRIPTASI	3668	S-Triptasi	GIALLA Lunga TRIPTASI Campione N....	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	NIG	10	25,82	Identificare il n. progressivo del campione. Centrifugare entro 30' dal prelievo e congelare.	B

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Tras porto
91.29.D	019129D	019129D	MUTAZIONI DEL FATTORE V LEIDEN. RICERCA DELLA MUTAZIONE G1691A	CN3952	Trombofilia (Fattore V Leiden) test genetico	VIOLA corta GEN B1	Provetta tappo viola corta plasma EDTA	NIG	16	203,33	CONSENSO INFORMATO Deve essere sempre abbinato all'esame 91.36.5 (3950P estrazione DNA/RNA).	A
91.29.E	019129E	019129E	MUTAZIONI DEL FATTORE II. RICERCA DELLA MUTAZIONE G20210A	3953	Trombofilia (Iperprotrombinemia-FII- A20210G) test genetico	VIOLA corta GEN B1	Provetta tappo viola corta plasma EDTA	NIG	16	203,33	CONSENSO INFORMATO Deve essere sempre abbinato all'esame 91.36.5 (3950P estrazione DNA/RNA).	A
91.29.F	019129F	019129F	MUTAZIONI DI MTHFR. RICERCA DELLE MUTAZIONI C677T E A1298C	CN3951	Trombofilia (TMTHFR C677T) test genetico	VIOLA corta GEN B1	Provetta tappo viola corta plasma EDTA	NIG	16	203,33	CONSENSO INFORMATO Deve essere sempre abbinato all'esame 91.36.5 (3950P estrazione DNA/RNA).	A
90.64.3	0090643.08	009064308	FATTORE DELLA COAGULAZIONE II	BU3130	Dosaggio Fattore II della Coagulazione	AZZURRO corta	Provetta tappo azzurro plasma Na Citrato	POL	6	14,75	Invio in giornata, previo accordi con il Policlinico	A
90.64.3	0090643.01	009064301	FATTORE DELLA COAGULAZIONE V	BU3131	Dosaggio Fattore V della Coagulazione	AZZURRO corta	Provetta tappo azzurro plasma Na Citrato	POL	6	14,75	Invio in giornata, previo accordi con il Policlinico	A
90.64.3	0090643.09	009064309	FATTORE DELLA COAGULAZIONE VII	BU3132	Dosaggio Fattore VII della Coagulazione	AZZURRO corta	Provetta tappo azzurro plasma Na Citrato	POL	6	14,75	Invio in giornata, previo accordi con il Policlinico	A
90.64.3	0090643.07	009064307	FATTORE DELLA COAGULAZIONE VIII	BU3133	Dosaggio Fattore VIII della Coagulazione	AZZURRO corta	Provetta tappo azzurro plasma Na Citrato	POL	6	14,75	Invio in giornata, previo accordi con il Policlinico	A
90.64.3	0090643.06	009064306	FATTORE DELLA COAGULAZIONE IX	BU3134	Dosaggio Fattore IX della Coagulazione	AZZURRO corta	Provetta tappo azzurro plasma Na Citrato	POL	6	14,75	Invio in giornata, previo accordi con il Policlinico	A
90.64.3	0090643.02	009064302	FATTORE DELLA COAGULAZIONE X	BU3135	Dosaggio Fattore X della Coagulazione	AZZURRO corta	Provetta tappo azzurro plasma Na Citrato	POL	6	14,75	Invio in giornata, previo accordi con il Policlinico	A
90.64.3	0090643.3	009064303	FATTORE DELLA COAGULAZIONE XI	BU3136	Dosaggio Fattore XI della Coagulazione	AZZURRO corta	Provetta tappo azzurro plasma Na Citrato	POL	6	14,75	Invio in giornata, previo accordi con il Policlinico	A
90.64.3	0090643.4	009064304	FATTORE DELLA COAGULAZIONE XII	BU3138	Dosaggio Fattore XII della Coagulazione	AZZURRO corta	Provetta tappo azzurro plasma Na Citrato	POL	6	14,75	Invio in giornata, previo accordi con il Policlinico	A
90.82.3	0090823	0090823	TROPONINA I	BU3801	Troponina I	VERDE bioc	Provetta tappo verde plasma litio-eparina	LAB-EBA	1	18,55	RICHIEDIBILE IN URGENZA	A
90.18.3	0090183.09	009018309	DROGHE D'ABUSO: AMFETAMINA	3691	U-Amfetamina	URINE DROGHE	Provetta urine	LAB-EBA	1	6,95	RICHIEDIBILE IN URGENZA Dosaggio esclusivamente a scopo clinico (solo per pazienti interni)	A
90.07.4	0090074	009007401	ANTIDEPRESSIVI TRICICLICI (TCA)	3700	U-Antidepressivi Triciclici	URINE DROGHE	Provetta urine	LAB-EBA	1	7,90	RICHIEDIBILE IN URGENZA Dosaggio esclusivamente a scopo clinico (solo per pazienti interni)	A
90.09.3	0090093	009009302	U-BARBITURATI	3693	U-Barbiturici	URINE DROGHE	Provetta urine	LAB-EBA	1	9,25	RICHIEDIBILE IN URGENZA Dosaggio esclusivamente a scopo clinico (solo per pazienti interni)	A
90.09.4	0090094.02	009009402	FARMACI: BENZODIAZEPINE NELLE URINE	3694	U-Benzodiazepine	URINE DROGHE	Provetta urine	LAB-EBA	1	9,50	RICHIEDIBILE IN URGENZA Dosaggio esclusivamente a scopo clinico (solo per pazienti interni)	A
90.18.3	0090183.07	009018307	DROGHE D'ABUSO: CANNABINOIDI	3699	U-Cannabis	URINE DROGHE	Provetta urine	LAB-EBA	1	6,95	RICHIEDIBILE IN URGENZA Dosaggio esclusivamente a scopo clinico (solo per pazienti interni)	A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.18.3	0090183.06	009018306	DROGHE D'ABUSO: COCAINA	3695	U-Cocaina	URINE DROGHE	Provetta urine	LAB-EBA	1	6,95	RICHIEDIBILE IN URGENZA Dosaggio esclusivamente a scopo clinico (solo per pazienti interni)	A
90.18.3	0090183.09	00901830901	DROGHE D'ABUSO: METANFETAMINA	3692	U-Metamfetamina	URINE DROGHE	Provetta urine	LAB-EBA	1	6,95	RICHIEDIBILE IN URGENZA Dosaggio esclusivamente a scopo clinico (solo per pazienti interni)	A
90.18.3	0090183.03	009018303	DROGHE D'ABUSO: OPIACEI	3697	U-Opiacei	URINE DROGHE	Provetta urine	LAB-EBA	1	6,95	RICHIEDIBILE IN URGENZA Dosaggio esclusivamente a scopo clinico (solo per pazienti interni)	A
90.18.3			DROGHE D'ABUSO: METADONE	3696	U-Metadone	URINE DROGHE	Provetta urine	LAB-EBA	1	6,95	RICHIEDIBILE IN URGENZA Dosaggio esclusivamente a scopo clinico (solo per pazienti interni)	A
90.43.5	0090435.04	009043504	ACIDO URICO (URICEMIA)	BU3572	Urato	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	1,70		A
90.43.5	0090435.03	009043503	ACIDO URICO NELLE URINE DELLE 24 H	BU3583	Urato urine 24h	Urine 24 h	2 Provette urine (campione di Urine 24 h con indicata diuresi)	LAB-EBA	1	1,70	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente pulito e mantenuto al fresco. Misurare il volume, mescolare e prelevarne DUE campioni (2 provette da 10 mL). Indicare sull'etichetta la diuresi delle 24 ore.	A
90.43.5	0090435.05	009043505	ACIDO URICO NELLE URINE	BU3583A	Urato su campione urine	Urine 24 h	Provetta urine (Campione urine spot)	LAB-EBA	1	1,70	Campione di urine estemporaneo. Indicare sull'etichetta "spot"	A
90.44.1	0090441.01	009044101	UREA (AZOTEMIA)	BU3541	Urea	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	1	1,70	RICHIEDIBILE IN URGENZA	A
90.44.1	0090441.04	009044104	UREA NELLE URINE DELLE 24 H	BU3582	Urea urine 24h	Urine 24 h	2 Provette urine (campione di Urine 24 h con indicata diuresi)	LAB-EBA	1	1,70	Raccogliere le urine delle 24 ore in un recipiente pulito e mantenuto al fresco. Misurare il volume, mescolare e prelevarne DUE campioni (2 provette da 10 mL). Indicare sull'etichetta la diuresi delle 24 ore.	A
90.44.1	0090441.03	009044103	UREA NELLE URINE	BU3582A	Urea su campione urine	Urine 24 h	Provetta urine (Campione urine spot)	LAB-EBA	1	1,70	Campione di urine estemporaneo. Indicare sull'etichetta "spot"	A
90.44.3	0090443	0090443	URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO (STICK)	3529	Urine-Esame Chimico-Fisico e Microscopico	ES.URINE	Provetta urine	LAB-EBA	2	2,30	Raccogliere una quota (10 mL) delle prime urine emesse al mattino al risveglio; se a digiuno sono accettabili anche quelle emesse 3 ore dopo l'ultima minzione. Evitare la raccolta durante il periodo mestruale. Per i bambini piccoli il campione può essere raccolto in apposito sacchetto venduto in farmacia.	A
90.94.2	0090942.02	009094202	URINOCOLTURA DA CATETERE A PERMANENZA	9001B	Urinocoltura da catetere a permanenza	URINOCOLTURA	Contenitore sterile con tappo a vite	LAB-SSG	4	14,70	Da catetere a permanenza: si procede alla chiusura del catetere immediatamente a valle del dispositivo di prelievo, si disinfetta la parte di catetere dove verrà effettuato il prelievo, si raccolgono con siringa sterile circa 5 mL di urine che verranno trasferite nel contenitore sterile. Si procede alla ricanalizzazione del catetere.	A
90.94.2	0090942.04	009094204	URINOCOLTURA DA CATETERISMO SINGOLO	9001D	Urinocoltura da cateterismo singolo	URINOCOLTURA	Contenitore sterile con tappo a vite	LAB-SSG	4	14,70		A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.94.2	0090942.01	009094201	URINOCOLTURA DA MITTO INTERMEDIO	9001A	Urinocoltura da mitto intermedio	URINOCOLTURA	Contenitore sterile con tappo a vite URISWAB (per urinocoltura differita)	LAB-SSG	4	14,70	Mitto intermedio: urine della prima minzione del mattino o di almeno 3 ore dopo l'ultima minzione. Praticare una accurata pulizia dei genitali con acqua e sapone, sciacquare con acqua e asciugare; non usare disinfettanti. Urinare tenendo repressa la cute del prepuzio nel sesso maschile o divaricate le grandi labbra nel sesso femminile: eliminare il primo getto di urina, raccogliere la parte intermedia del mitto direttamente nel contenitore sterile. Urinocoltura differita: quando la raccolta del campione non può essere rinviata, utilizzare il dispositivo URISWAB per la conservazione del campione fino a 48 ore	A
90.94.2	0090942.03	009094203	URINOCOLTURA DA SACCHETTO	9001C	Urinocoltura da sacchetto	URINOCOLTURA	Contenitore sterile con tappo a vite	LAB-SSG	4	14,70	Sacchetto di plastica sterile adesivo per bambini piccoli: praticare una accurata pulizia dei genitali con acqua e sapone, sciacquare con acqua e asciugare; non usare disinfettanti. Applicare il sacchetto, facendolo aderire al perineo e alla regione sovrapubica. Appena avvenuta la minzione rimuovere il sacchetto, inserirlo nel contenitore sterile e inviarlo in laboratorio dopo averlo chiuso accuratamente. Mantenere il sacchetto al massimo per 30', altrimenti sostituirlo.	A
90.08.3	0090083.02	009008302	FARMACI: ANTIBIOTICI-VANCOMICINA	3849	Vancomicina	GIALL/ROSS lunga ANTIB SERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	4	7,90		A
90.08.3	0090083.02	00900830201	VANCOMICINA PICCO	3849P	Vancomicina-Picco	GIALL/ROSS lunga ANTIB SERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	4	7,90		A
90.08.3	0090083.02	00900830202	VANCOMICINA VALLE	3849V	Vancomicina-Valle	GIALL/ROSS lunga ANTIB SERV	Provetta con gel tappo giallo/rosso lunga siero	NIG	4	7,90		A
91.27.1	0091271	0091271	VIRUS VARICELLA ZOSTER: RICERCA ANTICORPI IGG	3367	Varicella-Zoster anticorpi IgG	Rosso/Giallo lunga LIA SERV	Provetta con gel tappo rosso/giallo siero lunga	NIG	5	7,90		A
91.27.1	0091271.01	009127101	VIRUS VARICELLA ZOSTER: RICERCA ANTICORPI IGM	3368	Varicella-Zoster anticorpi IgM	Rosso/Giallo lunga LIA SERV	Provetta con gel tappo rosso/giallo lunga siero	NIG	5	7,90		A
90.82.5	0090825	0090825	VELOCITA' DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE (VES)	3430	VES (Velocità di Eritrosedimentazione)	VIOLA /Bianco	Provetta tappo viola/bianco plasma EDTA	SIMT	2	2,30		A
91.13.5	0091135.04	009113506	VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE (RSV): RICERCA DIR.	9025	Virus Respiratorio Sinciziale	RSV (naso-faringeo)	Tampone Eswab Arancio "mini"	LAB-SSG	2	10,55		A
90.45.2	0090452.02	009045202	VITAMINA A (RETINOLO)	3853	Vitamina A (Retinolo)	LILLA VIT A/E CNR	Provetta tappo viola/bianco plasma EDTA - BUJO	NIG	11	11,05		A
90.45.1	0090451.04	009045104	VITAMINA B1 (TIAMINA)	3765	Vitamina B1 (Tiamina)	LILLA corta -BUJO e GHIACCO	Provetta tappo viola/bianco plasma EDTA - BUJO e GHIACCO	NIG	10	11,05	Inviare il campione protetto dalla luce (carta stagnola)	A
90.13.5	0090135	0090135	VITAMINA B12 (COBALAMINA)	BU3702	Vitamina B12	Bioch-GialloLUNGA	Provetta con gel tappo giallo lunga siero	LAB-EBA	2	9,50		A
90.45.1	0090451.05	009045105	VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA)	3766	Vitamina B2 (Riboflavina)	LILLA corta -BUJO e GHIACCO	Provetta tappo viola/bianco plasma EDTA - BUJO e GHIACCO	NIG	10	11,05	Inviare il campione protetto dalla luce (carta stagnola)	A

Codice nomencl.	SISS	Codice HOPERA	Descrizione HOPERA	Codice esame	ESAME	Etichetta campione	Contenitore	Lab. Esec.	gg	Euro	Istruzioni prelievo e Note	Trasporto
90.45.1	0090451.07	009045107	VITAMINA B6 (PIRIDOSSA-FOSFATO)	3764	Vitamina B6 (Piridossina)	LILLA corta -BUIO e GHIACCIO	Provetta tappo viola/bianco plasma EDTA - BUIO e GHIACCIO	NIG	15	11,05	Inviare il campione protetto dalla luce (carta stagnola)	A
90.45.2	0090452.01	009045201	VITAMINA E (TOCOFEROLO)	3854	Vitamina E (Tocofenolo)	LILLA VIT A/E CNR	Provetta tappo viola/bianco plasma EDTA - BUIO	NIG	11	11,05		A
91.27.5	0091275	0091275	YERSINIA: ESAME COLTURALE FECI	9014	Yersinia nelle feci	YERSINIA FECI	Tampone FecalSwab Tappo verde o contenitore con paletta per Feci	LAB-SSG	4	2,30	FECI: raccogliere pochi grammi di feci nel contenitore per mezzo della spatola. Evitare la commistione delle feci con urina. Se si usa il tampone "Fecal Swab" intingere il tampone nelle feci, inserire il tampone nel proprio contenitore. Inviare subito in laboratorio o conservare in frigorifero da 2 a 8°C.	A
90.45.4	0090454.01	009045401	ZINCO	3887	Zinco	BLU OLIGOELEMENTI	Provetta tappo blu siero per elementi in tracce	NIG	6	6,85	Provetta bonificata per determinazione elementi in tracce	A

Nota: A = trasporto ordinario (in contenitore terziario tra 8°-24°C) B = trasporto a freddo (mantenere il contenitore primario tra 2°-8°C) C = trasporto a caldo (mantenere il contenitore primario a 37°C)